

CSV_ID	Описание
MEDIAJD	Уникальный цифровой идентификатор, связанный с элементом мультимедиа в списке мультимедиа.
MEDIA_NAME	Заданное пользователем имя элемента мультимедиа.
WEBJD	Уникальный цифровой идентификатор, связанный с записанной веб-страницей.
WEB_TITLE	Заголовок веб-страницы из исходного кода веб-страницы (HTML).
WEB_URL	URL веб-страницы.
CNT	Значение COUNT увеличивается один раз для каждой записи данных, генерируемой Control.
TIME	Время в секундах, прошедшее с последней инициализации системы.
TIMETICK	Текущее процессорное время, записанное как TIME может использоваться для синхронизации данных с другими приложениями.
FPOGX	Координата X фиксации POG (точки взгляда) в процентах к ширине экрана (От 0 до 1)
FPOGY	Координата Y фиксации POG в процентах к высоте экрана (От 0 до 1).
FPOGS	Время начала фиксации POG в секундах с момента инициализации системы или калибровки.
FPOGD	Длительность фиксации POG в секундах.
FPOGID	ID номер фиксации POG.
FPOGV	Флажок корректности FPOG со значением 1, если данные фиксации корректны и 0, если нет.
BPOGX	Координата X исходных данных POG (левый&правый среднее значение) в процентах к ширине экрана

BPOGY	Координата Y исходных данных POG (левый&правый среднее значение) в процентах к высоте экрана.
BPOGV	Флажок корректности со значением 1, если данные корректны, и 0 - если нет.
CX	Координата X положения курсора мыши в процентном отношении к ширине экрана (От 0 до 1)
CY	Координата Y положения курсора мыши в процентном отношении к высоте экрана (От 0 до 1)
CS	Положение курсора мыши. 0 - нейтральное положение. 1 - слева внизу. 2 - справа внизу. 3 - слева вверху. 4 - справа вверху.
USER	Определяемое пользователем поле данных, которое может быть задано с помощью API или Remote.
LPCX	Координата X левого зрачка на изображении с камеры в процентном отношении к ширине (От 0 до 1).
LPCY	Координата Y левого зрачка на изображении с камеры в процентном отношении к высоте (От 0 до 1).
LPD	Диаметр левого зрачка в пикселях.
LPS	Масштабный коэффициент левого зрачка, приведённый к значению 1 по высоте головы при калибровке.
LPV	Флажок корректности для левого зрачка со значением 1, если данные корректны, и значением 0 - если нет.
RPCX	Координата X правого зрачка на изображении с камеры в процентном отношении к ширине (От 0 до 1).
RPCY	Координата Y правого зрачка на изображении с камеры в процентном отношении к высоте (От 0 до 1).

RPD	Диаметр правого зрачка в пикселях.
RPS	Масштабный коэффициент правого зрачка, приведённый к значению 1 по высоте головы при калибровке.
RPV	Флажок корректности для правого зрачка со значением 1, если данные корректны, и значением 0 - если нет.
BKID	Уникальный цифровой идентификатор, заданный каждому морганию. Равен 0, если моргание не было зафиксировано.
BKDUR	Длительность предыдущего моргания в секундах.
BKPMIN	Количество морганий за предшествующие 60 секунд.
AOI	Используйте имя AOI (область интереса), если текущая точка фиксации находится внутри области интереса (пересекающиеся AOI обозначаются через дефис)