

	UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS BIOLOGI FASILITAS PENELITIAN BERSAMA		
	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	3080112063
		Halaman	2
	Timbangan Semi Analitik OHAUS	Tgl. Terbit	23 Desember 2021
		Revisi	4

I. Nama Alat	Timbangan Semi Analitik	
II. Spesifikasi	Merk : OHAUS Tipe : PA512 Ukuran Pan Timbang : 18 cm Readability : 0,01 g Kapasitas Maks. : 510 g	Daya : 4 W Tegangan : 8 – 14,5 V Temperatur : 15 - 35°C Jumlah : 1 S/N : B537435350 (2015-01)
III. Cara Kerja	A. Menghidupkan Alat - Sebelum dinyalakan, cek kondisi timbangan, pastikan titik gelembung berada di tengah bulatan dan stabil. - Dalam keadaan mati, bersihkan pan piring timbangan dengan kuas halus jika terdapat kotoran dan lap dengan tissue yang dibasahi alcohol 70% jika kotoran bersifat lengket / cairan. - Hidupkan alat dengan menekan lama tombol “ON/ OFF” pada keypad hingga monitor menyala. B. Pengoperasian Alat - Lakukan penimbangan dengan hati-hati. Gunakan kertas timbang/alas timbang yang tersedia, untuk sampel cair gunakan botol timbang/mikrotube. - Letakkan alas timbang di piringan timbangan, tekan Re-Zero untuk mengeset nol. Letakkan sampel. Catat hasil penimbangan - Ambil hasil penimbangan.	

Pengesahan	Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Nama			
Tanda Tangan			
Tanggal			

Isi Dokumen ini tidak diperkenankan untuk disalin dan digandakan tanpa seijin dari Ketua Fasilitas Penelitian Bersama Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada.



4. Kosongkan pan piring timbangan.

C. Mematikan Alat

1. Tekan kembali **Re-Zero**, dan tekan lama **“ON/ OFF”** untuk mematikan timbangan.
2. Setelah pemakaian bersihkan kembali pan piring timbang dengan kuas halus dan lap dengan tissue alcohol yang tersedia.

Pengesahan	Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Nama			
Tanda Tangan			
Tanggal			

Isi Dokumen ini tidak diperkenankan untuk disalin dan digandakan tanpa seijin dari Ketua Fasilitas Penelitian Bersama Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada.