

LÆS DENNE VEJLEDNING, FØR DU SKYDER MED SKYDEVÅBEN ELLER UDSÆTTER DIN HØRELSE FOR HØJE LYDE  
XCOR PRO

VÆR SIKKER  
START GUIDE

Se videoguider og online startguide her:

[WWW.GOAXIL.COM/XCOR-START-GUIDE](http://WWW.GOAXIL.COM/XCOR-START-GUIDE)

### **VILKÅR & BETINGELSER**

VIGTIG INFORMATION: Dette produkt er underlagt AXIL vilkår og betingelser (inklusive en voldgiftsaftale); Hvis du åbner pakken, bruger eller beholder enheden, accepterer du vilkårene og betingelserne. Oplysninger om dine rettigheder, forpligtelser, fravalgsmuligheder og fuldstændige vilkår hos [www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal](http://www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal)

### **FORSTÅ DIT ANSVAR**

VÆR OPMÆRKSOM: For at få det passende høreværn fra dette produkt, skal du bære det korrekt med spidser, der passer ind og forsegler dine øregange ordentligt. Sørg altid for, at produktet er i god stand. **Det er dit ansvar at stoppe med at bruge produktet med det samme, hvis det ikke fungerer korrekt.**

### **TRIN 1: KORREKT VALG AF SPIDS**

**KRITISK:** Vælg den spids, der passer til det niveau af høreværn, du har brug for

-----

#### **GENERELT SKUM**

**Lille / Medium / Stor**

Bedst til skydning, industri, billøb og andre ekstremt støjende miljøer/aktiviteter

**29 dB SNR / 23 dB NRR**

**MAX HØREVÆRN**

-----

#### **SILIKONE**

**Mellem / Stor**

God til lyd og generelle høreformål.

Tilbyder kun mildt høreværn.

#### **MEGET VIGTIGT**

Ikke godt til optagelse og andre høje lyde.

**27 dB SNR / 21 dB NRR**

**GODT HØREVÆRN**

### **TRIN 2: PLACER SPIDSEN PÅ LYDPORTEN**

Skub spidsen så langt ned som muligt på lydporten

### **TRIN 3: KONTROLLER VENSTRE OG HØJRE INDIKATORER FOR AT VÆRE SIKKER PÅ KORREKT PLACERING**

BAGSIDEN AF ØRETELEFONER

KOMPRIMER / KNIBE

### **TRIN 4: KOMPRIMER SKUMSPIDSEN, SÅ DEN ER MINDRE**

Dette vil hjælpe den med at gå dybere ind i din øregang for den bedste pasform og maksimal beskyttelse

### **TRIN 5: INDSÆT ØREPROPPEN OG SPIDSEN I ØREGANGEN SOM VIST**

Sørg for, at den går så dybt som muligt for maksimal forsegling

ÅRKANALEN

### **TRIN 6: DREJ ØRETELEFONEN, INDTIL DEN SIDDER BEHAGELIGT I ØRET**

### **TRIN 7: HØREKONTROL™ OG BESKYTTELSESTILSTAND**

#### **BERØRINGSKONTROLOMRÅDE**

Tryk længe på berøringskontrolområdet (i 2 sekunder) - **Lyd til/lyd fra**

#### **REKTANGULÆR KNAP**

BEMÆRK: ALLE LYDNIVEAUER GIVER MAKSIMAL HØREBESKYTTELSE

#### **LAV**

MILD LYDFORBEDRING

#### **MELLEM (2X)**

MODERAT LYDFORBEDRING

#### **HØJ (5X)**

MAX LYDFORBEDRING

Tryk på den rektangulære knap for at **skifte mellem lydstyrkeniveauer**

Øretelefonerne vil som standard have lav lydstyrke. Lydstyrkeniveauerne vil sløjfe fra høj til lav. Høreforbedrings- og beskyttelsesfunktionen kan bruges samtidigt med lyd- og telefonopkald.

### **MEGET VIGTIGT - TEST VENLIGST DIN PASFORM, FØR DU AFFYRER ET SKYDEVÅBEN**

### **TRIN 8: FØR DU BRUGER: TEST FOR AT SIKRE, AT DIT HØREVÆRN FUNGERER KORREKT**

#### **KLAPP TEST**

Klap dine hænder ved siden af ørerne for at sikre, at øretelefonerne komprimerer høje lyde.

#### **TEST TIL OPTAGELSE**

Test 1-2 skud og sørg for, at alt fungerer, før du affyrer flere skud eller lytter til andre høje lyde.

Hvis lydene ikke er bløde nok eller forårsager smerte/ubehag, **skal du STOPPE** det, du laver, og rette det, før du fortsætter med at udsætte din hørelse for høje lyde. Hvis du gør det, kan det skade din hørelse permanent.

## **BERØRINGSKONTROLOMRÅDE**

### **I MUSIKTILSTAND**

#### **Enkelt tryk**

- Højre øre - Lydstyrke op
- Venstre øre - Lydstyrken er skruet ned

#### **Tryk to gange**

- (Begge ører) - Pause/Afspil

#### **Tryk tre gange**

- Højre øre - Spring spor fremad
- Venstre - Spring spor baglæns over

### **I TELEFONOPKALDSTILSTAND**

#### **Enkelt tryk**

- Højre øre - opkaldslydstyrke op
- Venstre øre - Opkaldslydstyrke ned

#### **Tryk to gange**

- (Begge ører) - Besvar/afslut opkald

#### **Tryk tre gange**

- (Begge ører) - Afvis opkald

## **BERØRINGSKONTROLOMRÅDE**

JUSTERINGER TIL BEGGE ØRETELEFONER SYNKRONISERES MED DEN ANDEN ØRETELEFON

## **ANDRE FUNKTIONER OG PROCEDURER**

### **DVALETILSTAND**

Når enheden er tændt, og Bluetooth-forbindelsen ikke er etableret inden for 5 minutter, går Bluetooth i dvaletilstand for at spare strøm. **For at vågne skal** du trykke to gange på berøringskontrolområdet for at gå tilbage til parringstilstand. I dvaletilstand er hørekontrollen™ Sitll Active via et langt tryk.

### **ENKELT ØRETELEFONFORBINDELSE TIL TO (2) FORSKELLIGE ENHEDER**

- Afbryd Bluetooth-forbindelsen fra enheden (telefon, tablet, computer osv.)
- Sæt 1. øretelefon tilbage i opladningsetuiet, og luk låget.
- Med den 2. øretelefon skal du holde berøringskontrollen nede i 10 sekunder, indtil der ses grønt lys på øretelefonen.
- Grønt lys lyser i 3 sekunder efterfulgt af rødt lys i 1 sekund.
- På dette tidspunkt har denne øretelefon gendannet fabriksindstillingerne og er slukket.
- Tag den 1. øretelefon ud af opladningsetuiet, og tilslut den til den 1. enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sæt den 2. øretelefon tilbage i opladningsetuiet, tag den ud igen og tilslut den til den 2. enhed, du vil oprette forbindelse til.

## **FOR AT VENDE TILBAGE TIL NORMAL FORBINDELSE**

Sæt begge øretelefoner tilbage i opladningsetuiet i mere end 3 sekunder, og øretelefonerne vender tilbage til normal parring.

## **GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER**

Se onlinehjælpevejledningen på [www.goAXIL.com/XCOR-start-guide](http://www.goAXIL.com/XCOR-start-guide)

## **LYS/MEDDELELSER**

2 SEK

### **KONSTANT GRØNT LYS I 2 SEKUNDER**

Tænd

BLINKENDE

### **BLINKENDE GRØNT LYS**

Bluetooth-parring

BLINK HVER 30. SEKUND

### **BLINKENDE SORT LYS HVERT 30. SEKUND**

Lavt batteri

FLASH x3

### **GRØNT LYS BLINKER 3 GANGE OG SLUKKER DEREFTER**

Bluetooth tilsluttet

1 SEK

### **KONSTANT SORT LYS I 1 SEKUND**

Sluk

## **TILSLUTNING AF BLUETOOTH**

### **FJERN ØREPROPPER FRA ETUIET**

De skal automatisk oprette forbindelse til hinanden og begynde at søge efter parringsenheder

### **TILSLUT BLUETOOTH-ENHED MED ØRETELEFONER**

Vælg "AXIL XCOR" i dine Bluetooth-indstillinger

### **LYT EFTER STEMMEMEDDELELSER I ØRETELEFONER**

Stemmemeddelelser angiver den aktuelle Bluetooth-funktion

### **SEDDER:**

Hvis du har problemer med at parre, skal du sætte dem tilbage i opladningsetuierne. Fjern dem derefter, og prøv at parre igen.

Bluetooth-rækkevidden er cirka 30 fod.

### **SÅDAN OPLADES ETUI OG ØRETELEFONER**

Tilslut opladningsetuiet med det medfølgende kabel.

### **OPLADNINGSTID**

Etui og øretelefoner oplades på cirka 2 timer.

### **USB-C OPLADNING**

Øretelefoner oplades inde i opladningsetuiet. Opladningsetuiet giver dig 3 fulde opladninger.

Når USB-C-kablet er taget af, bliver lyset hvidt i 5 sekunder og slukker derefter.

Sort lys lyser under opladning.

Hvidt lys tændes, når det er fuldt opladet.

### **YDERLIGERE MEDDELELSER OM OPLADNINGSETUI**

#### **LÅG TIL ÅBNING**

##### **NÅR OPLADET**

Hvidt lys lyser i 3 sekunder og slukkes

##### **NÅR BATTERIET ER LAVT**

Sort lys lyser i 3 sekunder og slukker

#### **LUKNING AF LÅG**

##### **NÅR OPLADET**

Hvidt lys lyser i 5 sekunder og slukkes

##### **NÅR BATTERIET ER LAVT**

Sort lys lyser i 5 sekunder og slukker

#### **KØRETID**

Op til 13 timer - kun hørekontrol™

Op til 7 timer - kun lyd

Op til 5 timer - Hørekontrol™, taletid, lyd på samme tid

### **GARANTI INFO:**

Du kan finde garantioplysninger på [www.goAXIL.com/warranty](http://www.goAXIL.com/warranty) for at aktivere din garanti

### **FCC-ERKLÆRING**

1. Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens. (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. 2. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. BEMÆRK VENLIGST: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer anvendelser og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

#### **RF ADVARSEL:**

Enheden er blevet evalueret til at opfylde generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges i bærbar eksponeringstilstand uden begrænsninger.

#### **IC ADVARSEL**

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder Canadas licensfritagne RSS(er) for innovation, videnskab og økonomisk udvikling. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens. (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden. Cet appareil continent des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

MODEL: AXIL XCOR PRO

FCC-id: 2A5PM-XCOR

IC: 28343-XCOR

BLUETOOTH GJORDE: D068096

PPE-forordning (EU) 2016/425 FCC

Designet og konstrueret i USAAsliggjort i Kina  
Komponenterne indkøbes globalt

| <b>Inkluderede ørepropper (nominel diameter)</b> |
|--------------------------------------------------|
| <b>Lille: 7/10 mm</b>                            |
| <b>Medium: 8/12mm</b>                            |
| <b>Stor: 10/13 mm</b>                            |

EN

| 352-2:2020 |       |
|------------|-------|
| SNR        | 29 dB |
| H          | 33 dB |
| M          | 30 dB |
| L          | 29 dB |

Bemyndiget organ: CCQS Certification Services Limited

(NB2834) Blok 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Irland

#### TEST OG CERTIFICERINGER

AXIL XCOR PRO EARBUDS er testet og godkendt i overensstemmelse med den nye PPE-forordning (EU) 2016/425 og gældende dele af den europæiske standard EN 352-2:2020, EN 352-7:2020 og EN 352-9:2020.

| Testet i henhold til                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frekvens (Hz)                       | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Gennemsnit (dB)                     | 30.2 | 30.1 | 28.3 | 28.8 | 29.1 | 34.1 | 37.2 | 37.9 |
| Standardafvigelse (dB)              | 4.2  | 2.9  | 4.9  | 4.6  | 4.8  | 3.2  | 4.9  | 5.0  |
| Gennemsnit - Standardafvigelse (dB) | 26.0 | 27.3 | 23.5 | 24.2 | 24.3 | 31.0 | 32.9 | 32.9 |

| Testet i henhold til EN352-7:2020 |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| H-kriteriet                       | M-kriteriet | L-kriteriet |
| 104 dBA                           | 106 dBA     | 114 dBA     |

| Minimal impulsstøj        | Minimal impulsstøj        | Minimal impulsstøj        |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 85 dBA - PAS              | 85 dBA - PAS              | 85 dBA - PAS              |
| Minimum - Ikke-impulsstøj | Minimum - Ikke-impulsstøj | Minimum - Ikke-impulsstøj |
| 97 dBA - PAS              | 96 dBA - PAS              | 94 dBA - PAS              |

XCOR PRO EARBUDS overholder EN 352-2 og leveres i en række størrelser i skum og silikone.

Lydgendannelsesegenskaber (omgivende lydvolume kontrol i maksimal position). Kriterieniveauer. Lydtryksniveauet for ekstern støj (HML), hvor lydtryksniveauet under øreproppen først overstiger 85 dBA.

**ADVARSEL!** Udgangen fra det niveauafhængige kredsløb i dette hørevern kan overstige det eksterne lydniveau.

| TESTET I HENHOLD TIL<br>Gennemsnitligt støjniveau i øret ved hjælp af p50_f dB FS |                  |                   |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| P50_f dB FS                                                                       | Gennemsnit (dBA) | Standardafvigelse | √Summen af kvadrater | Gennemsnit + √SS (dBA) |
| -39                                                                               | 59.9             | 2.8               | 4.1                  | 64.0                   |
| -34                                                                               | 64.8             | 2.8               | 4.1                  | 69.0                   |
| -29                                                                               | 69.8             | 2.9               | 4.1                  | 74.0                   |
| -24                                                                               | 74.8             | 2.8               | 4.1                  | 78.9                   |
| -19                                                                               | 79.2             | 2.5               | 3.9                  | 83.1                   |
| -14                                                                               | 81.2             | 1.3               | 3.3                  | 84.8                   |

| Norm         | Bluetooth-profil | DfE ved -14 dB FS | Brugstid -14 dB FS |
|--------------|------------------|-------------------|--------------------|
| EN352-9:2020 | Stereoanlæg      | 84.8 dBA          | Timer              |

Brugstiden for det maksimale indgangssignal svarende til et ækvivalent lydudgangsniveau på 82 dBA over 8 timer er 4.2 timer.

**PRØVNING I HENHOLD TIL REACH-FORORDNING (EF) NR. 1907/2006.**

**PRØVNING I HENHOLD TIL RoHS-DIREKTIV 2011/65/EU BILAG II OG DETS ÆNDRING (EU) 2015/863.**

**TESTET I HENHOLD TIL FØLGENDE HARMONISEREDE STANDARDER I DIREKTIV (RED) 2014/53/EU:**

**TESTET I HENHOLD TIL FØLGENDE HARMONISEREDE STANDARDER I DIREKTIV (EMC) 2014/30/EU:**

## ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra: <https://goaxil.com/pages/certifications>

## CERTIFICERINGS- OG PRØVNINGSRAPPORTER

Alle certificeringer og testrapporter for produktet kan downloades fra: <https://goaxil.com/pages/certifications>

### ! OPMÆRKSOMHED!

XCOR PRO-ØRETELEFONERNE ER ET NIVEAUAFHÆNGIGT HØREVÆRN. KORREKT PASFORM ER AFGØRENDE. HVIS ANBEFALINGERNE I DENNE BRUGERVEJLEDNING IKKE OVERHOLDES, VIL BESKYTTELSEN FRA ØREPROPPERNE BLIVE AFBRUDT OG FORRINGET.

SØRG FOR, AT ØREPROPPEN ER MONTERET KORREKT, FØR DU TÆNDER FOR ENHEDEN. NÅR UDVENDIGE LYDNIVEAUER BLIVER UBEHAGELIGE UNDER BRUG, SKAL DU SLUKKE FOR ENHEDEN OG GENTAGE MONTERINGSPROCEDURERNE.

SE TRIN 2 TIL TRIN 7 I DENNE BRUGSANVISNING FOR KORREKT MONTERINGSPROCEDURE.

**OPMÆRKSOMHED!** MONTER, JUSTER OG VEDLIGEHOLD ALTID ØREPROPPERNE I OVERENSSTEMMELSE MED INSTRUKTIONERNE

**OPMÆRKSOMHED!** SÆT ALTID ØREPROPPERNE FAST MED HEADSETTET SLUKKET.

**OPMÆRKSOMHED!** XCOR PRO ER ET NIVEAUAFHÆNGIGT HØREVÆRN OG BØR IKKE MONTERES TIL UNDERHOLDNINGSFORMÅL. KORREKT PASFORM ER AFGØRENDE.

**OPMÆRKSOMHED!** FØR MONTERING SKAL DU UNDERSØGE ØREPROPPERNE FOR SNAVS, SKADER ELLER HÅRDHED – KASSÉR STRAKS, HVIS DE KOMPROMITTERES.

**OPMÆRKSOMHED!** ØREPROPPERNE SKAL ALTID BÆRES I STØJENDE OMGIVELSER.

**OPMÆRKSOMHED!** FORKERT MONTERING I STØJENDE OMGIVELSER KAN FORÅRSAGE HØRESKADER ELLER HØRETAB.

**OPMÆRKSOMHED!** ØREPROPPERNE KAN GENBRUGES OG BØR REGELMÆSSIGT INSPICERES FOR BRUGBARHED.

**OPMÆRKSOMHED!** PLUDSELIG ELLER HURTIG FJERNELSE AF ØREPROPPER UD AF ØREGANGEN KAN BESKADIGE TROMMEHINDEN.

**OPMÆRKSOMHED!** ØREPROPPERNE ER FORSYNET MED DEN NIVEAUAFHÆNGIGE DÆMPNING. BRUGEREN SKAL KONTROLLERE, AT DEN FUNGERER KORREKT FØR BRUG. HVIS DER OPDAGES FORVRÆNGNING ELLER FEJL, SKAL BRUGEREN HENVISE TIL PRODUCENTENS RÅD OM VEDLIGEHOLDELSE.

**OPMÆRKSOMHED!** YDEEVNEN KAN FORRINGES VED BATTERIBRUG. DEN TYPISKE PERIODE MED KONTINUERLIG BRUG MED FULDT OPLADEDE BATTERIER ER 13 TIMER KUN MED HØREFORBEDRINGSFACILITET, 7 TIMER KUN MED BLUETOOTH-LYDFACILITET OG 5 TIMER MED BÅDE HØREFORBEDRING OG BLUETOOTH-LYDFACILITET VED STUETEMPERATUR.

**OPMÆRKSOMHED!** ØREPROPPERNE ER FORSYNET MED SIKKERHEDSRELATERET LYDINDGANG. BRUGEREN SKAL KONTROLLERE, AT DEN FUNGERER KORREKT FØR BRUG. HVIS DER OPDAGES FORVRÆNGNING ELLER FEJL, SKAL BRUGEREN HENVISE TIL PRODUCENTENS RÅD OM VEDLIGEHOLDELSE.

**OPMÆRKSOMHED!** UDGANGEN FRA LYDKREDSLØBET PÅ DETTE HØREVÆRN KAN OVERSKRIDE EKSPONERINGSGRÆNSEN

### VEDLIGEHOLDELSE

Hold headsettet væk fra områder med høj temperatur, fugt og støv.

### RENGØRING, GENBRUG OG UDSKIFTNING AF ØREPROPPER

**OPMÆRKSOMHED!** FØR RENGØRING SKAL DU FJERNE ØREPROPPERNE FRA ØRESTYKKERNE FOR AT FORHINDRE BESKADIGELSE AF UDSKYRET.

**OPMÆRKSOMHED!** VASK ØREPROPPERNE FORSIGTIGT MED MILD SÆBE I LUNKENT VAND. SKYL OG TØR ØREPROPPERNE GRUNDIGT FØR GENBRUG.

**OPMÆRKSOMHED!** GENANVENDELIGE ØREPROPPER SKAL KONTROLLERES MED JÆVNE MELLEMRUM FØR HVER BRUG.

**Silikone ørepropper** har op til 5 års holdbarhed. Ved periodisk brug skal ørepropperne udskiftes hver 3.-5. måned afhængigt af tilstanden. Til tung industribrug skal den udskiftes hver 14. dag, eller hvis spidserne er beskadigede.

**Skumørepropper** har op til 5 års holdbarhed. Ved periodisk brug skal ørepropperne udskiftes hver 3.-5. måned afhængigt af tilstanden. Til tung industribrug skal du udskifte hver 14. dag, eller hvis spidserne er beskadigede eller mister kompressionsevnen.

#### **DESINFICERING**

XCOR PRO-produktets udvendige overflader, bortset fra ørepropperne, kan desinficeres ved let at gnide produktet i 60 sekunder pr. overflade med en klud, der er gennemvædet (presser overskydende væsker ud) med mindst 60 % ethanol eller 70 % isopropylalkohol. Kommercielle 70 % alkoholservietter, forberedelsespudder eller servietter kan også bruges. Lad det tørre helt inden brug. Hvis øretelefonerne bliver våde under desinfektion, skal du fjerne ørepropperne og lade dem tørre, før de samles igen. Nedsænk IKKE XCOR PRO-produktet i desinficerende væske eller brug varme, ultraviolet lys, natriumhypochloritopløsning (almindeligvis omtalt som blegemiddel) eller hånddesinfektionsmidler til at desinficere, da dette kan beskadige produktet. XCOR PRO TRÅDLØSE ØRETELEFONER kan blive negativt påvirket af visse kemiske stoffer. Henvend dig til producenten for yderligere information.

#### **FORÆLDELSE**

XCOR PRO vil forblive i god stand med hensyn til holdbarhed, mens produktet opbevares på et lager under kontrollerede forhold. **For headset:** Luftfugtigheden er mindre end 80 %, og temperaturen er 0°C til 50°C. Headsettets fremstillingsdato (MM/YYYY) er trykt på emballagen.

**Headsettets levetid** (elektroniske dele) er 2 år fra den givne fremstillingsdato. **Produktets levetid for ørepropper** er op til 5 år fra den givne fremstillingsdato.