

ΜΕΤΩΠΟ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ
19 dB SNR

ΚΛΕΙΣΤΟ POSITION
25 dB SNR

XP DEFENDER
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:

ΚΥΝ'ΗΓΙ
ΚΥΝ'ΗΓΙ

ΔΥΝΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΛ'ΗΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥ'Η

ΎΠΝΟΣ & ΜΕΛ'ΕΤΗ

Ακούστε ήχο και προστατέψτε την ακοή σας ταυτόχρονα
Ή μόνο προστασία ακοής

Το προϊόν αποτελείται από δύο μέρη: το χάπτι διαμορφωμένο φίλτρο και το επαναχρησιμοποιήσιμο αυτί γενικής χρήσης συμβουλή (Εικόνα Α). Το φίλτρο ταιριάζει με το μεγάλο άκρο αυτιού (7-12mm). Αρχικά, τοποθετήστε το μεγάλο αυτί άκρη στο κανάλι του αυτιού ακολουθώντας το οδηγίες (1. Εισαγωγή στο αυτί). Εάν η συμβουλή είναι δύσκολο να εισαχθεί στο κανάλι του αυτιού ή αισθάνεται άβολα τοποθετήστε το φίλτρο στο μέσο μέγεθος άκρου ακουστικού (6-11mm) ακολουθώντας το οδηγίες (3. Αλλαγή μεγέθους άκρου ακουστικού).

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν είναι αδύνατο να επιτευχθεί μια σωστή σφραγίδα με τα παρεχόμενα μεγέθη άκρων. Ένα μικρό μέγεθος άκρης ακουστικού (5-10mm) και πολύ μεγάλο μέγεθος Το άκρο ακουστικού (8-14mm) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον χρήστη με προστασία ακοής έναντι δύο τύπων θόρυβος: συνεχής θόρυβος (κλειστή λειτουργία) και παλμικός θόρυβος (Ανοιχτή λειτουργία). Η λειτουργία είναι επιλέγεται με τη λειτουργία του διακόπτη rocker ενώ

το προϊόν βρίσκεται στο αυτί (Εικόνα G).

Κλειστή λειτουργία

Όταν η μεγάλη, καμπύλη πλευρά του rocker ο διακόπτης πιέζεται προς τα κάτω (Εικόνα Β), το εικονίδιο Το προϊόν βρίσκεται σε κλειστή λειτουργία, παρέχοντας ένα μπλοκ για όλο τον περιβάλλοντα θόρυβο. Η κλειστή λειτουργία είναι για χρήση σε περιβάλλοντα συνεχούς επικίνδυνου θορύβου όπως σε ερπυστριοφόρα οχήματα.

Ανοιχτή λειτουργία

Όταν η μικρή επίπεδη πλευρά του διακόπτη διακόπτη πιέζεται προς τα κάτω (Εικόνα C), το προϊόν βρίσκεται μέσα Η ανοικτή λειτουργία παρέχει εξαρτώμενη από το επίπεδο εξασθένιση του παλμικού θορύβου, όπως Τα όπλα πυροβολούν, επιτρέποντας παράλληλα την κατάσταση επίγνωση (δηλαδή φωνές και προσανατολισμός).

1. Εισαγωγή στο αυτί

1. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι σωστά τοποθετημένο στο το άκρο του ακουστικού (Εικόνα J, K & L).
2. Πιάστε τη γλώσσα του άκρου του ακουστικού μεταξύ αντίχειρα και δείκτη (Εικόνα D).
3. Τραβήξτε το πάνω μέρος του αυτιού προς τα έξω και προς τα πάνω για να διευκολύνετε την εισαγωγή: Αυτό είναι καλύτερο επιτυγχάνεται κρατώντας το αυτί με το Απέναντι χέρι, ο βραχίονας τοποθετημένος γύρω από το πίσω μέρος του κεφαλιού (Εικόνα E).
4. Τοποθετήστε τη γλώσσα στην κορυφή του αυτιού διευκολύνοντας την εύρεση και το κράτημα όταν αφαιρώντας το άκρο από το αυτί (Εικόνα F).
5. Σπρώξτε απαλά και περιστρέψτε το προϊόν σε το αυτί μέχρι να καθίσει άνετα στο αυτί κανάλι ενώ σχηματίζει μια καλή σφραγίδα με το Ακουστικού.

2. Αφαίρεση, καθαρισμός και αποθήκευση

1. Βρείτε και πιάστε τη γλώσσα του ακουστικού (Εικόνα ΣΤ).
2. Αφαιρέστε το προϊόν με αργή περιστροφή κίνηση για να σπάσει σταδιακά η σφραγίδα με το κανάλι του αυτιού. Αυτό εξαλείφει επίσης οποιαδήποτε δυσφορία που μπορεί να γίνει αισθητή κατά τη διάρκεια μετακόμιση.
3. Καθαρίστε το άκρο του ακουστικού μετά από κάθε χρήση για να αφαιρέστε το κερί (Cerumen) και άλλα υπολείμματα: Τα άκρα των ακουστικών μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί ή αντιβακτηριακό καθαρισμός ιστών.

4. Φυλάσσετε πάντα το προϊόν σε καθαρό επανασφραγιζόμενη προστατευτική θήκη ή τσάντα. Κάνω Μην το αποθηκεύετε μαζί με άλλα αντικείμενα. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης εύρος μεταξύ -10 ° C και 50 ° C.

Μετά την αφαίρεση του φίλτρου (3. Αλλαγή άκρου ακουστικού μέγεθος), οι άκρες αυτιών μπορούν να καθαριστούν με σαπούνι ή δισκία υγιεινής και στη συνέχεια ξεπλένονται σε χλιαρό νερό και στεγνώστε καλά.

Συνιστούμε να καθαρίσετε το φίλτρο μόνο εάν αναγκάσιος. Μην χρησιμοποιείτε με βάση το οινόπνευμα διαλύματα καθαρισμού, σαπούνια ή απορρυπαντικά. Μετά Ο καθαρισμός του φίλτρου πρέπει να είναι σχολαστικός ξεπλένεται με χλιαρό νερό και αφήνεται να στεγνώσει αργά.

3. Αλλαγή μεγέθους άκρου ακουστικού

1. Αφαιρέστε το φίλτρο από το τρέχον άκρο ακουστικού: Πιέστε απαλά το άκρο ακουστικού ακριβώς κάτω από το φίλτρο μέχρι να «ξεπροβάλλει» από το άκρο του ακουστικού (Εικόνα Η).
2. Πριν τοποθετήσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη Η μεγάλη καμπύλη πλευρά του διακόπτη rocker είναι Τοποθετημένο στην πλευρά της γλώσσας του άκρου του ακουστικού (Εικόνα Α & L).
3. Τοποθετήστε το φίλτρο στο μεγαλύτερο άνοιγμα του το άκρο ακουστικού: Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με εισάγοντας το φίλτρο υπό γωνία, πιέζοντας το κουμπί κάτω πλευρά του φίλτρου στην πρώτη (Εικόνα Ι).
4. Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη rocker για να τοποθετήστε σωστά το φίλτρο στην κοιλότητα του άκρου του ακουστικού (Εικόνα J, K & L).
5. Εισάγετε το άκρο του ακουστικού στο κανάλι του αυτιού με ακολουθώντας τις οδηγίες (1. Εισαγωγή σε το αυτί).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Εάν αυτές οι οδηγίες και προειδοποιήσεις δεν είναι τήρησε, την προστασία που παρέχει η Το προϊόν θα υποστεί σοβαρή βλάβη.
- Το προϊόν προορίζεται να τοποθετηθεί στο αυτί και για την προστασία του χρήστη από επικίνδυνα επίπεδα θορύβου. Το προϊόν δεν είναι προορίζονται για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Κρατήστε το προϊόν έξω της εμβέλειας των μικρών παιδιών.
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί, να ρυθμιστεί και

διατηρούνται σύμφωνα με το οδηγίες. Η ακατάλληλη τοποθέτηση μπορεί να μειώσει το αποτελεσματικότητα στην εξασθένηση του θορύβου.

- Για την επίτευξη της σχεδιασμένης εξασθένησης επίπεδο, είναι σημαντικό ότι το εξωτερικό του αυτιού Η άκρη έχει αεροστεγή σφράγιση με το κανάλι του αυτιού.
- Ελέγχετε περιοδικά και, εάν είναι απαραίτητο, διορθώνετε τη σφραγίδα για να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρξε χαλάρωση του προϊόντος με την πάροδο του χρόνου ενώ βρίσκεστε σε το αυτί.
- Η απόδοση του προϊόντος μπορεί να μειωθεί μετά από επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, π.χ. διάτρηση ή κοπή (Εικόνα Κ).
- Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για να διασφαλίσετε δυνατότητα συντήρησης (Εικόνα J).
- Το προϊόν μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά όταν έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες ή αλκοόλ.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και τα δύο τα χέρια είναι καθαρά πριν από την εισαγωγή σε Μειώστε τον κίνδυνο μόλυνσης. Κοινή χρήση του Το προϊόν μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης.
- Ξαφνική ή γρήγορη απομάκρυνση του προϊόντος Το κανάλι του αυτιού μπορεί να βλάψει το τύμπανο.
- Πρέπει να φοριούνται κατάλληλα μέσα προστασίας της ακοής στο όλες τις ώρες σε θορυβώδες περιβάλλον.
- Είστε υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του κατά πόσον Η χρήση του προϊόντος επηρεάζει την ικανότητα εκτέλεσης μια δραστηριότητα με ασφάλεια. Διακοπή της δραστηριότητας όταν το προϊόν αποσπά την προσοχή ή προκαλεί αναστάτωση.
- Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία παραγωγής. Ο Η καθορισμένη εξασθένηση του προϊόντος μπορεί στη συνέχεια δεν είναι πλέον εγγυημένη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η AXIL εγγυάται ότι τα προϊόντα της είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικών και κατασκευής για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς. Εάν πιστεύετε ότι αυτό το προϊόν έχει τυχόν ελαττώματα υλικών ή κατασκευής, Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε μαζί μας εξυπηρέτηση πελατών για βοήθεια. Εάν ένα προϊόν αποδεικνύεται ελαττωματικό ως προς το υλικό ή κατασκευής, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε το προϊόν και να σας το αποστείλει εις βάρος ΜΑΣΧΑΛΗ. Όλες οι επιστροφές πρέπει να περιλαμβάνουν την απόδειξη αγοράς και τεκμηρίωση που προσδιορίζει το

ισχυριζόμενο ελάττωμα. Αυτή η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ εφαρμόζεται μόνο όταν τα προϊόντα έχουν συντηρείται σωστά σύμφωνα με το AXIL οδηγίες και δεν έχουν υποβληθεί σε κακή χρήση, αμέλεια ή ατύχημα. Δεν υπάρχουν επιστροφές να γίνεται απευθείας στην AXIL, εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί από το Τμήμα Εξουσιοδότησης Επιστροφών (RMA).

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΌΛΕΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΕΣ Ή
ΣΙΩΠΗΡΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Η DEC Ή Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ:
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ
ΖΗΜΙΕΣ Ή ΈΞΟΔΑ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ
Η ΈΚΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΑΠΟ
ΝΟΜΟΣ.

Δοκιμασμένο από την PZT GmbH An der Junkerei 48, 26389 Wilhelmshaven, Γερμανία, 1974,
Σύμφωνα με τα ANSI S3.19-1974 και ANSI S12.42-2010

// www.goaxil.com

AXIL // 866.422.5502

// ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ ΣΙΤΙ, ΓΙΟΥΤΑ

XP DEFENDER

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 ΖΕΎΓΟΣ **ΦΙΛΤΡΩΝ XPDEFENDER**. 1 ΖΕΎΓΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ
ΆΚΡΩΝ.

1 ΖΕΎΓΟΣ ΜΕΓΆΛΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΆΚΡΩΝ. 1 ΘΉΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

XP Defender διαθέτει ένα
βαλβίδα που ανοίγει και
κλείνει με ένα απλό
διακόπτης εναλλαγής. Αυτό επιτρέπει
Κάνετε άμεση μετάβαση
μεταξύ ακοής και
Προστασία. Ιδανικό για
Ακραίος θόρυβος
περιβάλλοντα όπως
σκοποβολή, μηχανή
καταστήματα, γεωργία, δρόμοι
κτίριο και
κατασκευή; όποιος
κατάσταση όπου η υγεία
και η ασφάλεια απαιτεί την

χρήση της ακοής
προστασία, δηλαδή όπου
Τα επίπεδα θορύβου είναι πάνω
το ασφαλές όριο των 85 dB.

Συμπεριλαμβανόμενα μεγέθη άκρων ακουστικών (ονομαστική διάμετρος)	
6/11mm Μέτριος	7/12mm Μεγάλος

EN352-2:2020		
ΜΟΔΑ:	ΑΝΟΪΓΩ	ΚΛΕΙΣΤΟΣ
SNR	19 dB	25 dB
H	22 dB	27 dB
M	16 dB	22 dB
L	13 dB	26 dB

Κατασκευασμένο από μαλακό
υποαλλεργικό ιατρικό
πολυμερές ποιότητας. Ο
To XPDefender μειώνει
ηχοστάθμες κατά 10 dB
Όταν βρίσκεστε στο ύπαιθρο
θέση και κατά 18 dB
Όταν είναι κλειστό
θέση - κατάλληλη για
Εργασία σε
περιβάλλοντα έως 103
dB. Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας
μπορεί να συνδυαστεί με
ωτοασπίδες σε πολύ δυνατά
καταστάσεις όπου διπλασιάζονται
Η προστασία είναι μια
απαίτηση.

Προσοχή:

Κατά την εισαγωγή του **XP Defender** στο αυτί
Κανάλι βεβαιωθείτε ότι οι άκρες σφραγίζουν σωστά με τη σειρά
για την επίτευξη του σχεδιασμένου επιπέδου εξασθένησης.

Made in Netherlands

Sound Technology από τον
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ

www.goaxil.com

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΑΡ