

PRIEKIS
ATVIRA POZICIJA
19 dB SNR

UŽDARYTA POSITION
25 dB SNR

XP DEFENDER
IDEALIAI TINKA:

ŠAUDYMO
MEDŽIOKLĖ

GARSŪS ĮVYKIAI

KIEMO DARBAI

KONCERTAI

STATYBA

MIEGAS IR STUDIJS

Išgirskite garsą ir apsaugokite klausą tuo pačiu metu
ARBA Tik klausos apsaugos priemonės

Produktą sudaro dvi dalys: piliulė formos filtras ir daugkartinio naudojimo universali ausis patarimas (A pav.). Filtras tinka didelis ausies antgalis (7-12 mm). Pirmiausia įdėkite didelę ausį įmeskite į ausies kanalą, sekdami instrukcijos (1. Įdėjimas į ausį). Jei patarimas sunku įkišti į ausies kanalą ar jaučiasi nepatogu įdėti filtrą į terpę dydžio ausies antgalis (6-11 mm) pagal instrukcijos (3. Ausies antgalio dydžio keitimas).

Susisiekite su mumis, jei to neįmanoma pasiekti tinkamas sandariklis su tiekiamais antgalių dydžiais. Mažas dydžio ausies antgalis (5-10 mm) ir ypač didelis dydis Ausų antgalis (8-14 mm) yra prieinamas pagal pageidavimą.

Gaminys sukurtas taip, kad suteiktų naudotojui su klausos apsauga nuo dviejų tipų triukšmas: nuolatinis triukšmas (uždaras režimas) ir impulsinis triukšmas (atviras režimas). Režimas yra pasirenkamas valdant svirties jungiklį, o

produktas yra ausyje (G vaizdas).

Uždaras režimas

Kai didelė, išlenkta sūpynės pusė jungiklis nuspaustas žemyn (B vaizdas), gaminys yra uždareme režime, todėl blokuojamas visas aplinkinis triukšmas. Uždaras režimas skirtas naudoti nuolatinio pavojingo triukšmo aplinkoje pvz., vikšrinėse transporto priemonėse.

Atvirasis režimas

Kai maža plokščia svirties pusė persijungia yra nuspaustas (C vaizdas), produktas yra Atvirasis režimas, teikiantis priklausomybę nuo lygio impulsinio triukšmo slopinimas, pvz., ginklų ugnis, tuo pačiu įgalinant situacinę sąmoningumą (t. y. balsai ir orientacija).

1. Įkišimas į ausį

1. Įsitikinkite, kad filtras tinkamai išdėstytas ausies galiukas (J, K ir L vaizdai).
2. Suimkite ausies galiuko liežuvį tarp nykštys ir smilius (D pav.).
3. Patraukite ausies viršų į išorę ir į viršų, kad būtų lengviau įterpti: tai geriausia pasiekiamas laikant ausį su priešinga ranka, ranka padėta aplink pakaušį (E paveikslas).
4. Padėkite liežuvį ausies viršuje kad būtų lengviau rasti ir suimti, kai antgalio nuėmimas nuo ausies (F vaizdas).
5. Švelniai stumkite ir susukite gaminį į ausį, kol patogiai įsitaiso ausyje kanalas, tuo pačiu formuojant gerą sandariklį su ausies kanalas.

2. Išėmimas, valymas ir saugojimas

1. Raskite ir suimkite ausies galiuko liežuvį (F pav.).
2. Nuimkite gaminį lėtai sukdami judesys palaipsniui sulaužyti antspaudą ausies kanalas. Tai taip pat pašalina bet kokius diskomfortas, kuris gali būti jaučiamas Pašalinimas.
3. Nuvalykite ausies galiuką po kiekvieno naudojimo pašalinti ausų vašką (Cerumen) ir kitus šiukšlės: Ausų antgalius galima švariai nušluostyti drėgnu skudurėliu arba antibakteriniu preparatu valymo audiniai.

4. Visada laikykite produktą švariai
Uždaromas apsauginis dėklas ar maišelis. Daryti
nelaikykite jo su kitais objektais.
Rekomenduojama laikymo temperatūra
diapazonas yra nuo -10 ° C iki 50 ° C.

Nuėmus filtrą (3. Ausies galiuko keitimas dydis), ausų antgalius galima valyti muilu arba higienos tabletes, o po to nuplauti drungnu vandeniu ir gerai išdžiovinti.

Filtrą rekomenduojame valyti tik tuo atveju, jei reikalingas. Nenaudokite alkoholio pagrindu valymo tirpalai, muilai ar plovikliai. Po filtro valymas turi būti kruopščiai atliekamas nuplauti drungnu vandeniu ir leisti išdžiūti lėtai.

3. Ausų antgalio dydžio keitimas

1. Nuimkite filtrą nuo dabartinio ausies antgalio: Švelniai suspauskite ausies galiuką tiesiai po filtruokite, kol jis "iššoks" iš ausies galiuko (Vaizdas H).
2. Prieš įdėdami filtrą įsitikinkite, kad didelė svirties jungiklio kreivės pusė yra Padėtas ant ausies galiuko liežuvio pusės (A ir L pav.).
3. Įdėkite filtrą į didesnę ausies antgalis: Tai geriausiai pasiekama filtro įdėjimas kampu, stumiant apatinę filtro pusę pirmame (I pav.).
4. Paspauskite svirties jungiklį į teisingai padėkite filtrą į ertmę ausies galiuko (J, K ir L vaizdai).
5. Įkiškite ausies galiuką į ausies kanalą Nurodymų vykdymas (1. Įterpimas į ausis).

ĮSPĖJIMAI

- Jei šių nurodymų ir įspėjimų nėra laikėsi, apsaugą, kurią suteikia produktas bus labai sutrikęs.
- Gaminys skirtas dėti į ausį ir apsaugoti naudotoją nuo pavojingas triukšmo lygis. Produktas nėra skirti bet kokiam kitam naudojimui.
- PAVOJUS UŽSPRINGTI – saugokite gaminį mažų vaikų pasiekiamumo.
- Gaminys turi būti sumontuotas, sureguliuotas ir

išlaikomi pagal

Instrukcijas. Netinkamas montavimas gali sumažinti jo triukšmo mažinimo efektyvumą.

- Norint pasiekti numatytą silpninimą lygis, svarbu, kad ausies išorė antgalis turi hermetišką sandariklį su ausies kanalu.
- Periodiškai tikrinkite ir, jei reikia, taisykite plomba, užtikrinanti, kad nebūtų produkto atsipalaidavimas laikui bėgant, kai jis yra ausis.
- Produkto veikimas gali sumažėti po sąlyčio su aštriais daiktais, pvz., punkcija arba pjovimas (K vaizdas).
- Reguliariai tikrinkite gaminį, kad įsitikintumėte: tinkamumas naudoti (J pav.).
- Produktas gali būti neigiamai paveiktas, kai kurie liečiasi su cheminėmis medžiagomis arba alkoholis.
- Įsitikinkite, kad produktas ir abu rankos yra švarios prieš įkišant į sumažinti infekcijos riziką. Dalijimasis Produktas gali padidinti infekcijos riziką.
- Staigus ar greitas produkto pašalinimas ausies kanalas gali pažeisti ausies būgną.
- Tinkamos klausos apsaugos priemonės turi būti dėvimos visą laiką triukšmingoje aplinkoje.
- Jūs esate atsakingas už tai, ar Produkto naudojimas turi įtakos gebėjimui atlikti veikla saugiai. Veiklos sustabdymas kai produktas blaško dėmesį ar trikdo.
- Nerekomenduojama naudoti produkto trejus (3) metus nuo pagaminimo datos. Nutarė tada nurodytas produkto silpninimas gali nebeturi būti garantuotas.

RIBOTA GARANTIJA

AXIL garantuoja, kad jos gaminiuose nebus medžiagų ir gamybos defektai, skirti dvejų (2) metų laikotarpį nuo pirkti. Jei manote, kad šis produktas turi bet kokius medžiagų ar gamybos defektus, nedelsdami nutraukite naudojimą ir susisiekiite klientų aptarnavimas pagalbos. Jei produktas paaiškėja, kad jis turi esminių trūkumų, arba apdirbame, suremontuosime arba pakeisime produktą ir išsiųskite jį jums sąskaita AXIL. Visose deklaracijose turi būti pateiktas įrodymas, kad pirkimą ir dokumentus, kuriuose nurodoma nurodytas defektas. Ši RIBOTA GARANTIJA

taikoma tik tais atvejais, kai produktai buvo tinkamai prižiūrima pagal AXIL nurodymus ir jiems nebuvo taikomi piktnaudžiavimas, aplaidumas ar nelaimingas atsitikimas. Jokių grąžinimų nėra turi būti atliekami tiesiogiai AXIL, išskyrus atvejus, kai tai leidžia Grąžinimo leidimų (RMA) departamentas.

ŠI GARANTIJA SUTEIKIAMA VIETOJ VISŲ KITOS GARANTIJOS, IŠREIKŠTOS ARBA NUMANOMI, KURIE YRA KONKREČIAI NEĮTRAUKTA, ĮSKAITANT GARANTIJAS PERKAMUMAS ARBA TINKAMUMAS KONKRETUS TIKSLAS. JOKIU BŪDU AR DEC ARBA PARDAVĖJAS YRA ATSAKINGAS UŽ: ATSITIKTINIS IR PASEKMINIS VISIŠKAS ŽALOS ATLYGINIMAS AR IŠLAIDOS TIEK, KIEK TO GALI ATSIŠAKYTI TEISĖ.

Išbandyta PZT GmbH An der Junkerei 48, 26389 Wilhelmshaven, Vokietija, 1974,
Pagal ANSI S3.19-1974 ir ANSI S12.42-2010

// www.goaxil.com

AXIL // 866.422.5502

// SOLT LEIK SITIS, JUTA

XP GYNĖJAS

APIMA:

1 PORA **XPDEFENDER** FILTRAI. 1 PORA VIDUTINIO DAUGKARTINIO NAUDOJIMO PATARIMŲ.

1 PORA DIDELIŲ DAUGKARTINIO NAUDOJIMO PATARIMŲ. 1 ALIUMINIO DĖKLAS

"XP Defender" turi a vožtuvas, kuris atsidaro ir užsidaro paprastu perjungimo jungiklis. Tai leidžia jūs akimirksniu pereinate tarp klausymo ir Apsaugoti. Idealiai tinka Ekstremalus triukšmas aplinkos, tokios kaip šaudymas, mašina parduotuvės, ūkininkavimas, keliai statyba ir statyba; betkuris padėtis, kai sveikata o saugumas reikalauja klausos naudojimas apsauga, t. y. kai:

triukšmo lygis yra didesnis
saugi 85 dB riba.

Įtraukti ausų antgalių dydžiai (vardinis skersmuo)	
6/11mm Vidutinis	7/12mm Didelis

EN352-2:2020		
REŽIMAS:	ATIDARYTA	UŽDARYTAS
SNR	19 dB	25 dB
H	22 dB	27 dB
M	16 dB	22 dB
L	13 dB	26 dB

Pagaminta iš minkšto
hipoalerginiai vaistai
rūšies polimeras. Nutarė
XPDefender sumažina
garso lygiai 10 dB
kai atviroje vietoje
padėtį ir 18 dB
kai uždarytas
padėtis - tinka
Darbas
aplinkos iki 103
Db. Dauguma mūsų produktų
gali būti derinamas su
ausinės labai garsiai
situacijos, kai dvigubas
Apsauga yra
Reikalavimas.

Dėmesys:

Įdėjus XP Defender į ausį
kanalas įsitikinkite, kad antgaliai tinkamai užsandarinti, kad
pasiekti numatytą silpninimo lygį.

Pagaminta Nyderlanduose

Garso technologija by
DINAMIŠKAS
AUSŲ KOMPANIJA

www.goaxil.com