

LĪDZ:

19 dB NRR

25 dB SNR

31 dB IPIL

X30i AUSU AIZBĀZNIS

IDEĀLI PIEMĒROTS:

- BŪVE
- KONCERTI
- CEĻOŠANA AR LIDMAŠĪNU
- STADIONA PASĀKUMI
- ŠAUŠANA
- SKAĻI NOTIKUMI
- PAGALMA DARBI
- GULĒŠANA
- STUDĒJOT
- & VAIRĀK

**Dzirdiet skaņu & Aizsargājiet dzirdi vienlaikus
VAI Tikai™ dzirdes aizsardzības līdzekļi**

X30i Earplug produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu valkātājam dzirdes aizsardzību pret divu veidu trokšņiem: nepārtrauktu troksni (slēgts režīms) un impulsa troksni (atvērtais režīms). Režīms tiek izvēlēts, darbojoties ar pārslēgšanas slēdzi, kamēr produkts atrodas ausī.

X30i ausu aizbāznis sastāv no trim (3) daļām; filtrs, končas slēdzene un maināmie ausu galiņi. X30i ausu aizbāznim ir 2 stilu ausu uzgaļi; Putas un silikons. Iekļauti 3 silikona uzgaļu izmēri (mazi, vidēji un lieli) un 2 putu uzgaļa izmēri; (vidēja - zaļa iekšējā caurule) un (maza - iedeguma iekšējā caurule).

X30i ir aprīkots arī ar 1 izmēru Concha Lock (Medium). Ausu spraudnim ir vidēja končas slēdzene un uzstādīti vidējie silikona ausu uzgaļi. (7-12mm). Mazas un lielas Concha slēdzenes ir pieejamas pēc tieša AXIL pieprasījuma.

PIEZĪME: Putu ausu galu stils nodrošina lielāku dzirdes aizsardzību nekā silikona stils.

X30i impulsu filtram ir pārslēgšanas slēdzis, lai izvēlētos starp atvērto un slēgto režīmu. Abi režīmi ir paredzēti, lai nodrošinātu valkātājam dzirdes aizsardzību. Slēgtais režīms nodrošina lielāku aizsardzību pret vispārējām skaļām skaņām. Atvērtais režīms ir paredzēts vidēm, kur nepieciešama saziņa, piemēram, darba vietām, ieroču diapazoniem, doku ielādei vai vispārīgām sarunām, vienlaikus aizsargājoties pret skaļiem, kaitīgiem trokšņiem.

Slēgtais režīms

Nospiežot pārslēgšanas slēdža augšējo daļu, tiek aizvērts skaņas ports. Tagad produkts ir slēgtā režīmā, nodrošinot bloķēšanu visam apkārtējam troksnim. Slēgtais režīms ir paredzēts lietošanai nepārtrauktā bīstamā trokšņa vidē, piemēram, koncertos, autosacīkstēs, pastāvīgā elektroinstrumentu izmantošanā, nepārtrauktās šāvienos utt.

Atvērtais režīms

Nospiežot pārslēgšanas slēdža apakšējo daļu, tiek atvērts skaņas ports. Tagad produkts ir atvērta režīmā, ļaujot jums dzirdēt, kas notiek ap jums, un bloķēt skaļus impulsu trokšņus. Atvērtais režīms ir paredzēts vietām, kur nepieciešama

saziņa, piemēram, darba vietām, ieroču diapazoniem, doku ielādei vai vispārīgām sarunām, vienlaikus aizsargājot pret skaļiem, kaitīgiem trokšņiem.

Montāžas instrukcijas

1. IZVĒLIETIES PAREIZO CONCHA SLĒDZENI

- a. X30i Earplug ir aprīkots ar jau uzstādītu Medium Concha slēdzeni. Šis ir standarta izmērs, kam vajadzētu darboties lielākajai daļai klientu.
- b. Končas iekšpusē ir 3 burti, kas lasīti no augšas uz leju.
 - i. L = Liels (1. burts ir Izmērs; liels, vidējs, mazs)
 - ii. S = Izmērs (2. burts apzīmē "Izmērs"; nemainās)
 - iii. R = pa labi (3. burts ir pa labi vai pa kreisi)
- c. Novietojiet konču uz pareizā impulsu filtra (norādīts ar L un R)

2. NOVIETOJIET CONCHA LOCK UZ FILTRA

- a. Impulsu filtrs ir atzīmēts ar L un R.
- b. Pārliecinieties, vai pareizās Concha slēdzenes iet uz attiecīgā impulsu filtra.

3. NOVIETOJIET AUSS GALU UZ SKAŅAS PORTA

- a. Nostipriniet auss galu, lai tas sēdētu vienā līmenī ar Concha Lock pamatni

1. Ievietošana ausī

1. Pārliecinieties, ka auss gals un concha slēdzene ir pareizi novietoti uz impulsu filtra.
2. Satveriet auss gala centrālo korpusu starp īkšķi un rādītājpirkstu.
3. (JA IZMANTO PUTAS) Saspiediet putu galu, saspiežot galu ar pirkstiem.
 - a. Tas palīdzēs tai iedzījināties auss kanālā.
4. Pavelciet auss augšdaļu uz āru un uz augšu, lai atvieglotu ievietošanu:
 - a. To vislabāk var panākt, turot ausi ar pretējo roku, roku novietojot ap galvas aizmuguri.
5. Viegli piespiediet un pagrieziet produktu auss kanālā, līdz tas ērti sēž, veidojot labu blīvējumu ar auss kanālu.
6. Pārliecinieties, ka tas iet pēc iespējas dziļāk auss kanālā, lai iegūtu maksimālu blīvējumu.
 - a. Lūdzu, skatiet atsaucē attēlu, lai atrastu pareizas piemērotības piemēru.

2. Atvērtā vai slēgtā režīma izvēle

1. Slēgtā režīmā nospiediet pārslēgšanas slēdzi uz leju, līdz atskan klikšķis
2. Slēgtais režīms aizsargās pret vispārējām skaļām skaņām
3. Atvērtā režīmā nospiediet pārslēgšanas slēdzi uz augšu, līdz atskan klikšķis
4. Atvērtais režīms piedāvā vieglāku aizsardzības līmeni pret skaļām skaņām, bet piedāvā maksimālu aizsardzību pret skaļām impulsu skaņām.

3. Noņemšana, tīrīšana un uzglabāšana

1. Atrodiet un satveriet auss gala centrālo korpusu.
2. Noņemiet produktu ar lēnu pagriešanas kustību, lai pakāpeniski izjauktu blīvējumu ar auss kanālu. Tas arī novērš diskomfortu, kas var būt jūtams noņemšanas laikā.
3. Pēc katras lietošanas notīriet auss galu, lai noņemtu ausu vasku (Cerumen) un citus gružus.
 - a. Ausu galus var notīrīt ar mitru drānu vai antibakteriāliem tīrīšanas audiem.
4. Vienmēr uzglabājiet produktu tīrā aizsargapvalkā vai maisiņā. Neuzglabājiet to kopā ar citiem objektiem.

(!) ĻOTI SVARĪGI (!)

RŪPĪGI IZVĒLIETIES PAREIZO PUTU GALU JEBKURĀM FOTOGRAFĒŠANAS DARBĪBĀM VAI SKAĻA TROKŠŅA VIDEI

Ievērojiet visus norādījumus par pareizu montāžu un drošību lietošanai fotografēšanas laikā vai jebkurā skaļā vidē

IZPRATNE PAR SAVU ATBILDĪBU

ESIET DRAUDZĪGS: Lai no šī produkta iegūtu atbilstošu dzirdes aizsardzību, jums tas jāvalkā pareizi. Valkājiet šo produktu ar padomiem, kas iederas un pilnībā aizzīmogo auss kanālus. Vienmēr pārliecinieties, ka produkts ir labā darba stāvoklī.

FILTRA TĪRĪŠANA

Pēc auss gala un končas slēdzenes noņemšanas impulsu filtru var notīrīt ar ziepēm vai higiēnas tabletēm un pēc tam noskalot remdenā ūdenī un rūpīgi nožūt. Filtru ieteicams tīrīt tikai tad, ja nepieciešams. Nelietojiet tīrīšanas šķīdumus uz spirta bāzes, ziepes vai mazgāšanas līdzekļus. Pēc filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka tas ir rūpīgi izskalots remdenā ūdenī un ļauts pilnībā nožūt.

Ieteicamais uzglabāšanas temperatūras diapazons ir no -10° C / 14° F līdz 50° C / 122° F.

4. Ausu galu izmēra maiņa

1. Viegli saspiediet un velciet auss galu, līdz tas nokrīt no kanāla ostas.
2. Izvēlieties pareizo putu vai silikona uzgaļa izmēru vēlamojām darbībām.
 - a. **PIEZĪME:** Putas nodrošina lielāku dzirdes aizsardzību.
3. Viegli piespiediet auss galu uz kanāla ostas.
 - a. Pārliecinieties, ka uzgalis iet tik tālu, cik vien iespējams, lai nodrošinātu vislabāko aizsardzību un piemērotību.
4. Pavelciet auss augšdaļu uz āru un uz augšu, lai atvieglotu ievietošanu:
 - a. To vislabāk var panākt, turot ausi ar pretējo roku, roku novietojot ap galvas aizmuguri.
5. Pagrieziet un piespiediet ausu aizbāzni pēc vajadzības, lai iegūtu visdziļāko un drošāko stiprinājumu.

BRĪDINĀJUMI

- Ja šie norādījumi un brīdinājumi netiek ievēroti, produkta nodrošinātā aizsardzība tiks nopietni traucēta.
- Produkts ir paredzēts ievietošanai ausī un lietotāja aizsardzībai no bīstama trokšņa līmeņa. Produkts nav paredzēts nekādai citai lietošanai.
- **AIZRĪŠANĀS RISKS** - Uzglabājiet produktu maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Produkts ir jāuzstāda, jāpielāgo un jāuztur kārtībā atbilstoši instrukcijām. Nepareiza montāža var samazināt tā efektivitāti trokšņa mazināšanā.
- Lai sasniegtu paredzēto vājināšanās līmeni, auss gala ārpusei jābūt hermētiskam blīvījumam ar auss kanālu.
- Periodiski pārbaudiet un, ja nepieciešams, izlabojiet blīvējumu, lai pārliecinātos, ka laika gaitā, atrodoties ausī, produkts nav atslābis.
- Izstrādājuma veikspēja var samazināties pēc saskares ar asiem priekšmetiem, piemēram, caurdurot vai sagriežot.
- Regulāri pārbaudiet produktu, lai nodrošinātu tā izmantojamību.
- Produkts var tikt negatīvi ietekmēts, nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai alkoholu.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka produkts un abas rokas pirms ievietošanas ir tīras, lai samazinātu infekcijas risku. Produkta koplietošana var palielināt infekcijas risku.
- Pēkšņa vai ātra produkta izņemšana no auss kanāla var sabojāt bungādiņu.
- Trokšņainā vidē vienmēr jālieto piemēroti dzirdes aizsardzības līdzekļi.
- Jūs esat atbildīgs par to, lai novērtētu, vai produkta lietošana ietekmē spēju droši veikt kādu darbību. Pārtrauciet darbību, ja produkts novērš uzmanību vai traucē.
- Nav ieteicams lietot produktu trīs (3) gadus pēc ražošanas datuma vai ja produkts ir bojāts vai novājināts. Norādīto produkta vājinājumu var samazināt, kad produkts kļūst pārmērīgi nolietots.

! UZMANĪBA!

JA ŠAJĀ LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ SNIEGTIE IETEIKUMI NETIEK IEVĒROTI, AUSU AIZBĀŽŅU NODROŠINĀTĀ AIZSARDZĪBA TIKS NOPIETNI TRAUCĒTA.

SKATĪET ŠĪS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS 1. DARBĪBU, LAI UZZINĀTU PAR PAREIZU MONTĀŽAS PROCEDŪRU.

UZMANĪBA! VIENMĒR PIESTIPRINIET, NOREGULĒJIET UN UZTURIET AUSU GALUS SASKAŅĀ AR INSTRUKCIJĀM.

UZMANĪBA! PIRMS UZSTĀDĪŠANAS PĀRBAUDIET, VAI AUSU GALOS NAV NETĪRUMU, BOJĀJUMU VAI CIETĪBAS - NEKAVĒJOTIES IZMETIET, JA TAS IR APDRAUDĒTS.

UZMANĪBA! AUSU GALIŅI VIENMĒR JĀVALKĀ TROKŠŅAINĀ VIDĒ.

UZMANĪBA! NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA TROKŠŅAINĀ VIDĒ VAR IZRAISĪT DZIRDES TRAUMAS VAI DZIRDES ZUDUMU.

UZMANĪBA! AUSU UZGAĻI IR ATKĀRTOTI IZMANTOJAMI, UN TIE IR REGULĀRI JĀPĀRBAUDA, VAI TIE IR IZMANTOJAMI.

UZMANĪBA! PĒKŠŅA VAI ĀTRA AUSU AIZBĀŽŅU NOŅEMŠANA NO AUSS KANĀLA VAR SABOJĀT AUSS BUNGĀDIŅU.

AUSU GALU ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA UN NOMAĪŅA

UZMANĪBA! ATKĀRTOTI LIETOJAMIE AUSU GALI PERIODISKI JĀPĀRBAUDA PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES.

Silikona ausu galiem ir 5 gadu glabāšanas laiks. Periodiskai lietošanai nomainiet ausu galus ik pēc 3-5 mēnešiem atkarībā no stāvokļa. Smagās rūpniecības lietošanai nomainiet ik pēc 14 dienām vai, ja uzgaļi ir bojāti.

Putu ausu galiem ir 5 gadu glabāšanas laiks. Periodiskai lietošanai nomainiet ausu galus ik pēc 3-5 mēnešiem atkarībā no stāvokļa. Smagās rūpniecības vajadzībām nomainiet ik pēc 14 dienām vai, ja uzgaļi ir bojāti vai tie zaudē saspiešanas spēju.

Ja jums ir nepieciešams iegādāties piederumus, lūdzu, piesakieties <http://goaxil.com>

NOVECOŠANA

X30i produkts paliks labā stāvoklī attiecībā uz glabāšanas laiku, kamēr produkts tiek uzglabāts noliktavā kontrolētos apstākļos, kad mitrums ir mazāks par 80% un temperatūra no 0 ° C līdz 50 ° C. Ausu aizbāžņu ražošanas datums (MM/GGGG) ir uzdrukāts uz iepakojuma. Ausu galu kalpošanas laiks ir līdz 5 gadiem no norādītā izgatavošanas datuma.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Atbilstības deklarāciju var lejupielādēt no:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS ZIŅOJUMI

Visus produkta sertifikātus un testēšanas pārskatus var lejupielādēt no:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

IEROBEŽOTĀ GARANTIJA

AXIL garantē, ka tā izstrādājumiem nav materiālu un ražošanas defektu divus (2) gadus no iegādes datuma. Ja uzskatāt, ka šim produktam ir kādi materiālu vai ražošanas defekti, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību. Ja izrādās, ka izstrādājumam ir trūkumi materiālā vai apdarē, AXIL salabos vai nomainīs produktu un nosūtīs to jums uz AXIL rēķina. Visām atgrieztajām precēm ir jāpievieno pirkuma apliecinājums un dokumentācija, kurā norādīts norādītais defekts. Šī IEROBEŽOTĀ GARANTIJA ir spēkā tikai tad, ja produkti ir pareizi uzturēti saskaņā ar AXIL norādījumiem un nav bijuši pakļauti nepareizai lietošanai, nolaidībai vai negadījumam. Atgriešana nav jāveic tieši AXIL, ja vien to nav atļāvis Atgriešanas autorizācijas (RMA) departaments

ŠĪ GARANTIJA TIEK SNIEGTA VISU CITU TIEŠO VAI NETIEŠO GARANTIJU VIETĀ, KAS IR ĪPAŠI IZSLĒGTAS, IESKAITOT GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. NEKĀDĀ

GADĪJUMĀ AXIL VAI PĀRDEVĒJS NAV ATBILDĪGS PAR NEJAUŠIEM UN IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI IZDEVUMIEM PILNĀ APMĒRĀ, KĀ TO VAR ATTEIKT LIKUMS.

Testēšanu un sertifikāciju saskaņā ar EN 352-2:2020 (ES) 2016/425 veica CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublina, Īrija

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo iestādi, sadzīves/rūpniecisko atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedzēju vai vietu, kur iegādājāties produktu. Lūdzu, veiciet nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šī produkta pareizu pārstrādi.

1 PĀRIS **X30i** AUSU AIZBĀŽŅI . 1 CONCHA SLĒDZEŅU IZMĒRS
3 SILIKONA UZGAĻU IZMĒRI . 2 PUTU UZGAĻU IZMĒRI
1 KABATAS SOMIŅA

X30i ausu aizbāžņiem ir vārsts, kas atveras un aizveras ar vienkāršu pārslēgšanas slēdzi. Tas ļauj uzreiz pāriet no dzirdes uz aizsardzību vienlaicīgi vai tikai dzirdes aizsardzību. Ideāli piemērots ekstremālām trokšņa vidēm, piemēram, gaisa satiksmei, koncertiem, autosacīkstēm, stadiona pasākumiem, šaušanai, mašīnu veikaliem, lauksaimniecībai, ceļu būvei un būvniecībai; visām situācijām, kad veselībai un drošībai nepieciešams lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus, t.i., kad trokšņa līmenis pārsniedz drošo robežu 85 dB.

TROKSNIS SAMAZINĀJUMS 19 VĒRTĒJUMS ATBILSTOŠI NORĀDĪJUMIEM)		DECIBELI (JA TIEK IZMANTOTS
TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAS VĒRTĒJUMU DIAPAZONS ESOŠAJIEM DZIRDES AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM IR APTUVENI 0 LĪDZ 30 (LIELĀKI SKAITĻI NORĀDA UZ LIELĀKU EFEKTIVITĀTI).		
AXIL IZPLATĪŠANAS UZŅĒMUMS ALHAMBRA, CA	X30i	
Slēgtais režīms		
Federālais likums aizliedz Šīs etiķetes noņemšana pirms iegādes		
EPN LOGOTIPS		
ETIĶETE NEPIECIEŠAMA ASV EPN REGULA 40 CFR, 211. daļa, B apakšdaļa.		

Izgatavots no mīksta hipoalerģiska medicīniskās kvalitātes silikona. X30i piedāvā skaņas samazināšanas līmeņus 22 dB SNR / 16 dB NRR / 31 dB IPIL, atrodoties atvērtā stāvoklī un piedāvājot 25 dB SNR / 19 dB NRR, atrodoties aizvērtā stāvoklī - piemērots darbam vidē. Lielāko

daļu mūsu produktu var kombinēt ar austiņām ļoti skaļā vidē, kur ir nepieciešama dubultā aizsardzība.

Uzmanība:

ievietojot X30i auss kanālā, pārliecinieties, vai uzgaļi pareizi noslēdz kanālu, lai sasniegtu paredzēto vājināšanās līmeni.

Projektēts un izstrādāts ASV

Ražots Ķīnā

SNR DIAGRAMMA (ATVĒRTAIS REŽĪMS AR PUTĀM)

Frekvence	Nozīmēt	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	17.6	3.6	14.0
125	16.6	3.5	13.2
250	17.1	2.9	14.2
500	16.5	2.6	13.9
1000	20.4	2.7	17.7
2000	29.5	3.0	26.5
4000	30.9	2.6	28.4
8000	38.7	3.4	35.3

NRR DIAGRAMMA (ATVĒRTAIS REŽĪMS AR PUTĀM)

Frekvence	Nozīmēt	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	16.8	3.6
250	17.2	2.6
500	17.9	2.8
1000	21.1	2.7
2000	29.2	2.1
3150	31.6	3.0
4000	30.4	3.2
6300	31.2	3.4

8000	38.5	3.4
------	------	-----

SNR DIAGRAMMA (SLĒGTS REŽĪMS AR PUTĀM)

Frekvence	Nozīmēt	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	18.0	3.3	14.7
125	21.2	3.1	18.1
250	19.1	3.0	16.1
500	19.5	2.6	16.8
1000	23.7	2.6	21.1
2000	32.9	2.5	30.4
4000	33.0	3.0	29.9
8000	38.9	3.1	35.9

NRR DIAGRAMMA (SLĒGTS REŽĪMS AR PUTĀM)

Frekvence	Nozīmēt	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	21.5	3.8
250	20.6	3.6
500	22.1	3.2
1000	24.6	2.8
2000	32.6	2.0
3150	34.3	2.9
4000	32.0	3.7
6300	32.3	3.5
8000	39.7	3.7

SNR DIAGRAMMA (ATVĒRTAIS REŽĪMS AR SILIKONU)

Frekvence	Nozīmēt	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]

63	14.9	3.2	11.6
125	15.4	2.0	13.4
250	16.1	2.0	14.1
500	14.8	2.6	12.3
1000	18.8	1.5	17.3
2000	23.7	3.3	20.4
4000	27.9	3.3	24.6
8000	25.5	3.3	22.2

NRR DIAGRAMMA (ATVĒRTAIS REŽĪMS AR SILIKONU)

Frekvence	Nozīmēt	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	15.8	3.8
250	17.6	3.8
500	16.1	2.9
1000	17.2	2.6
2000	26.6	3.1
3150	29.7	2.7
4000	27.8	4.0
6300	27.0	4.0
8000	28.9	4.1

SNR DIAGRAMMA (SLĒGTS REŽĪMS AR SILIKONU)

Frekvence	Nozīmēt	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	16.5	3.4	13.1
125	17.2	2.6	14.6
250	17.5	1.9	15.6
500	17.0	2.0	15.0
1000	19.3	2.2	17.1

2000	26.2	3.1	23.1
4000	26.4	3.0	23.3
8000	27.9	2.3	25.6

NRR DIAGRAMMA (SLĒGTAIS REŽĪMS AR SILIKONU)

Frekvence	Nozīmēt	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	19.3	3.9
250	20.4	2.7
500	19.7	3.1
1000	19.2	2.5
2000	25.9	3.0
3150	28.1	3.0
4000	23.6	2.3
6300	24.2	3.4
8000	26.2	3.8

X30i AUSU AIZBĀZNIS	IZMĒRU		
SIKONA UZGALIS	Mazs	Vidējas intensitātes sāpes	Lielu
<i>Svars gramos</i>	3.9	4.1	4.2

X30i AUSU AIZBĀZNIS	IZMĒRU	
PUTU UZGALIS	Mazs	Vidējas intensitātes sāpes
<i>Svars gramos</i>	3.8	3.8