

19 dB NRR

24 dB SNR

X20 ČEP ZA UŠI

- SPAVANJE
- UČEĆI
- GRAĐENJE
- KONCERTI
- PUTOVANJE ZRAKOPLOVOM
- DOGAĐAJI NA STADIONU
 - PUCANJE
- GLASNI DOGAĐAJI
- RAD U DVORIŠTU
 - & VIŠE

Ultra udobni, vrhunski čepići za uši Za sve vaše potrebe za zaštitom sluha

UNUTAR STRANICE 2

Proizvod X20 Earplug dizajniran je kako bi korisniku pružio zaštitu sluha od dvije vrste buke: kontinuirane buke i impulsne buke.

X20 čepić za uši sastoji se od dva (2) dijela; Concha brava i izmjenjivi vrhovi za uši. X20 čep za uši dolazi s 2 stila vrhova za uši (pjenasti i silikonski) i više veličina za svaki stil. Ovo su uključene veličine jer najbolje funkcioniraju za većinu kupaca.

NAPOMENA: Pjenasti vrh za uši pruža veću zaštitu sluha od silikonskog stila.

Upute za montažu

1. Pravilan odabir savjeta
 - a. Odaberite pravi savjet za razinu zaštite sluha koja vam je potrebna
 - i. X20 čepić za uši dolazi s ugrađenom srednjom silikonskom veličinom.

- b. PJENA
 - i. Srednja (zelena unutarnja cijev)
 - ii. Mala (žutosmeđa unutarnja cijev)
- c. SILIKON
 - i. Veliki
 - ii. Srednje jako
 - iii. Malen

-
- 2. Postavite vrh za uši na zvučni priključak
 - Gurnite vrh ušiju prema dolje što je više moguće na stabljici školjke

(kompletan čep za uši)

1. Umetanje u uho

1. Provjerite jesu li vrh za uši i brava školjke pravilno postavljeni na stabljiku školjki.
2. Uhvatite središnje tijelo vrha uha između palca i kažiprsta.
3. (AKO KORISTITE PJENU) Stisnite vrh pjene tako da prstima stisnete vrh.
 - a. To će mu pomoći da uđe dublje u vaš ušni kanal
4. Povucite vrh uha prema van i prema gore kako biste olakšali umetanje:
 - a. To se najbolje postiže držanjem uha suprotnom rukom, rukom postavljenom oko stražnjeg dijela glave.
5. Nježno gurnite i uvijte proizvod u ušni kanal dok udobno ne sjedne u ušni kanal i ne stvori dobro brtvljenje sa ušnim kanalom.
6. Pazite da ide što dublje u vaš ušni kanal za maksimalno brtvljenje.
 - a. Pogledajte referentnu sliku za primjer ispravnog pristajanja

2. Uklanjanje, čišćenje i skladištenje

1. Pronađite i uhvatite središnje tijelo vrha za uši.
2. Uklonite proizvod polaganim pokretima uvijanja kako biste postupno razbili brtvu ušnim kanalom. To također uklanja bilo kakvu nelagodu koja se može osjetiti tijekom uklanjanja.
3. Očistite vrh za uši nakon svake upotrebe kako biste uklonili ušni vosak (cerumen) i druge ostatke.
 - a. Vrhovi za uši mogu se obrisati vlažnom krpom ili antibakterijskim maramicama.
4. Proizvod uvijek čuvajte u čistoj zaštitnoj torbici ili vrećici. Nemojte ga skladištiti s drugim predmetima.

(!) VRLO VAŽNO (!)

PAŽLJIVO ODABERITE ODGOVARAJUĆI VRH PJENE ZA SVE AKTIVNOSTI SNIMANJA ILI OKRUŽENJA S GLASNOM BUKOM

Slijedite sve upute za pravilno postavljanje i sigurnost za upotrebu tijekom snimanja ili bilo kojeg glasnog okruženja

RAZUMIJEVANJE VAŠE ODGOVORNOSTI

BUDITE OPREZNI: Da biste dobili odgovarajuću zaštitu sluha od ovog proizvoda, morate ga pravilno nositi. Nosite ovaj proizvod s vrhovima koji se uklapaju i u potpunosti zatvaraju vaše ušne kanale. Uvijek provjerite je li proizvod u dobrom radnom stanju.

3. Promjena veličine vrha za uši

1. Lagano stisnite i povucite vrh za uši dok ne izađe iz otvora kanala.
2. Odaberite ispravnu veličinu pjenastog ili silikonskog vrha za željenu aktivnost.

- a. NAPOMENA: Pjena pruža veću zaštitu sluha.
3. Nježno gurnite vrh za uši na stabljiku školjke.
 - a. Provjerite ide li vrh što dalje može kako biste pružili najbolju zaštitu i pristajanje.
4. Povucite vrh uha prema van i prema gore kako biste olakšali umetanje:
 - a. To se najbolje postiže držanjem uha suprotnom rukom, rukom postavljenom oko stražnjeg dijela glave.
5. Okrenite i gurnite čepić za uši po potrebi kako biste dobili najdublje i najsigurnije pristanje.

UPOZORENJA

- Ako se ne pridržavate ovih uputa i upozorenja, zaštita koju pruža proizvod bit će ozbiljno narušena.
- Proizvod je namijenjen za stavljanje u uho i zaštitu korisnika od opasnih razina buke. Proizvod nije namijenjen za bilo koju drugu upotrebu.
- OPASNOST OD GUŠENJA - Proizvod čuvajte izvan dohvata male djece.
- Proizvod se mora montirati, prilagoditi i održavati prema uputama. Nepravilno postavljanje može smanjiti njegovu učinkovitost u prigušivanju buke.
- Da bi se postigla predviđena razina prigušenja, vanjska strana vrha uha mora imati hermetičku brtvu sa ušnim kanalom.
- Povremeno provjeravajte i, ako je potrebno, ispravite brtvu kako biste bili sigurni da nije došlo do labavljenja proizvoda tijekom vremena dok je u uhu.
- Učinkovitost proizvoda može se smanjiti nakon kontakta s oštrim predmetima, npr. probijanjem ili rezanjem.
- Redovito pregledavajte proizvod kako biste osigurali upotrebljivost.
- Proizvod može biti nepovoljno pogođen u kontaktu s kemikalijama ili alkoholom.
- Prije umetanja provjerite jesu li obje ruke čiste kako biste smanjili rizik od infekcije. Dijeljenje proizvoda može povećati rizik od infekcije.
- Iznenadno ili brzo uklanjanje proizvoda iz ušnog kanala može oštetiti bubnjić.
- U bučnom okruženju uvijek se mora nositi odgovarajuća zaštita za sluh.
- Vi ste odgovorni za procjenu utječe li uporaba proizvoda na sposobnost sigurnog obavljanja aktivnosti. Zaustavite aktivnost kada proizvod odvlači pažnju ili ometa.
- Ne preporučuje se uporaba proizvoda tri (3) godine nakon datuma proizvodnje ili ako je proizvod oštećen ili oslabljen. Navedeno prigušenje proizvoda može se smanjiti jer se proizvod pretjerano troši.

! PAŽNJA!

AKO SE NE POŠTUJU PREPORUKE NAVEDENE U OVOM KORISNIČKOM PRIRUČNIKU, ZAŠTITA KOJU PRUŽAJU ČEPIĆI ZA UŠI BIT
ĆE OZBILJNO NARUŠENA.

POGLEDAJTE KORAK 1 OVOG PRIRUČNIKA S UPUTAMA ZA ISPRAVAN POSTUPAK UGRADNJE.

PAŽNJA! UVIJEK POSTAVLJAJTE, PODEŠAVAJTE I ODRŽAVAJTE KAPICE ZA UŠI U SKLADU S UPUTAMA.

PAŽNJA! PRIJE POSTAVLJANJA PREGLEDAJTE UŠNE ŠKOLJKE NA PRLJAVŠTINU, OŠTEĆENJA ILI TVRDOĆU - ODMAH IH BACITE AKO SU UGROŽENE.

PAŽNJA! VRHOVE ZA UŠI TREBA NOSITI CIJELO VRIJEME U BUČNOM OKRUŽENJU.

PAŽNJA! POGREŠNO POSTAVLJANJE U BUČNOM OKRUŽENJU MOŽE UZROKOVATI OZLJEDU SLUHA ILI GUBITAK SLUHA.

PAŽNJA! KAPICE ZA UŠI MOGU SE PONOVRNO KORISTITI I TREBA IH REDOVITO PROVJERAVATI RADI ISPRAVNOSTI.

PAŽNJA! IZNENADNO ILI BRZO UKLANJANJE ČEPOVA ZA UŠI IZ UŠNOG KANALA MOŽE OŠTETITI BUBNJIĆ.

PONOVNA UPOTREBA I ZAMJENA NAUŠNICA

PAŽNJA! KAPICE ZA UŠI ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU MORAJU SE POVREMENO PROVJERAVATI PRIJE SVAKE UPOTREBE.

Silikonske kapice za uši imaju rok trajanja od 5 godina. Za povremenu upotrebu, zamijenite vrhove za uši svakih 3-5 mjeseci, ovisno o stanju. Za upotrebu u teškoj industriji, zamijenite svakih 14 dana ili ako su vrhovi oštećeni.

Pjenasti vrhovi za uši imaju rok trajanja od 5 godina. Za povremenu upotrebu, zamijenite vrhove za uši svakih 3-5 mjeseci, ovisno o stanju. Za upotrebu u teškoj industriji, zamijenite svakih 14 dana ili ako su vrhovi oštećeni ili izgube kompresijsku sposobnost.

Ako trebate kupiti dodatnu opremu, prijavite se na <http://goaxil.com>

ZASTARJELOST

Proizvod X20 ostat će u dobrom stanju u pogledu roka trajanja dok se proizvod skladišti u kontroliranim uvjetima vlažnosti manje od 80% i temperature od 0 °C do 50 °C. Datum proizvodnje čepića za uši (MM/GGGGG) otisnut je na pakiranju. Životni vijek proizvoda za uši je do 5 godina od navedenog datuma proizvodnje.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjava o sukladnosti može se preuzeti sa:
<http://goaxil.com/pages/certifications>

IZVJEŠĆA O CERTIFIKACIJI I ISPITIVANJU

Svi certifikati i izvješća o ispitivanju proizvoda mogu se preuzeti sa:
<http://goaxil.com/pages/certifications>

OGRANIČENO JAMSTVO

AXIL jamči da njegovi proizvodi nemaju nedostataka u materijalu i izradi dvije (2) godine od datuma kupnje. Ako smatrate da ovaj proizvod ima bilo kakvih nedostataka u materijalu ili izradi, odmah prestanite s upotrebom i obratite se korisničkoj službi za pomoć. Ako se pokaže da je proizvod neispravan u materijalu ili izradi, AXIL će popraviti ili zamijeniti proizvod i poslati vam ga o trošku AXIL-a. Svi povrati moraju sadržavati dokaz o kupnji i dokumentaciju u kojoj se navodi reklamirani nedostatak. Ovo OGRANIČENO JAMSTVO primjenjuje se samo ako su proizvodi pravilno održavani prema uputama AXIL i nisu bili izloženi zlouporabi, nemaru ili nesreći. Povrat se ne smije vršiti izravno AXIL-u osim ako to ne odobri Odjel za autorizaciju povrata (RMA).

OVO JAMSTVO SE DAJE UMJESTO SVIH DRUGIH IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH JAMSTAVA, KOJA SU IZRIČITO ISKLJUČENA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU DEC ILI PRODAVATELJ NEĆE BITI ODGOVORNI ZA SLUČAJNU I POSLJEDIČNU ŠTETU ILI TROŠKOVE U PUNOJ MJERI U KOJOJ SE TO MOŽE ODREĆI ZAKONOM.

***Ispitivanje i certificiranje u skladu s normom EN 352-2:2020 (EU) 2016/425 provela je tvrtka CCQS
Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin
Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Irska***

***Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnim vlastima, pružatelju
usluga zbrinjavanja kućanskog/industrijskog otpada ili mjestu gdje ste kupili proizvod. Poduzmite
potrebne korake kako biste osigurali pravilno recikliranje ovog proizvoda.***

1 PAR **X20** ČEPOVA ZA UŠI
3 VELIČINE SILIKONSKIH VRHOVA . 2 VELIČINE VRHOVA OD PJENE
1 DŽEPNA TORBICA ZA NOŠENJE

X20 čep za uši ima više veličina i stilova vrhova koje možete izabrati. To vam omogućuje da u potpunosti prilagodite ono što vam najbolje odgovara, a istovremeno štite svoj sluh. Idealno za okruženja s ekstremnom bukom kao što su spavanje, putovanje zrakoplovom, koncerti, automobilske utrke, događaji na stadionima, streljaštvo, strojarske radionice, poljoprivreda, izgradnja cesta i građevinarstvo; u svakoj situaciji u kojoj zdravlje i sigurnost zahtijevaju upotrebu zaštite za sluh, odnosno ako su razine buke iznad sigurne granice od 85 dB.

BUKA SMANJENJE 19 OCJENA PREMA UPUTAMA)	DECIBELA (KADA SE KORISTI
RASPON OCJENA SMANJENJA BUKE ZA POSTOJEĆE ŠTITNIKE ZA SLUH OTPRILIKE 0 DO 30 (VEĆI BROJEVI OZNAČAVAJU VEĆU UČINKOVITOST).	
DISTRIBUCIJSKA TVRTKA AXIL ALHAMBRA, CA	X20
Savezni zakon zabranjuje uklanjanje ove naljepnice prije kupnje LOGOTIP EPA-e OZNAKA ZAHTIJEVA UREDBA O EPA-I SAD-A 40 CFR, dio 211, pododjeljak B	

Izrađen od mekog hipoalergenog medicinskog silikona. X20 smanjuje razinu zvuka za 24 dB SNR / 19 dB NRR - pogodan za rad u glasnim okruženjima. Većina naših proizvoda može se kombinirati s štitnicima za uši u vrlo glasnim, štetnim okruženjima gdje je potrebna dvostruka zaštita.

Pažnja:

Prilikom umetanja X20 u ušni kanal provjerite jesu li vrhovi pravilno zatvoreni kako bi se postigla predviđena razina prigušenja.

SNR GRAFIKON (PJENA)

Frekvencija	Značiti	Std	APV
-------------	---------	-----	-----

[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.1	4.1	19.1
125	23.1	3.4	19.7
250	21.2	3.0	18.1
500	20.1	2.2	17.9
1000	21.7	3.0	18.8
2000	29.9	2.6	27.3
4000	31.7	3.8	27.9
8000	34.4	3.3	31.1

NRR GRAFIKON (PJENA)

Frekvencija	Značiti	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.7	3.1
250	21.9	2.5
500	22.6	2.8
1000	23.1	2.5
2000	31.0	3.5
3150	35.9	3.5
4000	34.7	3.6
6300	33.2	3.6
8000	36.6	4.5

SNR GRAFIKON (SILIKON)

Frekvencija	Značiti	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.3	4.8	18.6
125	21.9	2.5	19.4
250	21.4	2.3	19.1
500	20.3	2.8	17.5

1000	20.5	1.5	19.0
2000	25.5	2.2	23.3
4000	25.7	2.2	23.5
8000	24.1	2.9	21.1

NRR GRAFIKON (SILIKON)

Frekvencija	Značiti	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.3	2.6
250	20.3	2.8
500	22.4	3.5
1000	22.2	2.8
2000	28.3	3.9
3150	33.9	3.7
4000	31.7	3.4
6300	29.3	3.5
8000	25.8	2.8

X20 ČEP ZA UŠI	VELIČINE		
SILIKONSKI VRH	Malen	Srednje jako	Veliki
<i>Težina u gramima</i>	3.1	3.3	3.4

X20 ČEP ZA UŠI	VELIČINE	
VRH OD PJENE	Malen	Srednje jako
<i>Težina u gramima</i>	3.0	3.0

Dizajniran i projektiran u SAD-u
Proizvedeno u Kini

www.goaxil.com