

PREDNÝ
OTVORENÁ POZÍCIA
19 dB SNR

UZAVRETÝ POSITION
25 dB SNR

XP DEFENDER
IDEÁLNE PRE:

STREĽBA
LOV

HLASNÉ UDALOSTI

PRÁCA NA DVORE

KONCERTY

KONŠTRUKCIA

SPÁNOK A ŠTÚDIUM

Počujte zvuk a chráňte svoj sluch súčasne
ALEBO iba ochrana sluchu

Produkt sa skladá z dvoch častí: pilulky tvarovaný filter a opakovane použiteľné univerzálne ucho tip (obrázok A). Filter je namontovaný s veľká koncovka do ucha (7-12 mm). Najprv vložte veľké ucho do zvukovodu podľa pokynov Pokyny (1. Vloženie do ucha). Ak tip ťažko sa zasunie do zvukovodu alebo sa cíti Nepohodlné umiestnite filter do média veľkosť ušnej koncovky (6-11 mm) podľa inštrukcie (3. Zmena veľkosti koncoviek do uší).

Ak to nie je možné dosiahnuť, kontaktujte nás správne tesnenie s dodanými veľkosťami hrotov. Malý veľkosť ušnej koncovky (5-10 mm) a extra veľká veľkosť Koncovky do uší (8-14 mm) sú k dispozícii na požiadanie.

Výrobok je navrhnutý tak, aby poskytoval nositeľovi s ochranou sluchu proti dvom typom šum: nepretržitý hluk (zatvorený režim) a impulzný šum (otvorený režim). Režim je zvolené ovládaním kolískového spínača počas

výrobok je v uchu (obrázok G).

Uzavretý režim

Keď je veľká, zakrivená strana kolískového (obrázok B), produkt je v uzavretom režime a poskytuje blok všetok okolitý hluk. Na použitie je uzavretý režim v prostredí s nepretržitým nebezpečným hlukom napríklad v pásových vozidlách.

Otvorený režim

Keď malá plochá strana kolískového spínača (obrázok C), produkt je v otvorený režim poskytujúci úroveň útlm impulzného hluku, ako napr. streľba zo zbraní a zároveň umožnenie situačného povedomie (t. j. hlasy a orientácia).

1. Vloženie do ucha

1. Uistite sa, že je filter správne umiestnený koncovka do ucha (obrázok J, K & L).
2. Uchopte jazyk koncovky ucha medzi palec a ukazovák (obrázok D).
3. Vytiahnite hornú časť ucha smerom von a nahor na uľahčenie vkladania: Toto je najlepšie dosiahnuté držaním ucha Opačná ruka, rameno umiestnené okolo zadná časť hlavy (obrázok E).
4. Umiestnite jazyk do hornej časti ucha uľahčuje hľadanie a uchopenie odstránenie hrotu z ucha (obrázok F).
5. Jemne zatlačte a otočte produkt do ucho, kým pohodlne nesedí v uchu kanál pri vytváraní dobrého tesnenia s Zvukovodu.

2. Odstraňovanie, čistenie a skladovanie

1. Nájdite a uchopte jazyk ušnej koncovky (Obrázok F).
2. Produkt odstráňte pomalým krútením pohyb na postupné rozbitie tesnenia zvukovod. Tým sa tiež eliminuje akýkoľvek nepohodlie, ktoré môže byť pociťované počas odstránenie.
3. Po každom použití vyčistite ušnú koncovku odstrániť ušný maz (Cerumen) a iné nečistoty: Koncovky do uší je možné utrieť vlhkou handričkou alebo antibakteriálnou čistiacie vreckovky.

4. Výrobok vždy skladujte v čistom stave uzatvárateľné ochranné puzdro alebo taška. Robiť neskladujte ho s inými predmetmi. Odporúčaná skladovacia teplota rozsah je medzi -10 °C a 50 °C.

Po vybratí filtra (3. Výmena ušnej koncovky veľkosť), koncovky do uší je možné čistiť mydlom alebo hygienických tabliet a potom opláchnite vlažným zalejte a dôkladne osušte.

Filter odporúčame vyčistiť iba vtedy, ak nutný. Nepoužívajte alkohol

čistiace roztoky, mydlá alebo čistiace prostriedky. Po

Čistenie filtra je potrebné dôkladne vyčistiť opláchneme vo vlažnej vode a necháme uschnúť pomaly.

3. Zmena veľkosti koncoviek do uší

1. Vyberte filter z aktuálnej koncovky do uší: Jemne stlačte ušnú koncovku tesne pod filtrovať, kým "nevyskočí" z ušnej koncovky (obrázok H).
2. Pred umiestnením filtra sa uistite, že veľká krivka kolískového spínača je Umiestnené na jazykovej strane ušnej koncovky (Obrázok A a L).
3. Vložte filter do väčšieho otvoru koncovka do ucha: Najlepšie sa to dosiahne vložení filtra pod uhlom, zatlačením spodná strana filtra v prvej (obrázok I).
4. Stlačte kolískový prepínač do polohy správne umiestnite filter do dutiny ušnej koncovky (obrázok J, K & L).
5. Vložte ušnú koncovku do zvukovodu podľa pokynov (1. Vloženie do ucho).

UPOZORNENIA

- Ak tieto pokyny a upozornenia nie sú ochrana, ktorú poskytuje produkt bude vážne narušený.
- Výrobok je určený na umiestnenie do ucha a na ochranu nositeľa pred nebezpečné hladiny hluku. Produkt nie je určené na akékoľvek iné použitie.
- NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA - Výrobok uchovávať vonku dosahu malých detí.
- Výrobok musí byť namontovaný, nastavený a

udržiavané v súlade s inštrukcie. Nesprávna montáž môže znížiť jeho účinnosť pri tlmení hluku.

- Na dosiahnutie navrhovaného útlmu je dôležité, aby vonkajšia strana ucha Hrot má vzduchotesné tesnenie so zvukovodom.
- Pravidelne kontrolujte a v prípade potreby opravujte pečať, aby sa zabezpečilo, že nedošlo k uvoľnenie produktu v priebehu času počas ucho.
- Výkon produktu môže byť znížený po kontakte s ostrými predmetmi, napr. prepichnutie alebo rezanie (obrázok K).
- Pravidelne kontrolujte výrobok, aby ste sa uistili, že použiteľnosť (obrázok J).
- Výrobok môže byť nepriaznivo ovplyvnený, keď prichádzajúce do styku s chemikáliami alebo alkohol.
- Uistite sa, že výrobok a oboje ruky sú pred vložením čisté znížiť riziko infekcie. Zdieľanie môže zvýšiť riziko infekcie.
- Náhle alebo rýchle odstránenie produktu zvukovod môže poškodiť ušný bubienok.
- Je potrebné nosiť vhodnú ochranu sluchu Vždy v hlučnom prostredí.
- Ste zodpovední za vyhodnotenie, či Použitie produktu ovplyvňuje schopnosť vykonávať bezpečnú činnosť. Zastavenie aktivity keď je výrobok rušivý alebo rušivý.
- Neodporúča sa používať výrobok tri (3) roky po dátume výroby. Tá špecifikovaný útlm produktu potom môže už nie je zaručené.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť AXIL zaručuje, že jej produkty neobsahujú Chyby materiálu a spracovania pre obdobie dvoch (2) rokov od dátumu nákup. Ak si myslíte, že tento produkt má akékoľvek chyby materiálu alebo spracovania, okamžite prestaňte používať a kontaktujte zákaznícky servis pre pomoc. Ak produkt sa ukáže, že je materiálovo chybný alebo spracovanie, opravíme alebo vymeníme produktu a zaslať vám ho na náklady AXIL. Všetky vrátenia musia obsahovať doklad o nákup a dokumentácia špecifikujúca

reklamovaná chyba. Táto OBMEDZENÁ ZÁRUKA
Uplatňuje sa len vtedy, ak boli výrobky
riadne udržiavané v súlade s požiadavkami AXIL
pokyny a nepodliehali
zneužitie, nedbanlivosť alebo nehoda. Žiadne vrátenie nie je
priamo spoločnosti AXIL, pokiaľ to nepovolí
oddelenie autorizácie vrátenia (RMA).

TÁTO ZÁRUKA SA POSKYTUJE NAMIESTO VŠETKÝCH
INÉ ZÁRUKY VÝSLOVNÉ ALEBO
IMPLICITNÉ, KTORÉ SÚ OSOBITNE
VYLÚČENÉ, VRÁTANE ZÁRUK NA
PREDAJNOSŤ ALEBO VHODNOSŤ PRE
KONKRÉTNY ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE
DEC ALEBO PREDÁVAJÚCI NESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA
VEDĽAJŠIE A NÁSLEDNÉ
ŠKODY ALEBO VÝDAVKY V PLNEJ VÝŠKE
ROZSAHU, V AKOMTO ROZSAHU SA MÔŽE ODMIETNUŤ
PRÁVO.

Testované PZT GmbH An der Junkerei 48, 26389 Wilhelmshaven, Nemecko, 1974,
Podľa ANSI S3.19-1974 a ANSI S12.42-2010

// www.goaxil.com
AXIL // 866.422.5502
// SALT LAKE CITY, UTAH

OBRANCA XP

ZAHŔŇA:

1 PÁR FILTROV **XPDEFENDER**. 1 PÁR STREDNE POUŽITEL'NÝCH HROTOV.
1 PÁR VEĽKÝCH OPAKOVANE POUŽITEL'NÝCH HROTOV. 1 HLINÍKOVÉ PUZDRO

XP Defender obsahuje
ventil, ktorý sa otvára a
uzatvára jednoduchým
prepínač. To umožňuje
Okamžite prejdete
medzi vypočutím a
Ochrana. Ideálne pre
Extrémna hlučnosť
prostredia ako napr
Streľba, stroj
obchody, poľnohospodárstvo, cestné
budova a
konštrukcia; akýkoľvek
Situácia, v ktorej sa zdravie
a bezpečnosť si vyžaduje
Používanie sluchu

Ochrana, t. j.
hladiny hluku sú vyššie
bezpečný limit 85 dB.

Zahrnuté veľkosti koncoviek do uší (menovitý priemer)	
6/11mm Stredná	7/12mm Veľký

EN352-2:2020		
REŽIM:	OTVORENÝ	ZATVORENÝ
SNR	19 dB	25 dB
H	22 dB	27 dB
M	16 dB	22 dB
L	13 dB	26 dB

Vyrobené z mäkkého
hypoalergénne lekárske
polymér triedy. Tá
XPDefender znižuje
hladina hluku o 10 dB
Na otvorenom priestranstve
poloha a o 18 dB
keď je v zatvorenom
pozícia - vhodná pre
práca v
prostredia do 103
Db. Väčšina našich produktov
možno kombinovať s
chrániče sluchu veľmi nahlas
situácií, keď dvojité
ochrana je
požiadavka.

Pozornosť:

Pri vkladaní **XP** Defender do ucha
Kanál sa uistite, že hroty správne tesnia v poriadku
na dosiahnutie navrhutej úrovne útlmu.

Vyrobené v Holandsku

**Zvuková technológia od
DYNAMICKÝ
UŠNÁ SPOLOČNOSŤ**

www.goaxil.com