

LESTU ÞESSA HANDBÓK ÁÐUR EN ÞÚ SKÝTUR SKOTVOPNI EÐA ÚTSETUR HEYRN ÞÍNA FYRIR HÁUM HLJÓÐUM
XCOR PRO

VERTU ÖRUGGUR

BYRJA LEIÐARVÍSIR

Skoðaðu myndbandsleiðbeiningar og upphafsleiðbeiningar á netinu hér:

WWW.GOAXIL.COM/XCOR-START-GUIDE

SKILMÁLAR OG SKILYRÐI

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR: Þessi vara er háð skilmálum og skilyrðum AXIL (þar á meðal gerðardómssamningi); Ef þú opnar pakkann, notar eða geymir tækið samþykkir þú skilmálana. Upplýsingar um réttindi þín, skyldur, afþökkunartækifæri og heildarskilmála hjá

www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal

AÐ SKILJA ÁBYRGÐ ÞÍNA

VERTU ÁFRAM: Til að fá viðeigandi heyrnarhlífur frá þessari vöru þarftu að vera með hana rétt með ráðum sem passa inn og innsigla eyrnagöngin almennilega. Gakktu úr skugga um að varan sé í góðu ástandi. Það er á þína ábyrgð að hætta að nota vöruna strax ef hún virkar ekki rétt.

SKREF 1: RÉTT VAL Á ÞJÓRFÉ

MIKILVÆGT: Veldu ráðið sem er rétt fyrir heyrnarhlífarnar sem þú þarft

ALMENN FROÐA

Lítill / Miðlungs / Stór

Best fyrir myndatöku, iðnaðar, bílakappakstur og annað mjög hávært umhverfi/athafnir

29 dB SNR / 23 dB NRR

MAX HEYRNARHLÍFAR

KÍSILL

Miðlungs / stór

Gott fyrir hljóð og almenna heyrn.

Býður aðeins upp á vægar heyrnarhlífur.

MJÖG MIKILVÆGT

Ekki gott fyrir skot og önnur hávær hljóð.

27 dB SNR / 21 dB NRR

GÓÐAR HEYRNARHLÍFAR

SKREF 2: SETTU ODDINN Á HLJÓÐTENGID

Ýttu oddinum eins langt niður og hægt er á hljóðtenginu

SKREF 3: ATHUGAÐU VINSTRI OG HÆGRI VÍSBENDINGAR TIL AÐ VERA VISS UM RÉTTA STAÐSETNINGU

BAKHLIÐ HEYRNARTÓLANNA

ÞJAPPA / KLÍPA

SKREF 4: ÞJAPPAÐU FROÐUODDINUM SAMAN SVO HANN SÉ MINNI

Þetta mun hjálpa því að fara dýpra inn í eyrnagöngin fyrir bestu passa og hámarksvörn

SKREF 5: SETTU HEYRNARTÓLIÐ OG ODDINN Í EYRNAGÖNGIN EINS OG SÝNT ER

Gakktu úr skugga um að það fari eins djúpt og mögulegt er fyrir hámarks innsigli

ÁRSKURÐUR

SKREF 6: SNÚÐU HEYRNARTÓLINU ÞAR TIL ÞAÐ ER ÞÆGILEGA STAÐSETT Í EYRANU**SKREF 7: HEYRNARSTÝRING™ OG VERNDARSTILLING****SNERTA STJÓRNSVÆÐI**Ýttu lengi á snertistýrisvæði (í 2 sekúndur) - **Hljóð kveikt/Slökkt á hljóði****RÉTTHYRNDUR HNAPPUR**

ATH: ÖLL HLJÓÐSTIG VEITA HÁMARKS HEYRNARHLÍFAR

LÁGUR

VÆG HLJÓÐAUKNING

MIÐLUNGS (2X)

MIÐLUNGS HLJÓÐAUKNING

HÁR (5X)

MAX HLJÓÐAUKNING

Ýttu á réttthyrndan hnapp til að **skipta á milli hljóðstyrks**

Heyrnartólin verða sjálfgefin við lágt hljóðstyrk. Hljóðstyrkurinn mun fara úr háu í lágt. Hægt er að nota heyrnaraukningu og verndaraðgerð samtímis hljóð- og símtölum.

MJÖG MIKILVÆGT - VINSAMLEGAST PRÓFAÐU PASSA ÞÍNA ÁÐUR EN ÞÚ HLEYPUR AF SKOTVOPNI**SKREF 8: ÁÐUR EN ÞÚ NOTAR: PRÓFAÐU TIL AÐ TRYGGJA AÐ HEYRNARHLÍFARNAR VIRKI RÉTT****KLAPP PRÓF**

Klappaðu höndunum við hliðina á eyrunum til að ganga úr skugga um að heyrnartólin þjappi saman háum hljóðum.

PRÓFUN FYRIR MYNDATÖKU

Prófaðu 1-2 byssuskot og vertu viss um að allt virki áður en þú hleypir af fleiri skotum eða hlustar á önnur hávær hljóð.

Ef hljóð eru ekki nógu mjúk eða valda sársauka/óþægindum skaltu **HÆTTA** því sem þú ert að gera og leiðrétta það áður en þú heldur áfram að útsetja heyrnina fyrir háum hljóðum. Það getur skaðað heyrnina varanlega.

SNERTA STJÓRNSVÆÐI

MEÐAN Á TÓNLISTARSTILLINGU STENDUR

Einn tappi

- Hægra eyra - Hljóðstyrkur upp
- Vinstra eyra - Hljóðstyrkur lækkaður

Ýttu tvisvar á

- (Annað hvort eyrað) - Hlé/Spila

Prefaldur tappi

- Hægra eyra - Slepptu brautinni áfram
- Vinstri - Slepptu slóð afturábak

MEÐAN Á SÍMTALSSTILLINGU STENDUR

Einn tappi

- Hægra eyra - Hljóðstyrkur símtala
- Vinstra eyra - Hljóðstyrkur símtala niður

Ýttu tvisvar á

- (Annað hvort eyrað) - Svara/ljúka símtali

Prefaldur tappi

- (Annað hvort eyra) - Hafna símtali

SNERTA STJÓRNSVÆÐI

STILLINGAR Á ÖÐRU HVORU HEYRNARTÓLINU MUNU SAMSTILLAST VIÐ HITT HEYRNARTÓLIÐ

AÐRAR AÐGERÐIR OG VERKLAGSREGLUR

SVEFN STILLING

Þegar kveikt er á tækinu og Bluetooth-tengingunni er ekki komið á innan 5 mínútna fer Bluetooth í svefnstillingu til að spara orku. **Til að vakna skaltu** tvísmella á snertistýrisvæði til að fara aftur í þörunarham. Í svefnstillingu er heyrnarstýring™ virk með því að ýta lengi á.

EIN HEYRNARTÓLATENGING VIÐ TVÖ (2) MISMUNANDI TÆKI

- Aftengdu Bluetooth-tengingu frá tækinu (síma, spjaldtölvu, tölvu osfrv.)
- Settu 1. heyrnartólið aftur í hleðslutækið og lokaðu lokinu.
- Með 2. heyrnartólinu skaltu halda snertistýringunni inni í 10 sekúndur þar til grænt ljós sést á heyrnartólinu.
- Grænt ljós logar í 3 sekúndur og síðan rautt ljós í 1 sekúndu.
- Á þessum tímamarki hefur þetta heyrnartól endurheimt verksmiðjustillingar og er slökkt á því.
- Taktu 1. heyrnartólið úr hleðslutækinu og tengdu það við 1. tækið sem þú vilt tengjast.
- Settu 2. heyrnartólið aftur í hleðslutækið, taktu það út aftur og tengdu það við 2. tækið sem þú vilt tengjast.

TIL AÐ FARA AFTUR Í VENJULEGA TENGINGU

Settu bæði heyrnartólin aftur í hleðslutækið lengur en í 3 sekúndur og heyrnartólin fara aftur í venjulega þörun.

ENDURHEIMTA VERKSMÍÐJUSTILLINGAR

Sjá leiðbeiningar á netinu á www.goAXIL.com/XCOR-start-guide

LJÓS/TILKYNNINGAR

2 SEK

STÖÐUGT GRÆNT LJÓS Í 2 SEKÚNDUR

Kveikt á

BLIKKANDI

BLIKKANDI GRÆNT LJÓS

Bluetooth þörun

BLIKKA Á 30 SEK. FRESTI

BLIKKANDI SVART LJÓS Á 30 SEKÚNDNA FRESTI

Lítil rafhlaða

FLASS x3

GRÆNT LJÓS BLIKKAR 3 SINNUM OG SLOKKNAR SÍÐAN

Bluetooth tengt

1 SEK

FAST SVART LJÓS Í 1 SEKÚNDU

Slökkva á

TENGIR BLUETOOTH

FJARLÆGÐU HEYRNARTÓLIN ÚR HULSTRINU

Þeir ættu sjálfkrafa að tengjast hver öðrum og byrja að leita að þörunartækjum

TENGDU BLUETOOTH TÆKI VIÐ HEYRNARTÓL

Veldu "AXIL XCOR" í Bluetooth stillingunum þínum

HLUSTAÐU EFTIR RADDILKYNNINGUM Í HEYRNARTÓLUM

Raddtilkynningar gefa til kynna núverandi Bluetooth-aðgerð

NÓTA:

Ef þú átt í vandræðum með að para skaltu setja þau aftur í hleðslutækin. Fjarlægðu þau síðan og reyndu að para aftur.

Bluetooth svið er um það bil 30 fet.

HVERNIG Á AÐ HLAÐA HULSTUR OG HEYRNARTÓL

Stingdu hleðslutækinu í samband með meðfylgjandi snúru.

HLEÐSLUTÍMI

Hulstur og heyrnartól hlaðast á um það bil 2 klukkustundum.

USB-C HLEÐSLA

Heyrnartól hlaðast inni í hleðslutækinu. Hleðslutækið gefur þér 3 fullar hleðslur.

Þegar USB-C snúran er aftengd verður ljósið hvítt í 5 sekúndur og slokknar síðan.

Svart ljós kviknar meðan á hleðslu stendur.

Hvítt ljós kviknar þegar það er fullhlaðint.

TILKYNNINGAR UM VIÐBÓTAR HLEÐSLUHYLKI

OPNUN LOKS

ÞEGAR HLAÐIN

Hvítt ljós kviknar í 3 sekúndur og slokknar

ÞEGAR RAFHLAÐAN ER LÍTIL

Svart ljós kviknar í 3 sekúndur og slokknar

LOKUN LOKS

ÞEGAR HLAÐIN

Hvítt ljós kviknar í 5 sekúndur og slokknar

ÞEGAR RAFHLAÐAN ER LÍTIL

Svart ljós kviknar í 5 sekúndur og slokknar

KEYRSLUTÍMI

Allt að 13 klukkustundir - Aðeins heyrnarstýring™

Allt að 7 klukkustundir - Aðeins hljóð

Allt að 5 klukkustundir - heyrnarstýring™, taltími, hljóð á sama tíma

ÁBYRGÐ UPPLÝSINGAR:

Fyrir upplýsingar um ábyrgð, farðu á www.goAXIL.com/warranty til að virkja ábyrgðina þína

FCC YFIRLÝSING

1. Þetta tæki er í samræmi við 15. hluta FCC reglnanna. Notkun er háð eftirfarandi tveimur skilyrðum: (1) Þetta tæki má ekki valda skaðlegum truflunum. (2) Þetta tæki verður að samþykkja truflanir sem berast, þar með talið truflanir sem geta valdið óæskilegri notkun. 2. Breytingar eða breytingar sem ekki hafa verið samþykktar sérstaklega af þeim aðila sem ber ábyrgð á að farið sé eftir því geta ógilt heimild notanda til að nota búnaðinn.

ATH: Þessi búnaður hefur verið prófaður og reynst vera í samræmi við takmörk fyrir stafrænt tæki í flokki B, samkvæmt 15. hluta FCC reglnanna. Þessi mörk eru hönnuð til að veita sanngjarna vernd gegn skaðlegum truflunum í íbúðarhúsnæði. Þessi búnaður framleiðir notkun og getur geislað

útvarpsbylgjuorku og, ef hann er ekki settur upp og notaður í samræmi við leiðbeiningarnar, getur hann valdið skaðlegum truflunum á fjarskiptasamskiptum.

Hins vegar er engin trygging fyrir því að truflun eigi sér stað í tiltekinni uppsetningu. Ef þessi búnaður veldur skaðlegum truflunum á útvarps- eða sjónvarpsmóttöku, sem hægt er að ákvarða með því að slökkva og kveikja á búnaðinum, er notandinn hvattur til að reyna að leiðrétta truflunina með einni eða fleiri af eftirfarandi ráðstöfunum:

- Endurstilltu eða færðu móttökulofnetið.
- Auka aðskilnað milli búnaðar og móttakara.
- Tengdu búnaðinn í innstungu á annarri hringrás en þeirri sem móttakarinn er tengdur við.
- Hafðu samband við söluaðila eða reyndan útvarps- / sjónvarpstæknimann til að fá aðstoð.

VIÐVÖRUN RF:

Tækið hefur verið metið til að uppfylla almennar kröfur um útvarpsbylgjur. Tækið er hægt að nota í færanlegu útsetningarástandi án takmarkana.

IC VIÐVÖRUN

Þetta tæki inniheldur sendi/sendipæga sem eru undanþegnir leyfi og eru í samræmi við RSS/RSS sem eru undanþegnir leyfi frá Kanada. Notkun er háð eftirfarandi tveimur skilyrðum: (1) Þetta tæki má ekki valda truflunum. (2) Þetta tæki verður að samþykkja truflanir, þar með talið truflanir sem geta valdið óæskilegri notkun tækisins. Cet appareil continent des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

GERÐ: AXIL XCOR PRO

FCC auðkenni: 2A5PM-XCOR

IC: 28343-XCOR

BLUETOOTH GERÐI: D068096

Reglugerð um persónuhlífar (ESB) 2016/425 FCC

Hannað og hannað í Bandaríkjunum í Kína
Íhlutir eru fengnir á heimsvísu

Meðfylgjandi eyrnatappastærðir (nafnþvermál)
Lítill: 7/10mm
Miðlungs: 8 / 12mm
Stór: 10 / 13mm

ÍST EN

352-2:2020	
SNR	29 dB
H	33 dB
M	30 dB
L	29 dB

Tilkynntur aðili: CCQS vottunarpjónusta Limited

(NB2834) Blokk 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Írland

PRÓFANIR OG VOTTANIR

AXIL XCOR PRO HEYRNARTÓLIN eru prófuð og samþykkt í samræmi við nýju PPE reglugerðina (ESB) 2016/425 og viðeigandi hluta Evrópustaðalsins EN 352-2:2020, EN 352-7:2020 og EN 352-9:2020.

Prófað samkvæmt								
Tíðni (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Meðaltal (dB)	30.2	30.1	28.3	28.8	29.1	34.1	37.2	37.9
Staðalfrávik (dB)	4.2	2.9	4.9	4.6	4.8	3.2	4.9	5.0
Meðaltal - staðalfrávik (dB)	26.0	27.3	23.5	24.2	24.3	31.0	32.9	32.9

Prófað samkvæmt EN352-7: 2020		
H-viðmiðun	M-viðmiðun	L-viðmiðun
104 dBA	106 dBA	114 dBA
Lágmarks hvati hávaði	Lágmarks hvati hávaði	Lágmarks hvati hávaði

85 dBA - SKARÐ	85 dBA - SKARÐ	85 dBA - SKARÐ
Lágmarks hávaði án hvata	Lágmarks hávaði án hvata	Lágmarks hávaði án hvata
97 dBA - SKARÐ	96 dBA - SKARÐ	94 dBA - SKARÐ

XCOR PRO HEYRNARTÓL eru í samræmi við EN 352-2 og eru fánleg í ýmsum stærðum í froðu og sílikoni.

Hljóðendurheimtareiginleikar (hljóðstyrkstýring umhverfishljóðs í hámarksstöðu). Viðmið stig. Hljóðþrýstingsstig ytri (HML) hávaða þar sem hljóðþrýstingsstig undir eyrnatappanum fer fyrst yfir 85 dBA.

VIÐVÖRUN! Framleiðsla stigháðrar hringrásar þessa heyrnarhlífar getur farið yfir ytra hljóðstig.

PRÓFAÐ Í SAMRÆMI VIÐ Meðaltal í eyra hávaða með því að nota p50_f dB FS				
P50_f dB FS	Meðaltal (dBA)	Staðalfrávik	√Summa ferninga	Meðaltal + √SS (dBA)
-39	59.9	2.8	4.1	64.0
-34	64.8	2.8	4.1	69.0
-29	69.8	2.9	4.1	74.0
-24	74.8	2.8	4.1	78.9
-19	79.2	2.5	3.9	83.1
-14	81.2	1.3	3.3	84.8

Staðall	Bluetooth Profile	DFE við -14 dB FS	Notkunartími -14 dB FS
EN352-9:2020	Græja	84.8 dBA	Klukkustundir

Notkunartími fyrir hámarksinntaksmerki sem samsvarar samsvarandi hljóðúttaksstigi 82 dBA á 8 klukkustundum er 4.2 klukkustundir.

PRÓFUN SAMKVÆMT REACH REGLUGERÐ (EB) nr. 1907/2006.

PRÓFUN SAMKVÆMT RoHS TILSKIPUN 2011/65/ESB VIÐAUKA II OG BREYTINGU HENNAR (ESB) 2015/863.

PRÓFAÐ SAMKVÆMT EFTIRFARANDI SAMRÆMDUM STÖÐLUM TILSKIPUNAR (RED) 2014/53/ESB:

PRÓFAÐ SAMKVÆMT EFTIRFARANDI SAMRÆMDUM STÖÐLUM TILSKIPUNAR (EMC) 2014/30/ESB:

YFIRLÝSING UM SAMRÆMI

Hægt er að hlaða niður samræmisfirlýsingu frá: <https://goaxil.com/pages/certifications>

VOTTUNAR- OG PRÓFUNARSKÝRSLUR

Hægt er að hlaða niður öllum vottunum og prófunarskýrslum vörunnar frá: <https://goaxil.com/pages/certifications>

! ATHYGLI!

XCOR PRO HEYRNARTÓLIN ERU STIGHÁÐ HEYRNARHLÍFARTÆKI. RÉTT PASSA SKIPTIR SKÖPUM. EF EKKI ER FARIÐ EFTIR RÁÐLEGGINGUNUM Í ÞESSARI NOTENDAHANDBÓK VERÐUR VÖRNIN SEM EYRNATAPPARNIR VEITA SKERT.

GAKKTU ÚR SKUGGA UM AÐ EYRNATAPPINN SÉ RÉTT SETTUR ÁÐUR EN ÞÚ KVEIKIR Á TÆKINU. ÞEGAR UTANAÐKOMANDI HLJÓÐSTIG VERÐUR ÓÞÆGILEGT VIÐ NOTKUN SKALTU SLÖKKVA Á TÆKINU OG ENDURTAKA MÁTUNARAÐFERÐIR.

SJÁ SKREF 2 TIL SKREFS 7 Í ÞESSARI NOTKUNARHANDBÓK FYRIR RÉTTA MÁTUN.

ATHYGLI! PASSA, STILLA OG VIÐHALDA ALLTAF EYRNALOKKUNUM Í SAMRÆMI VIÐ LEIÐBEININGARNAR

ATHYGLI! PASSAÐU ALLTAF OG FESTU EYRNATAPPANA MEÐ SLÖKKT Á HÖFUÐTÓLINU.

ATHYGLI! XCOR PRO ERU STIGHÁÐAR HEYRNARHLÍFAR OG ÆTTU EKKI AÐ VERA SETTAR Í AÐREYINGARSKYNI. RÉTT PASSA ER MIKILVÆGT.

ATHYGLI! ÁÐUR EN SETT ER UPP SKALTU SKOÐA EYRNATAPPANA MEÐ TILLITI TIL ÓHREININDA, SKEMMDA EÐA HÖRKU - FARGAÐU STRAX EF ÞAÐ ER Í HÆTTU.

ATHYGLI! HEYRNARTÓLIN ÆTTU ALLTAF AÐ VERA Í HÁVAÐASÖMU UMHVERFI.

ATHYGLI! RÖNG MÁTUN Í HÁVAÐASÖMU UMHVERFI GÆTI VALDIÐ HEYRNARSKAÐA EÐA HEYRNARSKERÐINGU.

ATHYGLI! EYRNATAPPARNIR ERU ENDURNÝTANLEGIR OG ÆTTI AÐ SKOÐA REGLULEGA MEÐ TILLITI TIL NOTHÆFNI.

ATHYGLI! EF EYRNATAPPAR ERU FJARLÆGÐIR SKYNDILEGA EÐA HRATT ÚR EYRNAGÖNGUNUM GETUR ÞAÐ SKEMMT HLJÓÐHIMNUNA.

ATHYGLI! EYRNATAPPARNIR ERU MEÐ STIGHÁÐRI DEYFINGU. NOTANDINN ÆTTI AÐ ATHUGA RÉTTA VIRKNI FYRIR NOTKUN. EF RÖSKUN EÐA BILUN GREINIST ÆTTI NOTANDINN AÐ VÍSA TIL RÁÐLEGGINGA FRAMLEIÐANDA UM VIÐHALD.

ATHYGLI! AFKÖST GETA VERSNAÐ VIÐ RAFHLÖÐUNOTKUN. DÆMIGERT TÍMABIL SAMFELLDRAR NOTKUNAR MEÐ FULLHLAÐNUM RAFHLÖÐUM ER 13 KLUKKUSTUNDIR EINGÖNGU MEÐ HEYRNARAUKNINGU, 7 KLUKKUSTUNDIR EINGÖNGU MEÐ BLUETOOTH HLJÓÐAÐSTÖÐU OG 5 KLUKKUSTUNDIR MEÐ BÆÐI HEYRNARAUKNINGU OG BLUETOOTH HLJÓÐAÐSTÖÐU VIÐ STOFUHITA.

ATHYGLI! EYRNATAPPARNIR ERU MEÐ ÖRYGGISTENGDU HLJÓÐINNTAKI. NOTANDINN ÆTTI AÐ ATHUGA RÉTTA VIRKNI FYRIR NOTKUN. EF RÖSKUN EÐA BILUN GREINIST ÆTTI NOTANDINN AÐ VÍSA TIL RÁÐLEGGINGA FRAMLEIÐANDA UM VIÐHALD.

ATHYGLI! FRAMLEIÐSLA HLJÓÐRÁSAR ÞESSA HEYRNARHLÍFAR GETUR FARIÐ YFIR ÚTSETNINGARMÖRK

VIÐHALD

Haltu höfuðtölinu fjarri háhitasvæðum, raka og ryki.

HREINSUN EYRNATAPPA, ENDURNÝTANLEIKI OG SKIPTI

ATHYGLI! FYRIR HREINSUN SKALTU FJARLÆGJA EYRNATAPPANA AF HEYRNARTÓLUNUM TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR SKEMMDIR Á BÚNAÐI.

ATHYGLI! ÞVOÐU EYRNAPINNA VARLEGA MEÐ MILDRI SÁPU Í VOLGU VATNI. SKOLIÐ OG ÞURRKIÐ EYRNATAPPANA VANDLEGA ÁÐUR EN ÞEIR ERU NOTAÐIR AFTUR.

ATHYGLI! ENDURNÝTANLEGIR EYRNATAPPAR VERÐA AÐ ATHUGA REGLULEGA FYRIR HVERJA NOTKUN.

Kísill eyrnalokkar hafa allt að 5 ára geymslupól. Til reglubundinnar notkunar skal skipta um eyrnappa á 3-5 mánaða fresti eftir ástandi. Til notkunar í stóriðju skal skipta um á 14 daga fresti eða ef oddarnir eru skemmdir.

Foam eyrnantokkar hafa allt að 5 ára geymslupól. Til reglubundinnar notkunar skal skipta um eyrnappa á 3-5 mánaða fresti eftir ástandi. Til notkunar í stóriðju skal skipta um á 14 daga fresti eða ef oddarnir eru skemmdir eða missa þjöppunarhæfni.

SÓTTBREINSUN

Hægt er að sótthreinsa ytra yfirborð XCOR PRO vörunnar, nema eyrnatappana, með því að nudda vöruna létt í 60 sekúndur á hvert yfirborð með klút sem er bleyttur (kreistur út umfram vökva) með að minnsta kosti 60% etanóli eða 70% ísóprópýlalkóhóli. Einnig er hægt að nota 70% áfengisþurrkur, undirbúningspúða eða þurrkur í atvinnuskyni. Látið þorna alveg fyrir notkun. Ef heyrnartólin blotna við sótthreinsun skaltu fjarlægja eyrnatappana og láta þorna áður en þau eru sett saman aftur. EKKI dýfa XCOR PRO vörunni í sótthreinsandi vökva eða nota hita, útfjólublátt ljós, natríumhýpóklórítlausn (almennt nefnt bleikiefni) eða handhreinsiefni til að sótthreinsa, þar sem það getur skemmt vöruna. XCOR PRO ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL geta orðið fyrir neikvæðum áhrifum af ákveðnum efnafræðilegum efnum. Hafðu samband við framleiðanda fyrir frekari upplýsingar.

FORDÓMUR

XCOR PRO verður áfram í góðu ástandi með tilliti til geymslupóls á meðan varan er geymd í vöruhúsi við stýrðar aðstæður. **Fyrir heyrnartól:** Raki er minna en 80% og hitastigið er 0°C til 50°C. Framleiðsludagsetning höfuðtólsins (MM/ÁÁÁÁ) er prentuð á umbúðirnar. Líftími **höfuðtólsins** (rafeindahluta) er 2 ár frá tilteknum framleiðsludegi. **Líftími eyrnatappa** er allt að 5 ár frá tilteknum framleiðsludegi.