

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΡΙΝ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΌΠΛΟ Ή ΕΚΘΈΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΌΗ ΣΑΣ ΣΕ ΔΥΝΑΤΌΥΣ ΉΧΟΥΣ

ΧΚΟΡ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Δείτε οδηγούς βίντεο & Online Οδηγός Εκκίνησης εδώ:

WWW.GOAXIL.COM/XCOR-DIGITAL-START-GUIDE

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αυτό το προϊόν υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της AXIL (συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας διατησίας). Εάν ανοίξετε τη συσκευασία, χρησιμοποιήσετε ή διατηρήσετε τη συσκευή, αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις. Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις ευκαιρίες εξαίρεσης και τους πλήρεις όρους σας στο www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχετε την κατάλληλη προστασία ακοής από αυτό το προϊόν, πρέπει να το φοράτε σωστά με άκρες που ταιριάζουν και σφραγίζουν σωστά τα κανάλια των αυτιών σας. Πάντα βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. **Είναι δική σας ευθύνη να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του προϊόντος εάν δεν λειτουργεί σωστά.**

ΒΉΜΑ 1: ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΥΜΒΟΥΛΉΣ

ΚΡΙΣΙΜΗ: Επιλέξτε τη συμβουλή που είναι κατάλληλη για το επίπεδο προστασίας της ακοής που χρειάζεστε

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ

Μικρό / Μεσαίο / Μεγάλο

Καλύτερο για σκοποβολή, βιομηχανικά, αγώνες αυτοκινήτων και άλλα εξαιρετικά δυνατά περιβάλλοντα / δραστηριότητες

29 dB SNR / 23 dB NRR

ΜΈΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΚΌΗΣ

ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ

Μεσαίο / Μεγάλο

Καλό για σκοπούς ήχου και γενικής ακοής.

Προσφέρει μόνο ήπια προστασία ακοής.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Δεν είναι καλό για γυρίσματα και άλλους δυνατούς ήχους.

27 dB SNR / 21 dB NRR

ΚΑΛΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΚΌΗΣ

ΒΉΜΑ 2: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΣΤΗ ΘΎΡΑ ΉΧΟΥ

Σπρώξτε την άκρη προς τα κάτω όσο το δυνατόν περισσότερο στη θύρα ήχου

ΒΉΜΑ 3: ΕΛΈΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΎΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΎΣ ΔΕΊΚΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΓΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΊΕΣΗ / ΤΣΊΜΠΗΜΑ

ΒΉΜΑ 4: ΣΥΜΠΊΕΣΤΕ ΤΟ ΆΚΡΟ ΑΦΡΟΎ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ

Αυτό θα το βοηθήσει να πάει βαθύτερα στο κανάλι του αυτιού σας για καλύτερη εφαρμογή και μέγιστη προστασία

ΒΉΜΑ 5: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΆΚΡΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΎ ΟΠΩΣ ΦΑΊΝΕΤΑΙ

Βεβαιωθείτε ότι πηγαίνει όσο το δυνατόν πιο βαθιά για μέγιστη σφράγιση ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ

ΒΉΜΑ 6: ΠΕΡΙΣΤΡΈΨΤΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΜΈΧΡΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΊ ΆΝΕΤΑ ΣΤΟ ΑΥΤΊ ΣΑΣ

ΒΉΜΑ 7: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΚΟΉΣ™ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΚΟΥΜΠΊ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία βελτίωσης της ακοής **ΔΕΝ προορίζεται** για πυροβολισμούς ή παρόμοιες δυνατές δραστηριότητες

Πατήστε παρατεταμένα ορθογώνιο κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για σενάρια όταν η θήκη φόρτισης δεν υπάρχει και υπάρχει σπατάλη μπαταρίας

Πατήστε το ορθογώνιο κουμπί για εναλλαγή **μεταξύ των λειτουργιών**

Λειτουργία προστασίας ακοής – Παρέχει μέγιστη προστασία ακοής και βασική βελτίωση της ακοής

Λειτουργία βελτίωσης ακοής - Παρέχει μέγιστη βελτίωση ακοής και βασική προστασία ακοής

Οι φωνητικές ειδοποιήσεις θα υποδεικνύουν σε ποια λειτουργία βρίσκεστε. π.χ. «Λειτουργία προστασίας» & «Λειτουργία βελτίωσης ακοής»

ΒΉΜΑ 7: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΚΟΉΣ™ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΦΉΣ

Χρησιμοποιήστε την περιοχή ελέγχου αφής για να ρυθμίσετε την ένταση και για τις δύο λειτουργίες

Υπάρχουν 7 επίπεδα έντασης ανά λειτουργία

Χειριστήρια επιφάνειας αφής:

Πατήστε μία φορά - Αύξηση έντασης ήχου

Πατήστε δύο φορές - Μείωση έντασης ήχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει μια ηχητική ένδειξη όταν επιτευχθεί η ένταση MAX & MIN.

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΈΝΟ ΠΆΤΗΜΑ - Ενεργοποίηση & ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ

Απενεργοποιήστε για εξοικονόμηση μπαταρίας όταν δεν έχετε τη θήκη φόρτισης

- Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα όταν αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης
- Η εισαγωγή ακουστικών πίσω στη θήκη φόρτισης θα απενεργοποιηθεί
- Τα ακουστικά θα είναι προεπιλεγμένα στη λειτουργία προστασίας ακοής σε χαμηλή ένταση

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Τα χειριστήρια έντασης ήχου και λειτουργίας είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ για κάθε ακουστικό. ΔΕΝ είναι συγχρονισμένα, επομένως κάθε ακουστικό θα απαιτεί προσαρμογή.
- Τόσο η λειτουργία προστασίας ακοής όσο και η λειτουργία βελτίωσης της ακοής διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία και βελτίωση.
- Επίπεδα προστασίας ακοής
 - Λειτουργία προστασίας ακοής
 - Συμπιέζει δυνατούς ήχους άνω των 85dB σε ασφαλέστερα επίπεδα.
 - Λειτουργία βελτίωσης ακοής
 - Συμπιέζει δυνατούς ήχους άνω των 105dB πίσω σε ασφαλέστερα επίπεδα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία προστασίας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις EN352-7. Η λειτουργία βελτίωσης βελτιώνει τους ήχους πέρα και δεν προστατεύει επαρκώς, σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις. ΜΗΝ βασίζεστε στη λειτουργία βελτίωσης για επαρκή προστασία της ακοής.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΟΠΛΟ

ΒΗΜΑ 8: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΪΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΜΈΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΉΣ ΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ

ΔΟΚΙΜΗ CLAP

Χτυπήστε τα χέρια σας δίπλα στα αυτιά σας για να βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά συμπιέζουν δυνατούς ήχους.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ

Δοκιμάστε 1-2 πυροβολισμούς και βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν πριν πυροβολήσετε περισσότερους πυροβολισμούς ή ακούσετε άλλους δυνατούς ήχους.

Εάν οι ήχοι δεν είναι αρκετά μαλακοί ή προκαλούν πόνο / δυσφορία, **σταματήστε** αυτό που κάνετε και διορθώστε το πριν συνεχίσετε να εκθέτετε την ακοή σας σε δυνατούς ήχους. Κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει μόνιμα την ακοή σας.

ΦΩΤΑ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2 ΔΕΥΤ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Ενεργοποίηση

ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ

Η βελτίωση της ακοής λειτουργεί

ΦΛΑΣ ΚΑΘΕ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ΜΑΥΡΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ ΚΑΘΕ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Χαμηλή μπαταρία

1 ΔΕΥΤ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΑΪΥΡΟ ΦΩΣ ΓΙΑ 1 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ

Απενεργοποίηση

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Συνδέστε τη θήκη φόρτισης με το παρεχόμενο καλώδιο.

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η θήκη και τα ακουστικά φορτίζονται σε περίπου 2 ώρες.

ΦΟΡΤΙΣΗ USB-C

Τα ακουστικά φορτίζονται μέσα στη θήκη φόρτισης. Η θήκη φόρτισης σας δίνει 3 πλήρεις φορτίσεις.

Όταν το καλώδιο USB-C είναι αποσυνδεδεμένο, η λυχνία θα γίνει λευκή για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα σβήσει.

Το μαύρο φως ανάβει κατά τη φόρτιση.

Το λευκό φως ανάβει όταν είναι πλήρως φορτισμένο.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΌΤΑΝ ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ

Το λευκό φως θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα και θα σβήσει

ΌΤΑΝ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ

Το μαύρο φως θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα και θα σβήσει

ΚΑΠΑΚΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

ΌΤΑΝ ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ

Το λευκό φως θα ανάψει για 5 δευτερόλεπτα και θα σβήσει

ΌΤΑΝ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ

Το μαύρο φως θα ανάψει για 5 δευτερόλεπτα και θα σβήσει

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Έως 15 ώρες - Έλεγχος ακοής™

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφτείτε www.goAXIL.com/warranty για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας

ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗΣ RF:

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό βοήθειας στο www.goaxil.com/xcor-how-to

ΜΟΝΤΕΛΟ: AXIL XCOR DIGITAL PPE Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425
 Σχεδιασμένο & κατασκευασμένο στις ΗΠΑ/ΑΣΜΒΛΕΔ στην Κίνα
 Τα στοιχεία προέρχονται παγκοσμίως

Συμπεριλαμβανόμενα μεγέθη άρκρων ακουστικών (ονομαστική διάμετρος)
Μικρό: 7/10mm
Μέσο: 8/12mm
Μεγάλο: 10/13mm

EN 352-2:2020	
SNR	29 dB
H	33 dB
M	30 dB
L	29 dB

Κοινοποιημένος οργανισμός: CCQS Certification Services Limited

(NB2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Δουβλίνο 15 D15 AKK1 Δουβλίνο Ιρλανδία

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα ακουστικά AXIL XCOR EARBUDS είναι ελεγμένα και εγκεκριμένα σύμφωνα με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για τα ΜΑΠ και τα ισχύοντα μέρη των ευρωπαϊκών προτύπων EN 352-2:2020 και EN 352-7:2020.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με								
Συχνότητα (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Μέση τιμή (dB)	30.2	30.1	28.3	28.8	29.1	34.1	37.2	37.9

Τυπική απόκλιση (dB)	4.2	2.9	4.9	4.6	4.8	3.2	4.9	5.0
Μέση τιμή - τυπική απόκλιση (dB)	26.0	27.3	23.5	24.2	24.3	31.0	32.9	32.9

Δοκιμασμένο σύμφωνα με		
Κριτήριο H	Κριτήριο M	Κριτήριο L
104 dBA	106 dBA	114 dBA
Θόρυβος ελάχιστης ώθησης	Θόρυβος ελάχιστης ώθησης	Θόρυβος ελάχιστης ώθησης
85 dBA - ΔΙΑΒΑΪΝΩ	85 dBA - ΔΙΑΒΑΪΝΩ	85 dBA - ΔΙΑΒΑΪΝΩ
Ελάχιστος - μη παλμικός θόρυβος	Ελάχιστος - μη παλμικός θόρυβος	Ελάχιστος - μη παλμικός θόρυβος
97 dBA - ΔΙΑΒΑΪΝΩ	96 dBA - ΔΙΑΒΑΪΝΩ	94 dBA - ΔΙΑΒΑΪΝΩ

Τα ακουστικά AXIL XCOR συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 352-2 και παρέχονται σε διάφορα μεγέθη σε αφρό και σιλικόνη.

Χαρακτηριστικά αποκατάστασης ήχου (έλεγχος έντασης ήχου περιβάλλοντος στη μέγιστη θέση). Επίπεδα κριτηρίων. Η στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτερικού θορύβου (HML) για την οποία η στάθμη ηχητικής πίεσης κάτω από την ωτοασπίδα υπερβαίνει πρώτα τα 85 dBA.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ! Η έξοδος του κυκλώματος που εξαρτάται από τη στάθμη αυτού αυτού του μέσου προστασίας της ακοής μπορεί να υπερβαίνει την εξωτερική ηχοστάθμη.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ RoHS 2011/65/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΕ) 2015/863.

ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΈΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (RED) 2014/53/EU:

ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΈΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (EMC) 2014/30/EU:

ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΈΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (LVD) 2014/35/EU:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τη δήλωση συμμόρφωσης από: <https://goaxil.com/pages/certifications>

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

Όλες οι πιστοποιήσεις και οι αναφορές δοκιμών του προϊόντος μπορούν να μεταφορτωθούν από: <https://goaxil.com/pages/certifications>

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΛΎΝΕΤΕ ΑΠΑΛΑ ΤΑ ΆΚΡΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΉΠΙΟ ΣΑΠΌΥΝΙ ΣΕ ΧΛΙΑΡΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ. ΞΕΠΛΎΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΚΑΛΆ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΙΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΛΈΓΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΆΘΕ ΧΡΉΣΗ.

Τα ακουστικά σιλικόνης έχουν διάρκεια ζωής έως και 5 χρόνια. Για περιοδική χρήση, αντικαταστήστε τα ακουστικά κάθε 3-5 μήνες ανάλογα με την κατάσταση. Για βαριά βιομηχανική χρήση, αντικαταστήστε κάθε 14 ημέρες ή εάν οι άκρες είναι κατεστραμμένες.

Τα ακουστικά αφρού έχουν διάρκεια ζωής έως και 5 χρόνια. Για περιοδική χρήση, αντικαταστήστε τα ακουστικά κάθε 3-5 μήνες ανάλογα με την κατάσταση. Για βαριά βιομηχανική χρήση, αντικαταστήστε κάθε 14 ημέρες ή εάν οι άκρες είναι κατεστραμμένες ή χάνουν τη δυνατότητα συμπίεσης.

ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ

Οι εξωτερικές επιφάνειες του προϊόντος XCOR EARBUDS, εκτός από τα άκρα των ακουστικών, μπορούν να απολυμανθούν τρίβοντας ελαφρά το προϊόν για 60 δευτερόλεπτα ανά επιφάνεια με ένα πανί εμποτισμένο (συμπιέζοντας την περίσσεια υγρών) με τουλάχιστον 60% αιθανόλη ή 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν εμπορικά επιχρίσματα με οινόπνευμα 70%, μαξιλάρια προετοιμασίας ή μαντηλάκια. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς πριν από τη χρήση. Εάν τα ακουστικά βραχούν κατά την απολύμανση, αφαιρέστε τα άκρα των ακουστικών και αφήστε τα να στεγνώσουν πριν από την επανασυναρμολόγηση. ΜΗΝ βυθίζετε το προϊόν XCOR DIGITAL σε απολυμαντικό υγρό και μην χρησιμοποιείτε θερμότητα, υπεριώδες φως, διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (συνήθως αναφέρεται ως χλωρίνη) ή απολυμαντικά χεριών για απολύμανση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. Τα XCOR DIGITAL EARBUDS ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από ορισμένες χημικές ουσίες. Ανατρέξτε στον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ XCOR PRO ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΚΌΗΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΆΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ. Η ΣΩΣΤΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΊΝΑΙ ΖΩΤΙΚΉΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΌΥΝ ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΊΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΩΤΟΑΣΠΊΔΕΣ ΘΑ ΑΠΟΚΟΠΕΊ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΌ ΈΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΊ ΣΩΣΤΆ ΠΡΙΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΟΤΑΝ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΘΟΡΎΒΟΥ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΔΥΣΆΡΕΣΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΉΣΗ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

ΑΝΑΤΡΈΞΕΤΕ ΣΤΟ ΒΉΜΑ 4 ΈΩΣ ΤΟ ΒΉΜΑ 6 ΑΥΤΌΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΊΡΙΔΊΟΥ ΟΔΗΓΊΩΝ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ, ΝΑ ΡΥΘΜΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΊΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΊΖΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΑ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ XCOR ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΚΌΗΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΆΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΌΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΌΥΣ ΣΚΟΠΌΥΣ. Η ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΊΝΑΙ ΚΡΊΣΙΜΗ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΞΕΤΆΣΤΕ ΤΑ ΆΚΡΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΡΩΜΊΑ, ΖΗΜΊΑ Ή ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΑΜΈΣΩΣ ΕΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΊ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΘΟΡΥΒΩΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΟΡΥΒΩΔΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΚΟΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΞΑΦΝΙΚΗ Ή ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΩΤΟΑΣΠΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΥ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΕΑΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΑΣΤΟΧΙΑ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. Η ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 15 ΏΡΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΚΟΗΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΎΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΟΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΈΚΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κρατήστε τα ακουστικά μακριά από περιοχές υψηλής θερμοκρασίας, υγρασία και σκόνη.

ΑΠΑΞΙΩΣΗ

Τα ακουστικά XCOR θα παραμείνουν σε καλή κατάσταση όσον αφορά τη διάρκεια ζωής ενώ το προϊόν αποθηκεύεται σε αποθήκη υπό ελεγχόμενες συνθήκες. **Για ακουστικά:** Η υγρασία είναι μικρότερη από 80% και η θερμοκρασία είναι 0 * C έως 50 * C. Η ημερομηνία κατασκευής των ακουστικών (MM/EEEE) αναγράφεται στη συσκευασία. Η **διάρκεια ζωής του προϊόντος των ακουστικών** (ηλεκτρονικά μέρη) είναι 2 χρόνια από τη δεδομένη ημερομηνία κατασκευής. Η **διάρκεια ζωής των άκρων αυτιών** είναι έως 5 χρόνια από τη δεδομένη ημερομηνία κατασκευής.