

SA:

19 dB NRR

25 dB SNR

31 dB IPIL

X30i EARPLUG

IDEALI GĦAL:

- KOSTRUZZJONI
- KUNĊERTI
- VJAĠĠAR BL-AJRU
- AVVENIMENTI TAL-ISTADJU
- SPARAR
- AVVENIMENTI QAWWIJA
- XOGĦOL TAT-TARZNA
- SOSPIŻ
- STUDJU
- & AKTAR

Isma' l-ħoss u pproteġi s-smiġħ tiegħek fl-istess ħin JEW Protezzjoni tas-Smiġħ Biss™

Il-prodott X30i Earplug huwa ddisinjat biex jipprovdi lil min jilbisha bi protezzjoni tas-smiġħ kontra żewġ tipi ta 'storbju: storbju kontinwu (Modalità magħluqa) u storbju ta' impuls (Modalità miftuħa). Il-modalità tintgħażel billi jithaddem is-swiċċ tat-toggle waqt li l-prodott ikun fil-widna.

Il-Earplug X30i jikkonsisti fi tliet (3) partijiet; il-filtru, is-serratura tal-concha, u l-ponot tal-widnejn interkambjabbli. Il-Earplug X30i jiġi b'2 stili ta 'ponot tal-widnejn; Fowm u silikon. Inklużi huma 3 daqsijiet ta 'Għajnuniet tas-Silikonju (Żgħar, Medji, u Kbar), u 2 daqsijiet tal-Foam Tip; (Tubu intern medju - aħdar) u (żgħir - tubu intern tan-tan).

Ix-X30i jiġi wkoll b'daqs 1 għall-Concha Lock (Medju). Il-plagg tal-widna jiġi bis-serratura medja tal-concha u l-ponot medji tal-widnejn tas-silikon installati. (7-12mm). Serraturi żgħar u kbar tal-Concha huma disponibbli fuq talba diretta minn AXIL.

NOTA: L-istil tal-ponta tal-widna tal-fowm jipprovdi aktar protezzjoni tas-smiġħ mill-istil tas-silikon.

Il-filtru tal-impuls X30i għandu swiċċ tat-toggle biex jagħżel bejn Modalità Miftuħa u Magħluqa. Iż-żewġ modi huma ddisinjati biex jipprovdu lil min jilbisha bi protezzjoni tas-smiġħ. Il-Modalità Magħluqa tipprovdi aktar

protezzjoni kontra ħsejjes qawwija ġenerali. Il-Modalità Miftuħa hija mfassla għal ambjenti fejn il-komunikazzjoni hija meħtieġa bħal siti tax-xogħol, firxiet ta' 'pistoli, baċiri tat-tagħbija, jew konversazzjonijiet ġenerali filwaqt li xorta tipproteġi kontra kwalunkwe ħsejjes qawwija u ta' ħsara.

Modalità Magħluqa

Meta timbotta fuq il-parti ta' fuq tas-swiċċ tat-toggle, tagħlaq il-Port tal-Ħoss. Issa l-prodott jinsab f'modalità magħluqa li jipprovi blokka għall-istorbju kollu tal-madwar. Il-Modalità Magħluqa hija għall-użu f'ambjenti ta' storbju perikoluż kontinwu bħal kunċerti, tlielaq tal-karozzi, użu kostanti ta' għodod tal-enerġija, pritrkuni kontinwi, eċċ.

Modalità Miftuħa

Meta timbotta fuq il-parti t'isfel tas-swiċċ tat-toggle, tiftaħ il-Port tal-Ħoss. Issa l-prodott jinsab fil-Modalità Miftuħa, li jippermettilek tisma 'dak li qed jiġri madwarek u timblokka ħsejjes ta' impuls qawwi. Il-Modalità Miftuħa hija mfassla għal postijiet fejn il-komunikazzjoni hija meħtieġa bħal siti tax-xogħol, firxiet ta' 'armi, baċiri tat-tagħbija, jew konversazzjonijiet ġenerali filwaqt li xorta tipproteġi kontra kwalunkwe ħsejjes qawwija u ta' ħsara.

Struzzjonijiet tal-Assemblea

1. AGĦŻEL IL-LOCK CONCHA KORRETT
 - a. Il-Earplug X30i jiġi bis-serratura Medium Concha diġà installata. Dan huwa d-daqs standard li għandu jaħdem għall-biċċa l-kbira tal-klijenti.
 - b. Ġewwa l-concha hemm 3 ittri, moqrija minn fuq għal isfel.
 - i. L = Kbir (l-ewwel ittra hija d-Daqs; Kbir, medju, żgħir)
 - ii. S = Daqs (it-2 ittra tfisser "Daqs"; ma tinbidilx)
 - iii. R = Lemin (it-3 ittra hija għal-Lemin jew għax-Xellug)
 - c. Poġġi l-concha fuq il-filtru tal-impuls korrett (indikati b'L u R)

2. POĠĠI L-LOCK CONCHA FUQ IL-FILTRU
 - a. Il-Filtru tal-Impuls huwa mmarkat b'L u R.
 - b. Kun żgur li l-Concha Locks korretti jmorru fuq il-Filtru tal-Impuls rispettiv.

3. POĠĠI L-PONTA TAL-WIDNA FUQ IL-PORT TAL-ĦOSS
 - a. Żgura l-Ponta tal-Widna biex toqgħod ifflaxxjat kontra l-baži tal-Concha Lock

1. Daħħal fil-widna

1. Kun żgur li l-ponta tal-widna u s-serratura tal-concha huma pożizzjonati b'mod korrett fuq il-filtru tal-impuls.
2. Aqbad il-ġisem ċentrali tal-ponta tal-widna bejn is-saba' l-kbir u l-werrej.
3. (JEKK QED TUŻA R-RAGĦWA) Ikkompressa l-ponta tal-fowm billi toqros il-ponta b'subgħajk.
 - a. Dan jgħinha tidħol aktar fil-fond fil-kanal tal-widna tiegħek.
4. Iġbed il-parti ta' fuq tal-widna 'l barra u 'l fuq biex ittaffi l-inserzjoni:
 - a. Dan jinkiseb l-aħjar billi żżomm il-widna bl-id opposta, id-driegħ imqiegħed mad-dahar tar-ras.

5. Imbotta bil- mod u dawwar il- prodott fil- kanal tal- widna sakemm joqgħod komdu waqt li jiffirma sigill tajjeb mal- kanal tal- widna.
6. Kun żgur li tmur kemm jista ' jkun fil- fond fil- kanal tal- widna tiegħek għal sigill massimu.
 - a. Jekk jogħġbok ara l-istampa ta' referenza għal eżempju tal-fit it-tajjeb.

2. Għażla ta 'Modalità Miftuħa jew Magħluqa

1. Għall-modalità magħluqa, imbotta s-swiċċ tat-toggle 'l isfel sakemm tisma' klikk
2. Il-modalità magħluqa tippoteġi kontra ħsejjes qawwija generali
3. Għal modalità miftuħa, imbotta l-iswiċċ tat-toggle sakemm tisma' klikk
4. Open Mode Joffri Livell Eħfef ta 'Protezzjoni Kontra Ħsejjes Loud Iżda Joffri Protezzjoni Massima Kontra Ħsejjes ta' Impuls Qawwi.

3. Tneħħija, Tindif, u Hażna

1. Sib u aqbad il-korp ċentrali tal-ponta tal-widna.
2. Neħħi l- prodott b' moviment li jdur bil- mod biex gradwalment tkisser is- sigill mal- kanal tal- widna. Dan jelimina wkoll kull skumdità li tista ' tinħass waqt it- tneħħija.
3. Naddaf il- ponta tal- widna wara kull użu biex tneħħi l- earwax (Cerumen) u fdalijiet oħra.
 - a. Il-ponot tal-widnejn jistgħu jintmesħu nodfa b'carruta niedja jew tessuti tat-tindif antibatterici.
4. Dejjem aħžen il- prodott f' kaxxa jew borża protettiva nadifa. Taħżinhix b' oġġetti oħra.

(!) IMPORTANTI HAFNA (!)

AGĦŻEL B'ATTENZJONI L-PONTA XIERQA TAL-FOWM GĦAL KWALUNKWE ATTIVITÀ TA 'SPARAR JEW AMBJENTI TA' STORBJU QAWWI

Segwi l-istruzzjonijiet kollha għat-twaħħil u s-sigurtà xierqa għall-użu waqt l-isparar jew kwalunkwe ambjent qawwi

NIFHMU R-RESPONSABBILTÀ TIEGHEK

BE AWARE: Biex tikseb protezzjoni xierqa tas-smiġ minn dan il-prodott, trid tkun liebes kif suppost. Ilbes Dan il-Prodott b'Pariri li Joqogħdu u Jissigillaw il-Kanali tal-Widna Tiegħek Kompletament. Dejjem kun żgur li l-prodott jinsab f'kundizzjoni tajba ta' xogħol.

TINDIF TAL-FILTRU

Wara li tneħħi l-ponta tal-widna u s-serratura tal-concha, il-filtru tal-impuls jista 'jtnaddaf b'pilloli tas-sapun jew iġjene u mbagħad jitlaħlaħ f'ilma fietel u mnixxef sewwa. Huwa rakkomandat biss li tnaddaf il-filtru jekk ikun meħtieġ. Tużax soluzzjonijiet ta' tindif ibbażati fuq l-alkoħol, sapun, jew deterġenti. Wara li tnaddaf il-filtru, kun żgur li jitlaħlaħ sew fl-ilma fietel u jitħalla jinxef kompletament.

Il-firxa rakkomandata tat-temperatura tal-ħażna hija bejn -10 ° C / 14 ° F u 50 ° C / 122 ° F.

4. Ibdel id-Daqs tal-Ponta tal-Widna

1. Għafas bil- mod u iġbed il- ponta tal- widna sakemm toħroġ mill- Port tal- Kanal.
2. Agħżel id-daqs korrett tal-ponta tal-Fowm jew tas-Silikonju għall-attività mixtieqa tiegħek.
 - a. NOTA: Ir-ragħwa tipprovdi aktar protezzjoni tas-smiġ.
3. Imbotta bil- mod il- ponta tal- widna fuq il- Port tal- Kanal.

- a. Kun żgur li l-ponta tasal sa fejn tista 'tmur, biex tipprovdi l-aħjar protezzjoni u adatta.
4. Iġbed il- parti ta ' fuq tal- widna ' l barra u ' l fuq biex ittaffi l- inserzjoni:
- a. Dan jinkiseb l- aħjar billi żżomm il- widna bl- id opposta, id- driegħ imqiegħed mad- dahar tar- ras.
5. Dawwar u imbotta l-earplug kif meħtieġ biex tikseb l-iktar tajbin profondi u siguri.

TWISSIJET

- Jekk dawn l- istruzzjonijiet u twissijiet ma jiġux osservati, il- protezzjoni mogħtija mill- prodott tkun indebolita serjament.
- Il- prodott huwa maħsub biex jitqiegħed fil- widna u biex jipproteġi lil min jilbisha minn livelli ta ' storbu perikolużi. Il- prodott mhux maħsub għal xi użu ieħor.
- PERIKLU TA ' FGAR - Żomm il- prodott fejn ma jintlaħaqx mit- tfal żgħar.
- Il- prodott għandu jitwaħħal, jiġi aġġustat u miżmum skond l- istruzzjonijiet. Twaħħil mhux xieraq jista 'jnaqqas l-effettività tiegħu fl-istorbju attenwanti.
- Biex jinkiseb il- livell ta ' attenwazzjoni ddisinjat, in- naħa ta ' barra tal- ponta tal- widna għandu jkollha sigill li ma jgħaddix arja minnu mal- kanal tal- widna.
- Iċċekkja perjodikament u, jekk ikun hemm bżonn, ikkoreġi s- sigill biex tiżgura li ma kienx hemm tħoll tal- prodott maż- żmien waqt li tkun fil- widna.
- Il-prestazzjoni tal-prodott tista' titnaqqas wara kuntatt ma' oġġetti li jaqtgħu eż.
- Spezzjona regolarment il- prodott biex tiżgura s- servizz.
- Il- prodott jista ' jiġi affettwat fażin meta jiġi f' kuntatt ma ' kimiċi jew alkoħol.
- Jekk jogħġbok kun żgur li l- prodott u ż- żewġ idejn huma nodfa qabel ma jiddaħħal biex jitnaqqas ir- riskju ta ' infezzjoni. Il- qsim tal- prodott jista ' jżid ir- riskju ta ' infezzjoni.
- It- tneħħija f' daqqa jew mgħaġġla tal- prodott mill- kanal tal- widna tista ' tagħmel ħsara lill- eardrum.
- Protezzjoni xierqa tas- smigħ għandha tintlibes il- ħin kollu f' ambjenti storbużi.
- Inti responsabbli biex tevalwa jekk l- użu tal- prodott jaffettwax il- ħila li twettaq attività b' mod sigur. Waqqaf l- attività meta l- prodott ikun qed itellef jew ifixkel.
- Mhux rakkomandat li tuża l- prodott tliet (3) snin wara d- data tal- produzzjoni jew jekk il- prodott ikun saritlu ħsara jew jiddgħajjef. L-attenwazzjoni speċifikata tal-prodott tista' titnaqqas hekk kif il-prodott jintlibes b'mod eċċessiv.

! ATTENZJONI!

JEKK IR-RAKKOMANDAZZJONIJET IPPROVDUTI F'DAN IL-MANWAL GĦALL-UTENT MA JIĠUX OSSERVATI, IL-PROTEZZJONI MOGħTIJA MILL-EARPLUGS TKUN IMFIXKLA ĦAFNA.

IRREFERI GĦALL-PASS 1 TA' DAN IL-MANWAL TA' ISTRUZZJONI GĦALL-PROCEDURA TA' TWAħħIL KORRETT.

ATTENZJONI! DEJEM IBFITTA, AĠĠUSTA, U ŻOMM IL- PONOT TAL- WIDNEJN SKOND L- ISTRUZZJONIJET.

ATTENZJONI! QABEL MA TWAħħAL, EŻAMINA L-EARTIPS GĦALL-ĦMIEĠ, IL-ĦSARA, JEW L-EBUSIJA - ARMI IMMEDIJAMENT JEKK KOMPROMESS.

ATTENZJONI! L-IMSIELET GĦANDHOM JINTLIBSU L-ĦIN KOLLU FL-INĦAWI STORBUŻI.

ATTENZJONI! IT-TWAħħIL ĦAŻIN F'AMBJENT STORBUŻ JISTA' JIKKAWŻA KORRIMENT FIS-SMIGĦ JEW TELF TAS-SMIGĦ.

ATTENZJONI! L-EARTIPS JISTGħU JERĠGħU JINTUŻAW U GĦANDHOM JIĠU SPEZZJONATI REGOLARMENT GĦAS-SERVIZZ.

ATTENZJONI! TNEħħIJA F' DAQQA JEW MGħAĠĠLA TA ' EARPLUGS MILL- KANAL TAL- WIDNA TISTA ' TAGħMEL ĦSARA LIT- TANBUR TAL- WIDNA.

L-UŻU MILL-ĠDID U S-SOSTITUZZJONI TAL-EARTIP

ATTENZJONI! PONOT TAL-WIDNEJN LI JISTGĦU JERĠĠĦU JINTUŻAW GĦANDHOM JIĠU ĊĊEKKJATI PERJODIKAMENT QABEL KULL UŻU.

Silicone Eartips għandhom ħajja fuq l-ixkaffa ta' 5 snin. Għal użu perjodiku, ibdel il-ponot tal-widnejn kull 3-5 xhur skont il-kundizzjoni. Għall-użu qawwi fl-industrija, ibdel kull 14-il jum jew jekk il-ponot huma bil-ħsara.

Foam Eartips għandhom ħajja fuq l-ixkaffa ta' 5 snin. Għal użu perjodiku, ibdel il-ponot tal-widnejn kull 3-5 xhur skont il-kundizzjoni. Għall-użu qawwi fl-industrija, ibdel kull 14-il jum jew jekk il-ponot huma bil-ħsara jew jtilfu l-kompressjoni.

Jekk għandek bżonn tixtri aċċessorji, jekk jogħġbok idhol fil-<http://goaxil.com>

OBSOLEXENZA

Il-prodott X30i se jibqa f'kundizzjoni tajba dwar il-ħajja fuq l-ixkaffa waqt li l-prodott jinħażen f'maħżen f'kundizzjonijiet ikkontrollati ta' Umdità inqas minn 80% u Temperatura 0 °C sa 50 °C. Id-data tal-manifattura Earplug (MM / SSSS) hija stampata fuq l-imballaġġ. Il-ħajja tal-prodott tal-ponot tal-widnejn hija sa 5 snin mid-data mogħtija tal-manifattura.

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ

Id-dikjarazzjoni ta' konformità tista' titniżżel minn:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

RAPPORTI DWAR IĊ-ĊERTIFIKAZZJONI U L-ITTESTJAR

Iċ-Ċertifikazzjonijiet u r-rapporti tal-ittestjar kollha tal-prodott jistgħu jitniżżlu minn:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

GARANZIJA LIMITATA

AXIL tiggarantixxi li l-prodotti tagħha jkunu ħielsa minn difetti fil-materjali u l-abbiltà għal sentejn (2) mid-data tax-xiri. Jekk temmen li dan il-prodott għandu xi difetti fil-materjali jew fl-abbiltà, waqqaf l-użu immedjatament u kkuntattja lis-servizz tal-konsumatur għall-għajnuna. Jekk prodott jirriżulta difettuż fil-materjal jew fl-abbiltà, AXIL isewwi jew jissostitwixxi l-prodott u jibgħatlek a skapitu ta' AXIL. Il-prospetti kollha għandhom jinkludu l-prova tax-xiri u d-dokumentazzjoni li tispeċifika d-difett mitlub. Din il-GARANZIJA LIMITATA tapplika biss meta l-prodotti jkunu nżammu kif suppost għal kull struzzjoni ta' AXIL u ma kinux soġġetti għal użu ħażin, negligenza jew incident. L-ebda ritorn m'għandu jsir direttament lil AXIL sakemm ma jkunx awtorizzat mid-Dipartiment ta' l-Awtorizzazzjoni tar-Ritorni (RMA).

DIN IL-GARANZIJA TINGĦATA MINFLOK IL-GARANZIJI L-OĦRA KOLLHA ESPRESSI JEW IMPLICITI, LI HUMA SPEĊIFIKAMENT ESKLUŻI, INKLUŻI GARANZIJI GĦAL KUMMERĊJABBILTÀ JEW IDONEITÀ GĦAL SKOP PARTIKOLARI. FL-EBDA KAŻ AXIL JEW IL-BEJJIEGĦ M'GĦANDHOM IKUNU RESPONSABBLI GĦAL DANNI JEW SPEJJEŻ INĊIDENTALI U KONSEGWENZJALI SAL-LIMITU KOLLU TALI JISTGĦU JIĠU MIĊĦUDA MIL-LIĠI.

L-ittestjar u ċ-ċertifikazzjoni skont EN 352-2:2020 (UE) 2016/425 twettqu minn CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, l-Irlanda

Għal aktar informazzjoni dettaljata dwar ir-riċiklaġġ ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-awtorità lokali tiegħek, lill-fornitur tas-servizz tar-rimi tal-iskart domestiku/industrijali tiegħek, jew fejn xtrajt il-prodott. Jekk jogħġbok hu l-passi meħtieġa biex tiżgura r-riċiklaġġ xieraq ta' dan il-prodott.

1 PAR EARPLUGS **X30i** . 1 DAQS TAS-SERRATURI TAL-CONCHA
3 DAQSIJNET TA 'PONOT TAS-SILIKON . 2 DAQSIJNET TA 'PONOT TAL-FOWM
1 KAXXA TAL-ĠARR TAL-BUT

Il-Earplug X30i fih valv li jiftaħ u jagħlaq bi swiċċ toggle sempliċi. Dan iħallik immedjatament tranżizzjoni bejn is-smiġħ u l-protezzjoni fl-istess ħin jew il-protezzjoni tas-smiġħ biss. Ideali għal ambjenti ta 'storbju estrem bħall-ivvjaġġar bl-ajru, kunċerti, tlielaq tal-karozzi, avvenimenti tal-istadju, sparar, ħwienet tal-magni, biedja, bini tat-toroq, u kostruzzjoni; kwalunkwe sitwazzjoni fejn is-saħħa u s-sikurezza jeħtieġu l-użu tal-protezzjoni tas-smiġħ, jiġifieri fejn il-livelli tal-istorbju jkunu oġġla mil-limitu sikur ta' 85 dB.

HOSS	
TNAQQIS	19 DECIBELS
KLASSIFIKAZZJONI KIF DIRETTA)	(META TINTUŻA
IL-FIRXA TAL-KLASSIFIKAZZJONIJIET GĦAT-TNAQQIS TAL-ISTORBJU GĦALL-PROTETTURI EŻISTENTI TAS-SMIGH HUWA BEJN WIEHED U IEHOR 0 SA 30 (NUMRI OĖĦLA JINDIKAW EFFETTIVITÀ AKBAR).	
KUMPAIJA TAD-DISTRIBUZZJONI AXIL ALHAMBRA, CA	X30i Modalità Magħluqa
Il-liġi federali tipprojbixxi tneħħija ta' din it-tikketta qabel ix-xiri LOGO TAL-EPA TIKKETTA MEHTIEĖA MINN IR-REGOLAMENT TAL-FSE TAL-ISTATI UNITI 40 CFR Parti 211, Subparti B	

Magħmul minn grad mediku ipoallergeniku artab Silikonju. L-X30i joffri livelli ta 'tnaqqis tal-ħoss ta' 22 dB SNR / 16 dB NRR / 31 dB IPIL meta jkun fil-pożizzjoni miftuħa u joffri 25 dB SNR / 19 dB NRR meta jkun fil-pożizzjoni magħluqa - adattat biex jaħdem f'ambjenti. Ħafna mill-prodotti tagħna jistgħu jiġu kkombinati ma ' earmuffs f'ambjenti qawwija ħafna fejn il-protezzjoni doppja hija rekwizit.

Attenzjoni:

Meta ddaħħal ix-X30i fil-kanal tal-widna kun żgur li l-ponot jissigillaw il-kanal b'mod korrett biex jinkiseb il-livell ta 'attenwazzjoni ddisinjat.

Iddisinjat u maħdum fl-Istati Uniti
Magħmul fiċ-Ċina

ĠART SNR (MODALITÀ MIFTUĦA BIL-FOWM)

Frekwenza	Tfisser	StD	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	17.6	3.6	14.0
125	16.6	3.5	13.2
250	17.1	2.9	14.2
500	16.5	2.6	13.9
1000	20.4	2.7	17.7
2000	29.5	3.0	26.5
4000	30.9	2.6	28.4
8000	38.7	3.4	35.3

ĠART NRR (MODALITÀ MIFTUĦA BIL-FOWM)

Frekwenza	Tfisser	StD
[Hz]	[dB]	[dB]
125	16.8	3.6
250	17.2	2.6
500	17.9	2.8
1000	21.1	2.7
2000	29.2	2.1
3150	31.6	3.0
4000	30.4	3.2
6300	31.2	3.4
8000	38.5	3.4

SNR CHART (MODALITÀ MAGĦLUQA BIL-FOWM)

Frekwenza	Tfisser	StD	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	18.0	3.3	14.7

125	21.2	3.1	18.1
250	19.1	3.0	16.1
500	19.5	2.6	16.8
1000	23.7	2.6	21.1
2000	32.9	2.5	30.4
4000	33.0	3.0	29.9
8000	38.9	3.1	35.9

ĈART NRR (MODALITÀ MAGĦLUQA BIL-FOWM)

Frekwenza	Tfisser	StD
[Hz]	[dB]	[dB]
125	21.5	3.8
250	20.6	3.6
500	22.1	3.2
1000	24.6	2.8
2000	32.6	2.0
3150	34.3	2.9
4000	32.0	3.7
6300	32.3	3.5
8000	39.7	3.7

ĈART SNR (MODALITÀ MIFTUĦA BIS-SILIKON)

Frekwenza	Tfisser	StD	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	14.9	3.2	11.6
125	15.4	2.0	13.4
250	16.1	2.0	14.1
500	14.8	2.6	12.3
1000	18.8	1.5	17.3

2000	23.7	3.3	20.4
4000	27.9	3.3	24.6
8000	25.5	3.3	22.2

ĠART NRR (MODALITÀ MIFTUĦA BIS-SILIKON)

Frekwenza	Tfisser	StD
[Hz]	[dB]	[dB]
125	15.8	3.8
250	17.6	3.8
500	16.1	2.9
1000	17.2	2.6
2000	26.6	3.1
3150	29.7	2.7
4000	27.8	4.0
6300	27.0	4.0
8000	28.9	4.1

SNR CHART (MODALITÀ MAGĦLUQA BIS-SILIKON)

Frekwenza	Tfisser	StD	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	16.5	3.4	13.1
125	17.2	2.6	14.6
250	17.5	1.9	15.6
500	17.0	2.0	15.0
1000	19.3	2.2	17.1
2000	26.2	3.1	23.1
4000	26.4	3.0	23.3
8000	27.9	2.3	25.6

ĠART NRR (MODALITÀ MAGĦLUQA BIS-SILIKON)

Frekwenza	Tfisser	StD
[Hz]	[dB]	[dB]
125	19.3	3.9
250	20.4	2.7
500	19.7	3.1
1000	19.2	2.5
2000	25.9	3.0
3150	28.1	3.0
4000	23.6	2.3
6300	24.2	3.4
8000	26.2	3.8

X30i EARPLUG	DAQSIJ IET		
PONTA TAS-SILIKO NJU	Żgħar	Medju	Kbar
<i>Piż fi grammi</i>	3.9	4.1	4.2

X30i EARPLUG	DAQSIJ IET	
PONTA TAL-FOWM	Żgħar	Medju
<i>Piż fi grammi</i>	3.8	3.8