

IZLASIET ŠO ROKASGRĀMATU, PIRMS ŠAUJAT AR ŠAUJAMIEROCI VAI PAKĻAUJAT DZIRDI SKAĻĀM SKAŅĀM
XCOR PRO

ESIET DROŠĪBĀ

SĀKT CEĻVEDI

Skatiet video ceļvežus un tiešsaistes lietošanas sākšanas rokasgrāmatu šeit:

WWW.GOAXIL.COM/XCOR-START-GUIDE

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

SVARĪGA INFORMĀCIJA: Uz šo produktu attiecas AXIL noteikumi un nosacījumi (ieskaitot šķīrējtiesas līgumu); Ja atverat iepakojumu, lietojat vai saglabājat ierīci, jūs piekrītat Noteikumiem un nosacījumiem. Informācija par jūsu tiesībām, pienākumiem, atteikšanās iespējām un pilniem noteikumiem vietnē www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal

IZPRATNE PAR SAVU ATBILDĪBU

ESIET DRAUDZĪGS: Lai no šī produkta iegūtu atbilstošu dzirdes aizsardzību, jums tas ir pareizi jāvalkā ar uzgaļiem, kas iederas un pareizi aiztaisa auss kanālus. Vienmēr pārliecinieties, ka produkts ir labā darba stāvoklī. **Jūsu pienākums ir nekavējoties pārtraukt produkta lietošanu, ja tas nedarbojas pareizi.**

1. SOLIS: PAREIZA PADOMU IZVĒLE

KRITISKI: izvēlieties padomu, kas ir piemērots nepieciešamajam dzirdes aizsardzības līmenim

VISPĀRĒJĀS PUTAS

Mazs / Vidējs / Liels

Labākais fotografēšanai, rūpniecībai, autosacīkstēm un citām ārkārtīgi skaļām vidēm / aktivitātēm

29 dB SNR / 23 dB NRR

MAKSIMĀLĀ DZIRDES AIZSARDZĪBA

SILIKONA

Vidējs / liels

Piemērots audio un vispārējiem dzirdes mērķiem.

Piedāvā tikai maigus dzirdes aizsardzības līdzekļus.

ĻOTI SVARĪGI

Nav labi fotografēšanai un citām skaļām skaņām.

27 dB SNR / 21 dB NRR

LABA DZIRDES AIZSARDZĪBA

2. SOLIS: NOVIETOJIET GALU UZ SKAŅAS PORTA

Nospiediet galu uz leju, cik vien iespējams, uz skaņas pieslēgvietas

3. SOLIS: PĀRBAUDIET KREISOS UN LABOS INDIKATORUS, LAI PĀRLIECINĀTOS PAR PAREIZU IZVIETOJUMU

AUSTIŅU UZGAĻU AIZMUGURE
COMPRESS / PINCH

4. SOLIS: SASPIEDIET PUTU GALU, LAI TAS BŪTU MAZĀKS

Tas palīdzēs tai iedziļināties auss kanālā, lai nodrošinātu vislabāko piemērotību & max aizsardzību

5. SOLIS: IEVIETOJIET AUSTIŅU UZGALI UN GALU AUSS KANĀLĀ, KĀ PARĀDĪTS ATTĒLĀ

Pārliecinieties, ka tas iet pēc iespējas dziļāk, lai iegūtu maksimālu blīvējumu
AUSS KANĀLS

6. SOLIS: PAGRIEZIET AUSTIŅU, LĪDZ TAS IR ĒRTI NOVĪETOTS AUSĪ

7. SOLIS: DZIRDES KONTROLE™ UN AIZSARDZĪBAS REŽĪMS

SKĀRIENVADĪBAS ZONA

Ilgi nospiediet skārienvadības zonu (2 sekundes) - skaņa ieslēgta/izslēgta

TAISNSTŪRA POGA

PIEZĪME: VISI SKAŅAS LĪMEŅI NODROŠINA MAKSIMĀLU DZIRDES AIZSARDZĪBU

ZEMS

VIEGLA SKAŅAS UZLABOŠANA

VIDĒJS (2X)

MĒRENA SKAŅAS UZLABOŠANA

AUGSTS (5X)

MAKSIMĀLA SKAŅAS UZLABOŠANA

Nospiediet taisnstūra pogu, lai **pārslēgtos starp skaļuma līmeņiem**

Austiņu uzgaļi pēc noklusējuma būs nelielā skaļumā. Skaļuma līmeņi cilpos no augsta līdz zemam. Dzirdes uzlabošanas un aizsardzības funkciju var izmantot vienlaikus ar audio un tālruņa zvaniem.

ĻOTI SVARĪGI - LŪDZU, PĀRBAUDIET SAVU PIEMĒROTĪBU PIRMS ŠAUJAMIEROČA IZŠAUŠANAS

8. SOLIS: PIRMS LIETOŠANAS: PĀRBAUDIET, VAI DZIRDES AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI DARBOJAS PAREIZI

CLAP TESTS

Apvelciet rokas blakus ausīm, lai pārliecinātos, ka austiņu uzgaļi saspiež skaļas skaņas.

TESTĒŠANA ŠAUŠANAI

Pārbaudiet 1-2 šāvienus un pārliecinieties, ka viss darbojas, pirms šaujiet vairāk šāvienu vai klausāties citas skaļas skaņas.

Ja skaņas nav pietiekami mīkstas vai rada sāpes / diskomfortu, **PĀRTRAUCIET** to, ko darāt, un izlabojiet to, pirms turpināt pakļaut dzirdi skaļām skaņām. Šāda rīcība var neatgriezeniski sabojāt dzirdi.

SKĀRIENVADĪBAS ZONA

ATRODOTIES MŪZIKAS REŽĪMĀ

Viens pieskāriens

- Labā auss - audio skaļuma palielināšana
- Kreisā auss - audio skaļuma samazināšanās

Veiciet dubultskārienu

- (Vai nu auss) - pauze/atskaņošana

Trīskāršs pieskāriens

- Labā auss - izlaist trasi uz priekšu
- Pa kreisi — izlaist trasi atpakaļ

ATRODOTIES TĀLRUŅA ZVANA REŽĪMĀ

Viens pieskāriens

- Labā auss - zvana skaļuma palielināšana
- Kreisā auss - zvana skaļuma samazināšana

Veiciet dubultskārienu

- (Vai nu auss) - Atbildēt/beigt zvanu

Trīskāršs pieskāriens

- (Vai nu auss) - Noraidīt zvanu

SKĀRIENVADĪBAS ZONA

ABU AUSTIŅU PIELĀGOJUMI TIKS SINHRONIZĒTI AR OTRU AUSTIŅU UZGALI

CITAS FUNKCIJAS UN PROCEDŪRAS

MIEGA REŽĪMS

Kad ierīce ir ieslēgta un Bluetooth savienojums nav izveidots 5 minūšu laikā, Bluetooth pāries miega režīmā, lai taupītu enerģiju. **Lai pamostos**, veiciet dubultskārienu pie Control Area (Skārienvadības apgabals), lai atkārtoti pārietu pārī savienošanas režīmā. Miega režīmā dzirdes kontrole™ ir Sitll Active, izmantojot garu presi.

VIENA AUSTIŅA SAVIENOJUMS AR DIVĀM (2) DAŽĀDĀM IERĪCĒM

- Atvienojiet Bluetooth savienojumu no ierīces (tālruna, planšetdatora, datora utt.)
- Ievietojiet 1. austiņu atpakaļ uzlādes korpusā un aizveriet vāku.
- Ar 2. austiņu uzgali turiet skārienvadību 10 sekundes, līdz austiņā ir redzama zaļa gaisma.
- Zaļā gaisma iedegsies 3 sekundes, kam sekos sarkanā gaisma 1 sekundi.
- Šajā brīdī šī austiņa ir atjaunojusi rūpnīcas iestatījumus un ir izslēgta.
- Izņemiet 1. austiņu no uzlādes korpusa un pievienojiet to 1. ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

- Ievietojiet 2. austiņu atpakaļ uzlādes korpusā, izņemiet to vēlreiz un pievienojiet to 2. ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

LAI ATGRIEZTOS PIE NORMĀLA SAVIENOJUMA

Ievietojiet abas austiņas atpakaļ uzlādes korpusā ilgāk par 3 sekundēm, un austiņu uzgaļi atgriezīsies normālā pārī.

RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATJAUNOŠANA

Skatiet tiešsaistes palīdzības ceļvedi vietnē www.goAXIL.com/XCOR-start-guide

GAISMAS/PAZIŅOJUMI

2 SEK.

CIETA ZAĻA GAISMA 2 SEKUNDES

Izslēgšana

MIRGO

MIRGOJOŠA ZAĻA GAISMA

Bluetooth savienošana pārī

ZIBSPULDZE IK PĒC 30 SEKUNDĒM

MIRGO MELNA GAISMA IK PĒC 30 SEKUNDĒM

Zems akumulatora līmenis

ZIBSPULDZE x3

ZAĻĀ GAISMA MIRGO 3 REIZES, PĒC TAM IZSLĒDZAS

Bluetooth savienots

1 SEK.

CIETA MELNA GAISMA 1 SEKUNDI

Izslēgt

BLUETOOTH SAVIENOŠANA

NOŅEMĪET AUSTIŅU UZGAĻUS NO KORPUSA

Viņiem vajadzētu automātiski izveidot savienojumu viens ar otru un sākt meklēt pārī savienotas ierīces

PIEVĒNOJIET BLUETOOTH IERĪCI AR AUSTIŅĀM

Bluetooth iestatījumos atlasiet "AXIL XCOR"

KLAUSIETIES BALSS PAZIŅOJUMUS AUSTIŅĀS

Balss paziņojumi norāda pašreizējo Bluetooth funkciju

PIEZĪME:

Ja rodas problēmas ar savienošanu pārī, ievietojiet tos atpakaļ uzlādes korpusos. Pēc tam noņemiet tos un mēģiniet vēlreiz savienot pārī.

Bluetooth diapazons ir aptuveni 30 pēdas.

KĀ UZLĀDĒT KORPUSU UN AUSTIŅU UZGAĻUS

Pievienojiet uzlādes futrāli, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli.

UZLĀDES LAIKS

Korpuss & austiņu uzgaļi tiek uzlādēti aptuveni 2 stundu laikā.

USB-C UZLĀDE

Austiņu uzgaļi tiek uzlādēti uzlādes korpusa iekšpusē. Uzlādes futrālis nodrošina 3 pilnas uzlādes.

Kad USB-C kabelis ir atvienots, gaisma uz 5 sekundēm kļūst balta un pēc tam izslēdzas.

Uzlādes laikā iedegas melna gaisma.

Baltā gaisma ieslēdzas, kad tā ir pilnībā uzlādēta.

PAPILDU PAZIŅOJUMI PAR UZLĀDES GADĪJUMU

ATVĒRŠANAS LID

KAD UZLĀDĒTS

Baltā gaisma iedegsies 3 sekundes un izslēgsies

KAD AKUMULATORA UZLĀDES LĪMENIS IR ZEMS

Melnā gaisma iedegsies 3 sekundes un izslēgsies

NOSLĒGUMA LID

KAD UZLĀDĒTS

Baltā gaisma iedegsies 5 sekundes un izslēgsies

KAD AKUMULATORA UZLĀDES LĪMENIS IR ZEMS

Melnā gaisma iedegsies 5 sekundes un izslēgsies

SKRĒJIENA LAIKS

Līdz 13 stundām — tikai dzirdes kontrole™

Līdz 7 stundām — tikai audio

Līdz 5 stundām - dzirdes kontrole™, sarunu laiks, audio vienlaicīgi

INFORMĀCIJA PAR GARANTIJU:

Lai iegūtu informāciju par garantiju, apmeklējiet vietni www.goAXIL.com/warranty, lai aktivizētu garantiju

FCC PAZIŅOJUMS

1. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus. (2) Šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību. 2. Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var atcelt lietotāja pilnvaras darboties ar iekārtu.

PIEZĪME: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radiosakaros.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētā instalācijā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet aprīkojumu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio / TV tehniķi.

RF BRĪDINĀJUMA PAZIŅOJUMS:

Ierīce ir novērtēta, lai tā atbilstu vispārējām RF iedarbības prasībām. Ierīci var izmantot pārnēsājamās ekspozīcijas apstākļos bez ierobežojumiem.

IS BRĪDINĀJUMS

Šajā ierīcē ir raidītājs(-i)/pārsūtītājs(-i), kas atbrīvots(-i) no licences un kas atbilst Kanādas inovācijas, zinātnes un ekonomikas attīstības RSS(-iem), kas atbrīvots(-i) no licences. Uz darbību attiecas šādi divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus. (2) Šai ierīcei jāpieņem visi traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību. Cet appareil continent des emetteurs / recepteurs exempted de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Developpement economique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interferences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interferences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indesirable de l'appareil.

MODELIS: AXIL XCOR PRO

FCC ID: 2A5PM-XCOR

IC: 28343-XCOR

Projektēts un izstrādāts ASVASembled Ķīnā

Komponenti tiek iegūti globāli

BLUETOOTH DARĪJA: D068096

IAL Regula (ES) 2016/425 FCC

Iekļautie ausu uzgaļu izmēri (nominālais diametrs)
Mazs: 7/10mm
Vidējs: 8/12mm
Liels: 10/13mm

EN 352-2:2020	
SNR	29 dB

H	33 dB
M	30 dB
L	29 dB

Pilnvarotā iestāde: CCQS Certification Services Limited

(NB2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublina 15 D15 AKK1 Dublina Īrija

TESTĒŠANA UN SERTIFIKĀCIJA

AXIL XCOR PRO AUSTIŅU UZGAĻI ir testēti un apstiprināti saskaņā ar jauno IAL Regulu (ES) 2016/425 un piemērojamajām Eiropas standarta EN 352-2:2020, EN 352-7:2020 un EN 352-9:2020 daļām.

Pārbaudīts saskaņā ar								
Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Vidējais (dB)	30.2	30.1	28.3	28.8	29.1	34.1	37.2	37.9
Standartnovirze (dB)	4.2	2.9	4.9	4.6	4.8	3.2	4.9	5.0
Vidējais - standartnovirze (dB)	26.0	27.3	23.5	24.2	24.3	31.0	32.9	32.9

Testēts saskaņā ar EN352-7:2020		
H-kritērijs	M kritērijs	L kritērijs
104 dBA	106 dBA	114 dBA
Minimālā impulsa troksnis	Minimālā impulsa troksnis	Minimālā impulsa troksnis
85 dBA - IET	85 dBA - IET	85 dBA - IET
Minimums- troksnis, kas nav impulss	Minimums- troksnis, kas nav impulss	Minimums- troksnis, kas nav impulss

97 dBA - IET	96 dBA - IET	94 dBA - IET
---------------------	---------------------	---------------------

XCOR PRO AUSTIŅU UZGAĻI atbilst EN 352-2 un tiek piegādāti dažādos izmēros putās un silikonā.

Skaņas atjaunošanas raksturlielumi (apkārtējās vides skaņas skaļuma regulēšana maksimālā stāvoklī). Kritēriju līmeņi. Ārējā (HML) trokšņa skaņas spiediena līmenis, kuram skaņas spiediena līmenis zem auss aizbāžņa vispirms pārsniedz 85 dBA.

BRĪDINĀJUMS! Šī dzirdes aizsardzības līdzekļa līmeņa atkarīgās ķēdes izejas jauda var pārsniegt ārējo skaņas līmeni.

PĀRBAUDĪTS SASKAŅĀ AR Vidējais auss trokšņa līmenis, izmantojot p50_f dB FS					
P50_f dB FS	Vidējais (dBA)	Standartnovirze	√Kvadrātu summa	Vidējais + √SS (dBA)	
-39	59.9	2.8	4.1	64.0	
-34	64.8	2.8	4.1	69.0	
-29	69.8	2.9	4.1	74.0	
-24	74.8	2.8	4.1	78.9	
-19	79.2	2.5	3.9	83.1	
-14	81.2	1.3	3.3	84.8	

Standarts	Bluetooth profils	DFE pie -14 dB FS	Lietošanas laiks -14 dB FS
EN352-9:2020	Stereo	84.8 dBA	Stundas

Maksimālā ieejas signāla, kas atbilst ekvivalentam skaņas izejas līmenim 82 dBA, lietošanas laiks 8 stundu laikā ir 4,2 stundas.

TESTĒŠANA SASKAŅĀ AR REACH REGULU (EK) Nr. 1907/2006.

TESTĒŠANA SASKAŅĀ AR ROHS DIREKTĪVAS 2011/65/ES II PIELIKUMU UN TĀS GROZĪJUMIEM (ES) 2015/863.

TESTĒTS SASKAŅĀ AR ŠĀDIEM SASKAŅOTAJIEM DIREKTĪVAS (RED) 2014/53/ES STANDARTIEM:

TESTĒTS SASKAŅĀ AR ŠĀDIEM SASKAŅOTAJIEM DIREKTĪVAS (EMS) 2014/30/ES STANDARTIEM:

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Atbilstības deklarāciju var lejupielādēt no: <https://goaxil.com/pages/certifications>

SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS ZIŅOJUMI

Visas produkta sertifikācijas un testēšanas atskaites var lejupielādēt no: <https://goaxil.com/pages/certifications>

! UZMANĪBA!

XCOR PRO AUSTIŅU UZGAĻI IR NO LĪMEŅA ATKARĪGA DZIRDES AIZSARDZĪBAS IERĪCE. PAREIZA PIEMĒROTĪBA IR ĻOTI SVARĪGA. JA ŠAJĀ LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ SNIEGTIE IETEIKUMI NETIEK IEVĒROTI, AUSU AIZBĀŽŅU NODROŠINĀTĀ AIZSARDZĪBA TIKS PĀRTRAUKTA.

PIRMS IERĪCES IESLĒGŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI AUSS GALS IR PAREIZI UZSTĀDĪTS. KAD ĀRĒJAIS SKAŅAS LĪMENIS LIETOŠANAS LAIKĀ KĻŪST NEĒRTI, IZSLĒDZIET IERĪCI UN ATKĀRTOJIET MONTĀŽAS PROCEDŪRAS.

SKATIET ŠĪS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS 2. DARBĪBU LĪDZ 7. DARBĪBAI, LAI UZZINĀTU PAR PAREIZU MONTĀŽAS PROCEDŪRU.

UZMANĪBA! VIENMĒR PIESTIPRIŅIET, NOREGULĒJIET UN UZTURIET AUSU GALUS SASKAŅĀ AR INSTRUKCIJĀM

UZMANĪBA! VIENMĒR PIESTIPRIŅIET UN NOSTIPRIŅIET AUSU GALUS AR IZSLĒGTĀM AUSTIŅĀM.

UZMANĪBA! XCOR PRO IR NO LĪMEŅA ATKARĪGA DZIRDES AIZSARDZĪBAS IERĪCE, UN TO NEDRĪKST UZSTĀDĪT IZKLAIDES NOLŪKIEM. PAREIZA PIEMĒROTĪBA IR KRITISKA.

UZMANĪBA! PIRMS UZSTĀDĪŠANAS PĀRBAUDIET, VAI AUSU GALOS NAV NETĪRUMU, BOJĀJUMU VAI CIETĪBAS - NEKAVĒJOTIES IZMETIET, JA TAS IR APDRAUDĒTS.

UZMANĪBA! AUSU GALIŅI VIENMĒR JĀVALKĀ TROKŠŅAINĀ VIDĒ.

UZMANĪBA! NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA TROKŠŅAINĀ VIDĒ VAR IZRAISĪT DZIRDES TRAUMAS VAI DZIRDES ZUDUMU.

UZMANĪBA! AUSU UZGAĻI IR ATKĀRTOTI IZMANTOJAMI, UN TIE IR REGULĀRI JĀPĀRBAUDA, VAI TIE IR IZMANTOJAMI.

UZMANĪBA! PĒKŠŅA VAI ĀTRA AUSU AIZBĀŽŅU NOŅEMŠANA NO AUSS KANĀLA VAR SABOJĀT AUSS BUNGĀDIŅU.

UZMANĪBA! AUSU AIZBĀŽŅI IR APRĪKOTI AR LĪMEŅA ATKARĪGU VĀJINĀJUMU. LIETOTĀJAM PIRMS LIETOŠANAS JĀPĀRBAUDA PAREIZA DARBĪBA. JA TIEK KONSTATĒTI KROPĻOJUMI VAI KĻŪMES, LIETOTĀJAM JĀIEPAZĪSTAS AR RAŽOTĀJA IETEIKUMIEM PAR APKOPI.

UZMANĪBA! AKUMULATORA LIETOŠANAS LAIKĀ VEIKTSPĒJA VAR PASLIKTINĀTIES. TIPISKS NEPĀRTRAUKTAS LIETOŠANAS PERIODS AR PILNĪBĀ UZLĀDĒTĀM BATERIJĀM IR 13 STUNDAS TIKAI AR DZIRDES UZLABOŠANAS IEKĀRTU, 7 STUNDAS TIKAI AR BLUETOOTH AUDIO IEKĀRTU UN 5 STUNDAS AR DZIRDES UZLABOŠANU UN BLUETOOTH AUDIO IEKĀRTU ISTABAS TEMPERATŪRĀ.

UZMANĪBA! AUSU AIZBĀŽŅI IR APRĪKOTI AR DROŠĪBU SAISTĪTU AUDIO IEEJU. LIETOTĀJAM PIRMS LIETOŠANAS JĀPĀRBAUDA PAREIZA DARBĪBA. JA TIEK KONSTATĒTI KROPĻOJUMI VAI KĻŪMES, LIETOTĀJAM JĀIEPAZĪSTAS AR RAŽOTĀJA IETEIKUMIEM PAR APKOPI.

UZMANĪBA! ŠĪ DZIRDES AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA AUDIO ĶĒDES IZEJA VAR PĀRSNIEGT EKSPŪZĪCIJAS ROBEŽLĪMENI

UZTURĒŠANA

Turiet austiņas prom no augstas temperatūras vietām, mitruma un putekļiem.

AUSU GALU TĪRĪŠANA, ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA UN NOMAIŅA

UZMANĪBA! PIRMS TĪRĪŠANAS NOŅEMIET AUSU GALUS NO AUSTIŅĀM, LAI NOVĒRSTU APRĪKOJUMA BOJĀJUMUS.

UZMANĪBA! VIEGLI NOMAZGĀJIET AUSU GALUS AR MAIGĀM ZIEPĒM LŪKAS SILTAJĀ ŪDENĪ. PIRMS ATKĀRTOTAS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZSKALOJIET UN NOSUSINIET AUSU GALUS.

UZMANĪBA! ATKĀRTOTI LIETOJAMIE AUSU GALI PERIODISKI JĀPĀRBAUDA PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES.

Silikona ausu galiem ir līdz 5 gadu glabāšanas laiks. Periodiskai lietošanai nomainiet ausu galus ik pēc 3-5 mēnešiem atkarībā no stāvokļa.

Smagās rūpniecības lietošanai nomainiet ik pēc 14 dienām vai, ja uzgaļi ir bojāti.

Putu ausu galiem ir līdz 5 gadu glabāšanas laiks. Periodiskai lietošanai nomainiet ausu galus ik pēc 3-5 mēnešiem atkarībā no stāvokļa. Lietošanai smagajā rūpniecībā nomainiet to ik pēc 14 dienām vai, ja uzgaļi ir bojāti vai zaudē saspiešanas spēju.

DEZINFEKCIJAS

XCOR PRO produkta ārējās virsmas, izņemot ausu galus, var dezinficēt, viegli berzējot produktu 60 sekundes uz virsmas ar drānu, kas samērcēta (izspiežot liekos šķidrumus) ar vismaz 60% etanolu vai 70% izopropilspirtu. Var izmantot arī komerciālus 70% spirta salvetes, sagatavošanas spilventiņus vai salvetes. Pirms lietošanas ļauj pilnībā nožūt. Ja dezinfekcijas laikā austiņu uzgaļi kļūst mitri, noņemiet ausu galus un pirms atkārtotas salikšanas ļaujiet tiem nožūt. **NEIEGREMDĒJIET** XCOR PRO produktu šķidruma dezinfekcijā un dezinfekcijai neizmantojiet siltumu, ultravioleto gaismu, nātrija hipohlorīta šķīdumu (parasti sauktu par balinātāju) vai roku dezinfekcijas līdzekļus, jo tas var sabojāt produktu. XCOR PRO BEZVADU AUSTIŅAS var nelabvēlīgi ietekmēt noteiktas ķīmiskas vielas. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar ražotāju.

NOVECOŠANA

XCOR PRO paliks labā stāvoklī attiecībā uz glabāšanas laiku, kamēr produkts tiks uzglabāts noliktavā kontrolētos apstākļos. **Austiņām:** mitrums ir mazāks par 80%, un temperatūra ir no 0 * C līdz 50 * C. Austiņu izgatavošanas datums (MM/GGG) ir uzdrukāts uz iepakojuma. Austiņu **(elektronisko detaļu) produkta kalpošanas laiks** ir 2 gadi no norādītā izgatavošanas datuma. **Ausu galu kalpošanas laiks** ir līdz 5 gadiem no norādītā izgatavošanas datuma.