

سداة الأذن X20 مثالي لـ

- النوم
- دراسه
- بناء
- الحفلات الموسيقيه
- سفر بالطيران
- أحداث الملعب
- رمي
- الأحداث الصاخبة
- أعمال الفناء
- والمزيد

سدادات أذن فائقة الراحة وممتازة لجميع احتياجات حماية السمع الخاصة بك

داخل الصفحة 2

تم تصميم منتج سداة الأذن X20 لتزويد مرتديها بحماية السمع ضد نوعين من الضوضاء: الضوضاء المستمرة والضوضاء النبضية.

يتكون سداة الأذن X20 من جزأين (2). قفل المحارة وأطراف الأذن القابلة للتبديل. تأتي سداة الأذن X20 مع نمطين من أطراف الأذن ، (رغوة وسيليكون) وأحجام متعددة لكل نمط. هذه هي الأحجام المضمنة لأنها تعمل بشكل أفضل لمعظم العملاء.

ملاحظة: يوفر طرف الأذن الرغوي حماية سمع أكثر من نمط السيليكون.

تعليمات التجميع

1. اختيار النصيحة المناسبة

1. اختر النصيحة المناسبة لمستوى حماية السمع التي تحتاجها
1. تأتي سداة الأذن X20 مع تثبيت حجم سيليكون متوسط.

2. زبد

1. متوسط (أنبوب داخلي أخضر)
2. صغير (أنبوب داخلي أسمر)

3. سيليكون

1. كبير
2. متوسط
3. صغير

2. ضع طرف الأذن على منفذ الصوت

- ادفع طرف الأذن لأسفل قدر الإمكان على ساق المحارة

(سداة أذن كاملة)

1. إدخال في الأذن

1. تأكد من وضع طرف الأذن وقفل المحارة بشكل صحيح على جذع المحارة
2. أمسك الجزء الأوسط من طرف الأذن بين الإبهام والسبابة.
3. (في حالة استخدام الرغوة) اضغط على طرف الرغوة عن طريق الضغط على الحافة بأصابعك.
1. سيساعدها ذلك على التعمق في قناة أذنك
4. اسحب الجزء العلوي من الأذن للخارج ولأعلى لتسهيل الإدخال:
1. يتم تحقيق ذلك بشكل أفضل من خلال إمساك الأذن باليد المعاكسة ، وضع الذراع حول مؤخرة الرأس.
5. ادفع المنتج ولفه برفق في قناة الأذن حتى يجلس بشكل مريح في قناة الأذن ويشكل ختما جيدا مع قناة الأذن.
6. تأكد من أنه يذهب إلى عمق قناة أذنك قدر الإمكان لتحقيق أقصى قدر من الإغلاق.
1. يرجى الاطلاع على الصورة المرجعية للحصول على مثال على الملاءمة الصحيحة

2. الإزالة والتنظيف والتخزين

1. ابحث عن الجزء الأوسط من طرف الأذن وامسكه به.
2. قم بإزالة المنتج بحركة التواء بطيئة لكسر الختم تدريجيا بقناة الأذن. هذا يزيل أيضا أي إزعاج قد يشعر به أثناء الإزالة.
3. نظف طرف الأذن بعد كل استخدام لإزالة شمع الأذن (السيرومين) والحطام الآخر.
1. يمكن مسح أطراف الأذن بقطعة قماش مبللة أو مناديل تنظيف مضادة للبكتيريا.
4. قم دائما بتخزين المنتج في حقيبة أو كيس واقى نظيف. لا تقم بتخزينه مع أشياء أخرى.

(!) مهم جدا (!)

حدد بعناية طرف الرغوة المناسب لأي أنشطة تصوير أو بيانات وضوء عالية
اتبع جميع التعليمات الخاصة بالتركيب المناسب والسلامة للاستخدام أثناء التصوير أو أي بيانات صاخبة

فهم مسؤوليتك

انتبه: للحصول على حماية السمع المناسبة من هذا المنتج ، يجب أن ترتديه بشكل صحيح. ارتدي هذا المنتج مع أطراف تتناسب مع قنوات أذنك وتغلقها تماما. تأكد دائما من أن المنتج في حالة عمل جيدة.

3. تغيير حجم طرف الأذن

1. اضغط برفق على طرف الأذن واسحبه حتى يخرج من منفذ القناة.
2. اختر الحجم الصحيح للرغوة أو طرف السيليكون للنشاط الذي تريده.
1. ملاحظة: توفر الرغوة مزيدا من حماية السمع.
3. ادفع طرف الأذن برفق على جذع المحارة
1. تأكد من أن الطرف يذهب إلى أقصى حد ممكن ، لتوفير أفضل حماية وملاءمة.
4. اسحب الجزء العلوي من الأذن للخارج ولأعلى لتسهيل الإدخال:
1. يتم تحقيق ذلك بشكل أفضل من خلال إمساك الأذن باليد المعاكسة ، وضع الذراع حول مؤخرة الرأس.
5. قم بلف سدادة الأذن وادفعها حسب الحاجة للحصول على الملاءمة الأعمق والأكثر أمانا.

التحذيرات

- إذا لم يتم الالتزام بهذه التعليمات والتحذيرات ، فسوف تتأثر الحماية التي يوفرها المنتج بشدة.
- المنتج مخصص لوضعه في الأذن وحماية مرتديه من مستويات الضوضاء الخطرة. المنتج غير مخصص لأي استخدام آخر.
- خطر الاختناق - احفظ المنتج بعيدا عن متناول الأطفال الصغار.
- يجب تركيب المنتج وتعديله وصيانته وفقا للتعليمات. يمكن أن يقلل التركيب غير المناسب من فعاليته في تخفيف الضوضاء.
- لتحقيق مستوى التوهين المصمم ، يجب أن يكون للجزء الخارجي من طرف الأذن ختم محكم مع قناة الأذن.
- افحص الختم بشكل دوري ، وإذا لزم الأمر ، قم بتصحيحه للتأكد من عدم وجود ارتخاء للمنتج بمرور الوقت أثناء وجوده في الأذن.
- قد ينخفض أداء المنتج بعد ملامسة الأشياء الحادة ، على سبيل المثال عن طريق الثقب أو القطع.
- افحص المنتج بانتظام لضمان سهولة الاستخدام.
- قد يتأثر المنتج سلبا عند ملامسته للمواد الكيميائية أو الكحول.
- يرجى التأكد من نظافة المنتج وكنّا يديه قبل إدخاله لتقليل خطر الإصابة بالعدوى. يمكن أن تزيد مشاركة المنتج من خطر الإصابة بالعدوى.
- قد تؤدي الإزالة المفاجئة أو السريعة للمنتج من قناة الأذن إلى تلف طبلة الأذن.
- يجب ارتداء واقي السمع المناسب في جميع الأوقات في المناطق الصاخبة.
- أنت مسؤول عن تقييم ما إذا كان استخدام المنتج يؤثر على القدرة على أداء نشاط بأمان. أوقف النشاط عندما يكون المنتج مشتتا أو مزعجا.
- لا ينصح باستخدام المنتج بعد ثلاث (3) سنوات من تاريخ الإنتاج أو في حالة تلف المنتج أو ضعفه. يمكن تقليل التوهين المحدد للمنتج حيث يصبح المنتج مفرطا في التآكل.

! اهتمام!

إذا لم يتم الالتزام بالتوصيات الواردة في دليل المستخدم هذا ، فستضعف الحماية التي توفرها سدادات الأذن بشدة.

راجع الخطوة 1 من دليل التعليمات هذا للحصول على إجراء التركيب الصحيح.

- اهتمام! قم دائما بتركيب أطراف الأذن وضبطها وصيانتها وفقا للتعليمات.
- اهتمام! قبل التركيب ، افحص أطراف الأذن بحثا عن الأوساخ أو التلف أو الصلابة - تخلص منها على الفور إذا تم اختراقها.
- اهتمام! يجب ارتداء أطراف الأذن في جميع الأوقات في محيط صاخب.
- اهتمام! قد يتسبب التركيب الخاطئ في بيئة صاخبة في إصابة السمع أو فقدان السمع.
- اهتمام! أطراف الأذن قابلة لإعادة الاستخدام ويجب فحصها بانتظام للتأكد من صلاحيتها للخدمة.
- اهتمام! قد تؤدي الإزالة المفاجئة أو السريعة لسدادات الأذن من قناة الأذن إلى تلف طبلة الأذن.

إعادة استخدام أطراف الأذن واستبدالها

اهتمام! يجب فحص أطراف الأذن القابلة لإعادة الاستخدام بشكل دوري قبل كل استخدام.

تتمتع أطراف الأذن المصنوعة من السيليكون بعمر افتراضي يصل إلى 5 سنوات. للاستخدام الدوري ، استبدل أطراف الأذن كل 3-5 أشهر حسب الحالة. للاستخدام في الصناعات الثقيلة ، استبدل كل 14 يوما أو في حالة تلف الأطراف.

تتمتع أطراف الأذن الرغوية بعمر افتراضي يصل إلى 5 سنوات. للاستخدام الدوري ، استبدل أطراف الأذن كل 3-5 أشهر حسب الحالة. للاستخدام في الصناعات الثقيلة ، استبدل كل 14 يوما أو في حالة تلف الأطراف أو فقدت قابلية الضغط.

إذا كنت بحاجة إلى شراء الملحق ، فيرجى تسجيل الدخول إلى <http://goaxil.com>

التقادم

سيظل منتج X20 في حالة جيدة فيما يتعلق بالعمر الافتراضي أثناء تخزين المنتج في مستودع في ظل ظروف خاضعة للرقابة من الرطوبة أقل من 80٪ ودرجة الحرارة من 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية. تتم طباعة تاريخ تصنيع سداة الأذن (MM / YYYY) على العبوة. يصل عمر المنتج لأطراف الأذن إلى 5 سنوات من تاريخ التصنيع المحدد.

إعلان المطابقة

يمكن تنزيل إعلان المطابقة من:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

تقارير الشهادات والاختبار

يمكن تنزيل جميع الشهادات وتقارير الاختبار الخاصة بالمنتج من:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

ضمان محدود

تضمن AXIL أن تكون منتجاتها خالية من عيوب المواد والتصنيع لمدة عامين (2) من تاريخ الشراء. إذا كنت تعتقد أن هذا المنتج به أي عيوب في المواد أو التصنيع ، فتوقف عن الاستخدام على الفور واتصل بخدمة العملاء للحصول على المساعدة. إذا ثبت أن المنتج معيب في المواد أو التصنيع ، فستقوم AXIL بإصلاح المنتج أو استبداله وإرساله إليك على نفقة AXIL. يجب أن تتضمن جميع المرتجعات إثبات الشراء والوثائق التي تحدد العيب المطالب به. ينطبق هذا الضمان المحدود فقط عندما يتم صيانة المنتجات بشكل صحيح وفقا لتعليمات AXIL ولم تتعرض لسوء الاستخدام أو الإهمال أو الحوادث. لا يتم إجراء أي عمليات إرجاع مباشرة إلى AXIL ما لم يتم التصريح بذلك من قبل قسم تفويض الإرجاع (RMA).

يتم تقديم هذا الضمان بدلا من جميع الضمانات الأخرى الصريحة أو الضمنية ، والتي يتم استبعادها على وجه التحديد ، بما في ذلك ضمانات التسويق أو الملاءمة لغرض معين. لا تتحمل DEC أو البائع بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار أو النفقات العرضية والتبعية إلى أقصى حد يمكن إخلاء المسؤولية عنها بموجب القانون.

تم إجراء الاختبار والاعتماد وفقا للمواصفة EN 352-2: 2020 (EU) 2016/425 بواسطة CCQS Certification Services Limited (NB 2834) ، Block 1 Blanchardstown Corporate Park ، Ballycoolin Road ، Dublin 15 D15 AKK1 ، أيرلندا

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو مزود خدمة التخلص من النفايات المنزلية/الصناعية أو المكان الذي اشتريت فيه المنتج. يرجى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إعادة التدوير المناسبة لهذا المنتج.

// www.goaxil.com

1 زوج سدادات أذن X20
3 أحجام من نصائح السيليكون . 2 أحجام من أطراف الرغوة
1 حقيبة حمل جيب

تتميز سدادة الأذن X20 بأحجام وأنماط متعددة للأطراف للاختيار من بينها. يتيح لك ذلك تخصيص ما يناسبك بشكل كامل مع حماية سمعك. مثالية لبيئات الضوضاء الشديدة مثل النوم والسفر الجوي والحفلات الموسيقية وسباق السيارات وأحداث الملاعب والرمية ومحلات الآلات والزراعة وبناء الطرق والبناء. أي حالة تتطلب فيها الصحة والسلامة استخدام حماية السمع، أي عندما تكون مستويات الضوضاء أعلى من الحد الآمن البالغ 85 ديسيبل.

ضجيج التخفيض التصنيف	19 ديسيبل (عند استخدامه حسب التوجيهات)
نطاق تصنيفات تقليل الضوضاء لواقبات السمع الموجودة حوالي 0 إلى 30 (تشير الأرقام الأعلى إلى فعالية أكبر).	
شركة اكسيل للتوزيع قصر الحمراء ، كاليفورنيا	X20
يحظر القانون الاتحادي إزالة هذا الملصق قبل الشراء شعار وكالة حماية البيئة التسمية المطلوبة من قبل لائحة وكالة حماية البيئة الأمريكية CFR 40 الجزء 211 ، الجزء الفرعي ب	

مصنوع من السيليكون الطبي الناعم المضاد للحساسية. يقلل X20 من مستويات الصوت بمقدار 24 ديسيبل / 19 SNR
ديسيبل NRR - مناسب للعمل في البيئات الصاخبة. يمكن دمج معظم منتجاتنا مع غطاء للأذنين في بيئات عالية جدا وضارة
حيث تكون الحماية المزدوجة شرطاً.

اهتمام:

عند إدخال X20 في قناة الأذن ، تأكد من إغلاق الأطراف بشكل صحيح لتحقيق مستوى التوهين المصمم

مخطط SNR (رغوة)

APV	الامراض المنقولة جنسيا	دني	تردد
[ديسيل]	[ديسيل]	[ديسيل]	[هرتز]
19.1	4.1	23.1	63
19.7	3.4	23.1	125
18.1	3.0	21.2	250
17.9	2.2	20.1	500
18.8	3.0	21.7	1000
27.3	2.6	29.9	2000
27.9	3.8	31.7	4000
31.1	3.3	34.4	8000

مخطط NRR (رغوة)

الامراض المنقولة جنسيا	دني	تردد
[ديسيل]	[ديسيل]	[هرتز]
3.1	23.7	125
2.5	21.9	250
2.8	22.6	500
2.5	23.1	1000
3.5	31.0	2000
3.5	35.9	3150
3.6	34.7	4000
3.6	33.2	6300
4.5	36.6	8000

مخطط SNR (سيليكون)

APV	الامراض المنقولة جنسيا	دني	تردد
-----	------------------------	-----	------

[ديسيبل]	[ديسيبل]	[ديسيبل]	[هرتز]
18.6	4.8	23.3	63
19.4	2.5	21.9	125
19.1	2.3	21.4	250
17.5	2.8	20.3	500
19.0	1.5	20.5	1000
23.3	2.2	25.5	2000
23.5	2.2	25.7	4000
21.1	2.9	24.1	8000

مخطط NRR (سيليكون)

الامراض المنقولة جنسيا	دني	تردد
[ديسيبل]	[ديسيبل]	[هرتز]
2.6	23.3	125
2.8	20.3	250
3.5	22.4	500
2.8	22.2	1000
3.9	28.3	2000
3.7	33.9	3150
3.4	31.7	4000
3.5	29.3	6300
2.8	25.8	8000

الحجوم	سداة الأذن X20		
كبير	متوسط	صغير	طرف سيليكون
3.4	3.3	3.1	الوزن بالجرام

الحجوم	سدادة الأذن X20	
متوسط	صغير	طرف رغوة
3.0	3.0	الوزن بالجرام

تم تصميمه وهندسته في الولايات المتحدة الأمريكية
صنع في الصين

www.goaxil.com