

19 dB NRR

24 dB SNR

TAPÓN X20

- DURMIENTE
- ESTUDIANDO
- CONSTRUCCIÓN
- CONCIERTOS
- VIAJES EN AVIÓN
- EVENTOS EN EL ESTADIO
 - TIROTEO
- EVENTOS RUIDOSOS
- TRABAJOS DE JARDINERÍA
 - & MÁS

Tapones para los oídos ultra cómodos y de primera calidad Para todas sus necesidades de protección auditiva

DENTRO DE LA PÁGINA 2

El producto X20 Earplug está diseñado para proporcionar al usuario protección auditiva contra dos tipos de ruido: ruido continuo y ruido impulsivo.

El tapón para los oídos X20 consta de dos (2) partes; El cierre de concha y las almohadillas intercambiables. El tapón para los oídos X20 viene con 2 estilos de almohadillas para los oídos (espuma y silicona) y varios tamaños para cada estilo. Estos son los tamaños incluidos, ya que funcionan mejor para la mayoría de los clientes.

NOTA: La almohadilla de espuma proporciona más protección auditiva que el estilo de silicona.

Instrucciones de montaje

1. Selección adecuada de la punta
 - a. Elija la punta adecuada para el nivel de protección auditiva que necesita
 - i. El tapón para los oídos X20 viene con el tamaño de silicona mediano instalado.
 - b. ESPUMA
 - i. Medio (cámara de aire verde)
 - ii. Pequeño (cámara de aire marrón)
 - c. SILICONA
 - i. Grande
 - ii. Medio
 - iii. Pequeño
-
2. Coloque la punta del oído en el puerto de sonido
 - Empuje la punta de la oreja hacia abajo tanto como sea posible en el tallo de la concha

(tapón completo para los oídos)

1. Inserción en la oreja

1. Asegúrese de que la punta de la oreja y el bloqueo de la concha estén colocados correctamente en el tallo de la concha.
2. Sujete el cuerpo central de la punta de la oreja entre el pulgar y el índice.
3. (SI USA ESPUMA) Comprima la punta de espuma pellizcándola con los dedos.
 - a. Esto ayudará a que penetre más profundamente en el canal auditivo
4. Tire de la parte superior de la oreja hacia afuera y hacia arriba para facilitar la inserción:
 - a. Esto se logra mejor sosteniendo la oreja con la mano opuesta, el brazo colocado alrededor de la parte posterior de la cabeza.
5. Empuje y gire suavemente el producto en el canal auditivo hasta que se asiente cómodamente en el canal auditivo y forme un buen sello con el canal auditivo.
6. Asegúrate de que penetre lo más profundo posible en el canal auditivo para obtener el máximo sellado.
 - a. Consulte la imagen de referencia para ver un ejemplo del ajuste correcto

2. Extracción, limpieza y almacenamiento

1. Encuentra y agarra el cuerpo central de la punta de la oreja.
2. Retire el producto con un movimiento de torsión lento para romper gradualmente el sello con el canal auditivo. Esto también elimina cualquier molestia que pueda sentirse durante la extracción.
3. Limpie la punta del oído después de cada uso para eliminar el cerumen (cerumen) y otros desechos.
 - a. Las almohadillas se pueden limpiar con un paño húmedo o pañuelos de limpieza antibacterianos.
4. Guarde siempre el producto en una funda o bolsa protectora limpia. No lo guarde con otros objetos.

(!) MUY IMPORTANTE (!)

SELECCIONE CUIDADOSAMENTE LA PUNTA DE ESPUMA ADECUADA PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE DISPARO O ENTORNOS CON MUCHO RUIDO

Siga todas las instrucciones para el ajuste adecuado y la seguridad para su uso mientras se graba o en cualquier entorno ruidoso

ENTENDIENDO SU RESPONSABILIDAD

TENGA EN CUENTA: Para obtener la protección auditiva adecuada de este producto, debe usarla correctamente. Use este producto con puntas que encajen y sellen sus canales auditivos por completo. Asegúrese siempre de que el producto esté en buenas condiciones de funcionamiento.

3. Cambiar el tamaño de la punta de la oreja

1. Apriete y tire suavemente de la punta de la oreja hasta que se desprenda del puerto del canal.
2. Elija el tamaño correcto de punta de espuma o silicona para la actividad deseada.
 - a. NOTA: La espuma proporciona más protección auditiva.
3. Empuje suavemente la punta de la oreja sobre el tallo de la concha.
 - a. Asegúrate de que la punta llegue lo más lejos posible para proporcionar la mejor protección y ajuste.
4. Tire de la parte superior de la oreja hacia afuera y hacia arriba para facilitar la inserción:
 - a. Esto se logra mejor sosteniendo la oreja con la mano opuesta, el brazo colocado alrededor de la parte posterior de la cabeza.
5. Gire y empuje el tapón para los oídos según sea necesario para obtener el ajuste más profundo y seguro.

ADVERTENCIAS

- Si no se siguen estas instrucciones y advertencias, la protección que ofrece el producto se verá gravemente afectada.
- El producto está diseñado para colocarse en el oído y proteger al usuario de niveles de ruido peligrosos. El producto no está diseñado para ningún otro uso.
- PELIGRO DE ASFIXIA: mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.

- El producto debe instalarse, ajustarse y mantenerse según las instrucciones. Un ajuste inadecuado puede reducir su eficacia para atenuar el ruido.
- Para lograr el nivel de atenuación diseñado, el exterior de la punta del oído debe tener un sello hermético con el canal auditivo.
- Revise periódicamente y, si es necesario, corrija el precinto para asegurarse de que no se ha producido ningún aflojamiento del producto con el tiempo mientras esté en el oído.
- El rendimiento del producto puede reducirse después del contacto con objetos afilados, por ejemplo, mediante perforaciones o cortes.
- Inspeccione regularmente el producto para garantizar su uso.
- El producto puede verse afectado negativamente al entrar en contacto con productos químicos o alcohol.
- Asegúrese de que el producto y ambas manos estén limpios antes de insertarlo para reducir el riesgo de infección. Compartir el producto puede aumentar el riesgo de infección.
- La extracción repentina o rápida del producto del canal auditivo puede dañar el tímpano.
- Se debe usar protección auditiva adecuada en todo momento en entornos ruidosos.
- Usted es responsable de evaluar si el uso del producto afecta la capacidad de realizar una actividad de manera segura. Detenga la actividad cuando el producto sea una distracción o interrupción.
- No se recomienda utilizar el producto tres (3) años después de la fecha de producción o si el producto se ha dañado o debilitado. La atenuación especificada del producto puede reducirse a medida que el producto se desgasta excesivamente.

! ¡ATENCIÓN!

SI NO SE SIGUEN LAS RECOMENDACIONES PROPORCIONADAS EN ESTE MANUAL DEL USUARIO, LA PROTECCIÓN QUE BRINDAN LOS TAPONES PARA LOS OÍDOS SE VERÁ GRAVEMENTE AFECTADA.

CONSULTE EL PASO 1 DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA CONOCER EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE CORRECTO.

¡ATENCIÓN! SIEMPRE COLOQUE, AJUSTE Y MANTENGA LAS ALMOHADILLAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

¡ATENCIÓN! ANTES DE COLOCARLOS, EXAMINE LAS ALMOHADILLAS EN BUSCA DE SUCIEDAD, DAÑOS O DUREZA: DESÉCHELAS INMEDIATAMENTE SI ESTÁN COMPROMETIDAS.

¡ATENCIÓN! LAS ALMOHADILLAS DEBEN USARSE EN TODO MOMENTO EN ENTORNOS RUIDOSOS.

¡ATENCIÓN! UN AJUSTE INCORRECTO EN UN ENTORNO RUIDOSO PODRÍA CAUSAR LESIONES AUDITIVAS O PÉRDIDA DE AUDICIÓN.

¡ATENCIÓN! LAS ALMOHADILLAS SON REUTILIZABLES Y DEBEN INSPECCIONARSE REGULARMENTE PARA COMPROBAR SI SON ÚTILES.

¡ATENCIÓN! LA EXTRACCIÓN REPENTINA O RÁPIDA DE LOS TAPONES DEL CANAL AUDITIVO PUEDE DAÑAR EL TÍMPANO.

REUTILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PUNTAS DE LOS AURICULARES

¡ATENCIÓN! LAS ALMOHADILLAS REUTILIZABLES DEBEN REVISARSE PERIÓDICAMENTE ANTES DE CADA USO.

Las almohadillas de silicona tienen una vida útil de 5 años. Para uso periódico, reemplace las almohadillas de los oídos cada 3-5 meses, dependiendo de la afección. Para uso en la industria pesada, reemplácelo cada 14 días o si las puntas están dañadas.

Las almohadillas de espuma tienen una vida útil de 5 años. Para uso periódico, reemplace las almohadillas de los oídos cada 3-5 meses, dependiendo de la afección. Para uso en la industria pesada, reemplácelo cada 14 días o si las puntas están dañadas o pierden capacidad de compresión.

Si necesita comprar accesorios, inicie sesión en <http://goaxil.com>

OBSOLESCENCIA

El producto X20 se mantendrá en buenas condiciones con respecto a la vida útil mientras el producto se almacena en un almacén en condiciones controladas de humedad inferior al 80% y temperatura de 0 °C a 50 °C. La fecha de fabricación del tapón para los oídos (MM/AAAA) está impresa en el embalaje. La vida útil del producto de las almohadillas es de hasta 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La Declaración de Conformidad se puede descargar desde:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

INFORMES DE CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS

Todas las certificaciones e informes de pruebas del producto se pueden descargar desde:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

GARANTÍA LIMITADA

AXIL garantiza que sus productos están libres de defectos de materiales y mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha de compra. Si cree que este producto tiene algún defecto en materiales o mano de obra, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Si se demuestra que un producto es defectuoso en material o mano de obra, AXIL reparará o reemplazará el producto y se lo enviará a usted a expensas de AXIL. Todas las devoluciones deben incluir el comprobante de compra y la documentación que especifique el defecto reclamado. Esta GARANTÍA LIMITADA se aplica solo cuando los productos han recibido el mantenimiento adecuado según las instrucciones de AXIL y no han sido objeto de mal uso, negligencia o accidente. No se deben realizar devoluciones directamente a AXIL a menos que lo autorice el Departamento de Autorización de Devoluciones (RMA)

ESTA GARANTÍA SE OTORGA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, QUE ESTÁN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO DEC O EL VENDEDOR SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS O GASTOS INCIDENTALES Y CONSECUENTES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LOS EXIJA.

***Las pruebas y la certificación según la norma EN 352-2:2020 (UE) 2016/425 fueron realizadas por
CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublín 15 D15 AKK1 Dublín, Irlanda***

***Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto
con su autoridad local, con su proveedor de servicios de eliminación de residuos
domésticos/industriales o con el lugar donde compró el producto. Por favor, tome las medidas
necesarias para garantizar el reciclaje adecuado de este producto.***

// www.goaxil.com

1 PAR DE **TAPONES PARA LOS OÍDOS X20**
3 TAMAÑOS DE PUNTAS DE SILICONA . 2 TAMAÑOS DE PUNTAS DE ESPUMA
ESTUCHE DE TRANSPORTE DE 1 BOLSILLO

El tapón para los oídos X20 cuenta con varios tamaños y estilos de puntas para elegir. Esto le permite personalizar completamente lo que se sienta mejor para usted mientras protege su

audición. Ideal para entornos de ruido extremo como dormir, viajes aéreos, conciertos, carreras de autos, eventos en estadios, tiros, talleres mecánicos, agricultura, construcción de carreteras y construcción; cualquier situación en la que la salud y la seguridad requieran el uso de protección auditiva, es decir, cuando los niveles de ruido estén por encima del límite de seguridad de 85 dB.

RUIDO REDUCCIÓN CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS INDICACIONES)		19 DECIBELIOS (CUANDO SE USA
LA GAMA DE CLASIFICACIONES DE REDUCCIÓN DE RUIDO PARA PROTECTORES AUDITIVOS EXISTENTES ES APROXIMADAMENTE DE 0 A 30 (LOS NÚMEROS MÁS ALTOS DENOTAN MAYOR EFECTIVIDAD).		
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN AXIL ALHAMBRA, CA		X20
La ley federal prohíbe Eliminación de esta etiqueta antes de la compra LOGOTIPO DE LA EPA ETIQUETA REQUERIDA POR REGULACIÓN DE LA EPA DE EE. UU. 40 CFR Parte 211, Subparte B		

Hecho de silicona suave e hipoalergénica de grado médico. El X20 reduce los niveles de sonido en 24 dB SNR / 19 dB NRR, lo que resulta adecuado para trabajar en entornos ruidosos. La mayoría de nuestros productos pueden combinarse con orejeras en entornos muy ruidosos y dañinos donde la doble protección es un requisito.

Atención:

Al insertar el X20 en el canal auditivo, asegúrese de que las puntas se sellen correctamente para lograr el nivel de atenuación diseñado.

GRÁFICO SNR (ESPUMA)

Frecuencia	Significar	ETS	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.1	4.1	19.1
125	23.1	3.4	19.7
250	21.2	3.0	18.1
500	20.1	2.2	17.9

1000	21.7	3.0	18.8
2000	29.9	2.6	27.3
4000	31.7	3.8	27.9
8000	34.4	3.3	31.1

TABLA NRR (ESPUMA)

Frecuencia	Significar	ETS
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.7	3.1
250	21.9	2.5
500	22.6	2.8
1000	23.1	2.5
2000	31.0	3.5
3150	35.9	3.5
4000	34.7	3.6
6300	33.2	3.6
8000	36.6	4.5

TABLA SNR (SILICONA)

Frecuencia	Significar	ETS	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.3	4.8	18.6
125	21.9	2.5	19.4
250	21.4	2.3	19.1
500	20.3	2.8	17.5
1000	20.5	1.5	19.0
2000	25.5	2.2	23.3
4000	25.7	2.2	23.5

8000	24.1	2.9	21.1
------	------	-----	------

TABLA NRR (SILICONA)

Frecuencia	Significar	ETS
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.3	2.6
250	20.3	2.8
500	22.4	3.5
1000	22.2	2.8
2000	28.3	3.9
3150	33.9	3.7
4000	31.7	3.4
6300	29.3	3.5
8000	25.8	2.8

TAPÓN X20	TAMAÑOS		
PUNTA DE SILICONA	Pequeño	Medio	Grande
<i>Peso en gramos</i>	3.1	3.3	3.4

TAPÓN X20	TAMAÑOS	
PUNTA DE ESPUMA	Pequeño	Medio
<i>Peso en gramos</i>	3.0	3.0

Diseñado y fabricado en los EE. UU.
Hecho en China