

# Újratölthető Elektromos Orrszívó – 3 Szívófej, Zene és LED Fény, Vízálló



## IGEN baba orrszívó használata

### 1. A készülék előkészítése

- Győződjön meg róla, hogy az orrszívó tiszta és megfelelően össze van szerelve.
- Rögzítse a szilikon szívófejet vagy fúvókát az orrszívó fő egységéhez.

### 2. A baba elhelyezése

- Fektesse a babát a hátára, lehetőleg puha felületre (például pelenkázóra vagy ágyra).

- Finoman tartsa stabilan a baba fejét, hogy ne mozduljon el.

### **3. Az orrszívó használata**

- Óvatosan helyezze a puha szilikon szívófejet az egyik orrlyukba. Ügyeljen arra, hogy ne helyezze túl mélyre, a kellemetlenségek elkerülése érdekében.
- Kapcsolja be az orrszívót: nyomja meg a **sárga színű nagy gombot 3–5 másodpercig**, amíg a készülék be nem kapcsol.
- Hagyja, hogy az orrszívó eltávolítsa a váladékot. Szükség esetén ismételje meg a másik orrlyuknál is.

### **4. Tisztítás használat után**

- Használat után távolítsa el a szívófejet, és alaposan mossa el meleg, szappanos vízzel.
- A készülék fő részét a gyártó utasításai szerint tisztítsa a megfelelő higiénia és biztonság érdekében.

### **5. Biztonsági tanácsok**

- Csak akkor használja az orrszívót, ha a babának eldugult az orra, és kerülje a túl gyakori használatot.
- Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék tiszta, ezzel megelőzve a fertőzéseket.

Az alábbi lépések betartásával biztonságosan és hatékonyan használhatja az **IGEN baba orrszívót**, hogy enyhítse gyermeke orrdugulását.