

Elektromos Szájzuhany és Fogköztisztító Irrigátor - USB-C Tölthető, 3 Tisztítási Mód Használati útmutató



A készülék rendeltetése

Az elektromos szájzuhany vízsugár segítségével tisztítja a fogközöket, az ínysejt és a nehezebben elérhető területeket. Használható a mindennapi szájápolás kiegészítésére, azonban nem helyettesíti a fogmosást.

A készülék részei

- Szórófej
- Szórófej csatlakozóníylása
- Szórófej-kioldó gomb
- Be-/kikapcsoló és üzemmódváltó gomb
- Működés- és töltésjelző fény
- USB-C töltőcsatlakozó a készülék hátoldalán
- Levehető víztartály

A jelzőfények jelentése

- **Fehér fény:** a készülék normál működése
- **Sárga fény:** az akkumulátor töltöttsége 30% alá csökkent
- **Villogó fehér fény:** a készülék töltés alatt áll
- **Folyamatos fehér fény:** az akkumulátor teljesen feltöltődött

Első használat előtt

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Öblítse át a víztartályt és a szórófejet tiszta vízzel.
3. Helyezze a szórófejet a készülék felső részén található nyílásba.
4. Nyomja be addig, amíg stabilan a helyére nem rögzül.
5. Első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.
6. Az első használat során válassza a legalacsonyabb nyomásfokozatot.

A víztartály feltöltése

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Az alsó víztartályt az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítva válassza le a készülékről.
3. Tölts fel tiszta csapvízzel vagy legfeljebb **40 °C-os langyos vízzel**.
4. Ne töltsön a tartályba sót, fogkrémet, tisztítószert vagy más vegyszert.
5. Helyezze vissza a tartályt, majd az óramutató járásával megegyező irányba fordítva rögzítse.
6. Feltöltés után ne döntse meg és ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket, mert a víz kifolyhat.

Használati útmutató

1. Hajoljon kissé előre a mosdókagyló fölé.
2. Helyezze a szórófejet a szájába, és irányítsa a fogakhoz.
3. A szórófejet tartsa közel a fogakhoz, és csak ezután kapcsolja be a készüléket.
4. Tartsa a száját enyhén nyitva, hogy a víz szabadon kifolyhasson a mosdóba.
5. Ne tartsa a fejét teljesen egyenesen, mert a víz az arcára vagy a ruházatára fröccsenhet.
6. A tisztítást ajánlott a hátsó őrlőfogaknál elkezdeni, majd fokozatosan az első fogak felé haladni.
7. Vezesse a vízugarat lassan az ínszél mentén.
8. A fogközöknél röviden álljon meg, hogy a vízugar alaposabban átöblíthesse a területet.
9. Fordítson különös figyelmet a hátsó fogakra, a bölcsességfogak környékére és más nehezen elérhető részekre.
10. Használat után kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kivenné a szórófejet a szájából.

Az első néhány használat során enyhe ínyvérzés előfordulhat érzékeny vagy gyulladt íny esetén. Amennyiben a vérzés rendszeresen jelentkezik, erősödik vagy néhány nap alatt nem múlik el, hagyja abba a használatot, és kérje fogorvos tanácsát.

A három tisztítási mód

A készülék három víznyomási fokozattal rendelkezik:

1. Kímélő mód

Érzékeny ínyhez, első használathoz és gyengédebb tisztításhoz.

A készülék bekapcsolásakor alapértelmezés szerint ezen a fokozaton indul.

2. Normál mód

Mindennapos fogköztisztításhoz és általános használathoz.

Az első fokozat bekapcsolását követő 3 másodpercen belül nyomja meg ismét a gombot.

3. Erős mód

Erőteljesebb tisztításhoz és a nehezebben elérhető területek átöblítéséhez.

A második fokozat kiválasztását követő 3 másodpercen belül nyomja meg ismét a gombot.

Kikapcsolás

Ha a készülék legalább 3 másodperce működik valamelyik fokozaton, a gomb következő megnyomására kikapcsol.

Az akkumulátor védelme érdekében a készülék körülbelül **3 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol**.

Használat után

1. Ürítse ki a víztartályban maradt vizet.
2. Kapcsolja be a készüléket még körülbelül **2–3 másodpercre**, hogy a belső rendszerből is távozzon a maradék víz.
3. Kapcsolja ki a készüléket.
4. Vegye ki és öblítse el a szórófejet.
5. Törölje szárazra a készüléket, majd jól szellőző helyen hagyja megszáradni.

Ne hagyjon hosszabb ideig vizet a tartályban.

A szórófej eltávolítása és cseréje

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Nyomja meg a készüléken található szórófej-kioldó gombot.
3. Húzza ki felfelé a szórófejet.
4. Az új vagy megtisztított fejet nyomja vissza a csatlakozónyílásba, amíg stabilan nem rögzül.

Higiéniai okokból minden felhasználó külön szórófejet használjon. A gyártói útmutató a szórófej körülbelül **havonta történő cseréjét** javasolja.

Az akkumulátor töltése

A hálózati adapter nem feltétlenül része a csomagnak.

1. Töltés előtt kapcsolja ki és törölje teljesen szárazra a készüléket.
2. Nyissa fel az USB-C csatlakozót védő fedelet.
3. Csatlakoztassa az USB-C töltőkábelt a készülékhez.
4. A kábel másik végét csatlakoztassa egy megfelelő **5 V / 1 A teljesítményű USB-adapterhez**.

5. Töltés közben a fehér jelzőfény villog.
6. A folyamatos fehér fény a teljes feltöltést jelzi.
7. A teljes töltés a gyári útmutató szerint körülbelül **3 órát** vesz igénybe.
8. Töltés után húzza ki a kábelt, és zárja vissza a csatlakozó védőfedelét.

Töltéssel kapcsolatos figyelmeztetések

- Szobahőmérsékleten töltsse a készüléket.
- 15 °C alatti hőmérsékleten az üzemidő csökkenhet.
- 0 °C alatt előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tölthető.
- Töltés közben a készülék és a töltőcsatlakozó legyen teljesen száraz.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőkábelt nedves kézzel.
- Ne töltsse magas páratartalmú vagy forró helyen.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy erős hőhatásnak.
- Ne használjon sérült töltőkábelt vagy nem megfelelő adaptert.

Tisztítás és karbantartás

1. Minden használat után vegye ki a szórófejet, és öblítse le tiszta vízzel.
2. A víztartályt és a készülék külső részét tiszta folyó vízzel át lehet öblíteni.
3. A készüléket azonban **nem szabad vízbe meríteni**.
4. A külső felületet puha, enyhén nedves kendővel tisztítsa.
5. Ezután száraz, tiszta kendővel törölje át.
6. Erős szennyeződés esetén enyhe, semleges tisztítószer használható.
7. Ne használjon maró, oldószeres vagy súroló hatású tisztítószereket.
8. Ne használjon 50 °C-nál melegebb vizet a tisztításhoz.
9. Tárolás előtt minden alkatrészt hagyjon teljesen megszáradni.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne próbálja saját kezűleg megjavítani.
- A készülékben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek.
- Ne használja megfelelően rögzített szórófej nélkül.
- Ne töltsön 40 °C-nál melegebb vizet a tartályba, mert égési sérülést okozhat.
- Ne irányítsa a vízsugarat közvetlenül a nyelv alá, a torok hátsó részére, a szembe vagy más érzékeny testrészre.
- Ne használja nyílt szájseb, friss szájsebészeti beavatkozás vagy erős fogínygyulladás esetén fogorvosi jóváhagyás nélkül.
- Fogászati implantátum, fogszabályozó, ínyműtét vagy más fogászati kezelés esetén kérje ki fogorvosa véleményét.
- Hat év alatti gyermekek számára nem ajánlott.
- Gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Ne tegye tűzbe, és óvja a magas hőmérséklettől.
- Ne ejtsen idegen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Ha a készülék töltés közben vízbe esik, először húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból, és csak ezután vegye ki a vízből.
- Hosszabb használaton kívüli időszak előtt ürítse ki, tisztítsa meg és szárítsa meg.

Hibaelhárítás

A készülék nem kapcsol be

Lehetséges ok: az akkumulátor nincs feltöltve.

Megoldás: töltsse körülbelül 3 órán keresztül, amíg a jelzőfény folyamatos fehérre nem vált.

Ha a készüléket több hónapig nem használták, először töltsse fel teljesen. Ha továbbra sem működik, forduljon az értékesítő ügyfélszolgálatához.

Feltöltés után csak néhány percig működik

Lehetséges okok:

- Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.
- Az akkumulátor elhasználódott.

Megoldás:

- Töltsse fel teljesen körülbelül 3 órán keresztül.
- Ha az üzemidő továbbra is nagyon rövid, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Gyenge a víznyomás

Lehetséges okok:

- A szórófej eltömődött.
- Szennyeződés került a vízpumpába.

Megoldás:

- Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szórófejet.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Nem jön víz a szórófejből

Lehetséges okok:

- Kiürült a víztartály.
- Levegő vagy szennyeződés került a vízpumpába.

Megoldás:

1. Töltsse fel a tartályt.
2. Tartsa a készüléket függőlegesen, és kapcsolja be néhány másodpercre.
3. Ha továbbra sem jön víz, kapcsolja ki, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Hulladékkezelés

A készülék beépített újratölthető lítiumakkumulátort tartalmaz. A terméket és az akkumulátort ne dobja a háztartási hulladék közé. Élettartama végén adja le elektronikai hulladék vagy akkumulátor átvételére kijelölt gyűjtőhelyen. Az akkumulátort kizárólag szakképzett személy távolítsa el.

