

Sejoy TB8132A-CE Rózsaszín Szonikus Elektromos Fogkefe - USB Töltéssel, 3 Tisztítási Móddal

Használati útmutató



Köszönjük, hogy a Sejoy TB8132A-CE Rózsaszín Szonikus Elektromos Fogkefét választotta!

A készülék fejlett szonikus technológiával segíti a hatékony fogápolást. A három különböző tisztítási mód lehetővé teszi, hogy fogai és ínye érzékenységéhez igazítsa a tisztítás intenzitását.

A készülék részei

- Fogkefefej
- Rezgőszár (vibrációs tengely)
- Be-/Kikapcsoló és üzemmódválasztó gomb

- Clean üzemmód visszajelző
- Sensitive üzemmód visszajelző
- Massage üzemmód visszajelző
- Töltés-/akkumulátorjelző LED
- Fogkefe test

Műszaki adatok

- Modell: TB8132A-CE
- Termék neve: Sonic Toothbrush
- Szín: Rózsaszín
- Névleges feszültség: 1,2 V
- Névleges teljesítmény: 0,4 W
- Bemenet: 5 V / 0,5 A
- Akkumulátor: Beépített újratölthető Ni-MH akkumulátor
- Töltés: USB

Első használat előtti töltés

1. Kapcsolja ki a fogkefét.
2. Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a készülékhez.
3. Csatlakoztassa a kábelt egy 5 V-os USB adapterhez vagy USB porthoz.
4. Töltés közben a töltésjelző fehér fénnel villog.
5. Teljes feltöltés után a jelzőfény folyamatos fehér fénnel világít.

A fogkefefej felszerelése

1. Helyezze a fogkefefejet a rezgőszárra.
2. Nyomja rá határozottan, amíg stabilan a helyére nem kerül.
3. Ellenőrizze, hogy a fej megfelelően rögzült-e.

Fogmosás

1. Nedvesítse meg a fogkefefejet.
2. Vigyen fel fogkrémet.
3. Helyezze a fogkefét a fogak és az íny találkozásához körülbelül 45°-os szögben.
4. Kapcsolja be a készüléket.
5. Lassan vezesse végig a fogkefét a fogfelületeken.

Ne nyomja erősen a fogkefét a fogakhoz, a szonikus rezgés végzi a tisztítást.

Üzemmódok

Clean (Normál tisztítás)

Mindennapos használatra ajánlott.

- Erőteljes tisztítás
- Hatékony lepedékeltávolítás

Sensitive (Érzékeny)

Érzékeny fogak és íny esetén ajánlott.

- Kíméletesebb működés
- Csökkentett intenzitás

Massage (Masszázs)

Az íny stimulálására szolgál.

- Gyengéd pulzáló működés
- Segíti az íny vérkeringését

Üzem mód kiválasztása

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
2. A készülék Clean módban indul.
3. Az üzemmód gomb rövid megnyomásával válthat:

- Clean
- Sensitive
- Massage

A kiválasztott mód jelzőfénye világítani fog.

Intelligens időzítő

A fogkefe beépített fogmosási időzítővel rendelkezik.

- 30 másodpercenként rövid szünetet tart.
- Ez jelzi, hogy váltson a száj következő területére.
- A száj négy részre osztható.
- A teljes ajánlott fogmosási idő 2 perc.

Automatikus kikapcsolás

A készülék körülbelül 2 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol.

A legutóbb használt üzemmód automatikusan mentésre kerül és a következő bekapcsoláskor ugyanabban a módban indul.

Akkumulátor figyelmeztetés

Ha használat közben a töltésjelző pirosan villog:

- Az akkumulátor töltöttsége alacsony.
- Töltse fel a készüléket a további használat előtt.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt húzza ki a töltőkábelt.

- Minden használat után öblítse le a fogkefefejet.
- A készülék testét puha, enyhén nedves ruhával törölje át.
- Tisztítás után törölje szárazra.

Ne használjon:

- Vegyszereket
- Súrolószereket
- Fém kefét
- Oldószereket

Fontos biztonsági előírások

- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Gyermek csak felügyelet mellett használhatja.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.
- A töltést 0°C és 45°C közötti környezetben végezze.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

Hulladékkezelés

A készülék újratölthető Ni-MH akkumulátort tartalmaz.

A terméket és az akkumulátort az elektronikai hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni és újrahasznosítani.

A készüléket ne dobja háztartási hulladék közé.

A csomag tartalma

- 1 db Sejoy TB8132A-CE Rózsaszín Szonikus Elektromos Fogkefe
- 1 db Fogkefefej
- 1 db USB töltőkábel
- 1 db Használati útmutató