

Jubilin Elektromos Rovarcsípés Kezelő – 4 Hőmérsékleti Fokozattal, USB-C Tölthető, Rovarcsípések Enyhítésére Használati útmutató



Köszönjük, hogy a Jubilin elektromos csípéskezelőt választotta!

A készülék vegyszermentes megoldást kínál a rovarcsípések okozta viszketés, bőrpír és kellemetlen érzés enyhítésére. A koncentrált hő alkalmazásával gyors és egyszerű segítséget nyújthat, bárhol is legyen.

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A csomag tartalma

- 1 db Jubilin elektromos csípéskezelő
- 1 db USB-C töltőkábel

- 1 db használati útmutató

A készülék részei

1. Kerámia kezelőfelület
2. Hőmérséklet-választó gomb
3. Bekapcsoló / kezelőgomb
4. LED állapotjelző
5. USB-C töltőcsatlakozó

Működési elv

A rovarcsípések viszketését a szervezetben felszabaduló hisztamin okozza. A készülék rövid ideig tartó, koncentrált hőt juttat a csípés helyére, amely segíthet enyhíteni a viszketést és a kellemetlen érzést.

A kezelés nem használ vegyszereket vagy gyógyszereket.

Első használat előtt

- Ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen állapotban van-e.
- Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- A készüléket kizárólag tiszta és száraz bőrfelületen használja.

A készülék töltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt.
2. A másik végét csatlakoztassa USB hálózati adapterhez, számítógéphez vagy power bankhoz.
3. A LED jelzőfény mutatja a töltés állapotát.
4. A töltés befejezése után húzza ki a töltőkábelt.

Használat

1. Kapcsolja be a készüléket.

2. Válassza ki a kívánt hőmérsékleti fokozatot.

Elérhető fokozatok:

- 40 °C
- 43 °C
- 46 °C
- 51 °C

Érzékenyebb bőr esetén mindig az alacsonyabb hőmérséklettel kezdje.

3. Helyezze a kerámia kezelőfelületet közvetlenül a csípésre.

4. Nyomja meg a kezelőgombot.

A kezelés automatikusan lefut, majd a készülék kikapcsol.
Szükség esetén a kezelés később megismételhető.

Alkalmazható

A készülék használható többek között:

- Szúnyogcsípés
- Méhcsípés
- Darázscsípés
- Hangyacsípés
- Tetvek okozta csípések
- Pókcípés
- Ágyi poloskacsípés

Fontos biztonsági tudnivalók

- Kizárólag külső használatra.
- Ne használja nyílt seben vagy vérző sérülésen.
- Ne alkalmazza égési sérülésen vagy súlyosan irritált bőrfelületen.
- Ne használja a szem környékén, a nyálkahártyán vagy érzékeny testrészeken.
- Kisgyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- A készüléket ne merítse vízbe.
- Ne szerelje szét és ne próbálja javítani.
- A készüléket ne használja töltés közben.

Figyelmeztetés

Amennyiben a csípés után erős allergiás reakció jelentkezik (például nehézlégzés, jelentős duzzanat, szédülés vagy rosszullét), azonnal forduljon orvoshoz. A készülék nem helyettesíti a sürgősségi orvosi ellátást.

Tisztítás

- Használat után hagyja lehűlni a készüléket.
- A kerámia kezelőfelületet puha, enyhén nedves ruhával törölje át.
- Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A készüléket ne érje közvetlen vízsugár.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárolja.
- Tartsa távol közvetlen napsugárzástól.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

Műszaki adatok

- **Márka:** Jubilin
- **Terméktípus:** Elektromos csípéskezelő
- **Kezelési mód:** Hőkezelés
- **Hőmérsékleti fokozatok:** 4
- **Hőmérsékletek:** 40 °C / 43 °C / 46 °C / 51 °C
- **Töltőcsatlakozó:** USB-C
- **Anyag:** ABS műanyag, kerámia
- **Méret:** 14 × 2 × 1,3 cm
- **Tömeg:** kb. 40 g
- **Szín:** Fehér

Hulladékkezelés

A készülék elektronikus berendezésnek minősül, ezért élettartama végén ne dobja a háztartási hulladék közé. Adja le elektromos hulladék gyűjtőhelyen a helyi előírásoknak megfelelően.