

【最新】美容液導入器ノアグロウ | 育毛・美肌・痩身対応の最新美容機器をご紹介します



画像引用元: [Dr.Visea](https://www.dr-visea.com/)

LED&EMS機能を搭載した美容導入機器ノアグロウ(Noa Grow)。今回は、ノアグロウ(Noa Grow)の特徴や効果、価格についてご紹介いたします。

ノアグロウとは？



画像引用元: [Dr.Visea](https://www.dr-visea.com/)

ノアグロウ (Noa Grow) は、業務用美容機器や化粧品の開発・販売、サロン運営事業などを展開している[株式会社Dr.Visea](https://www.dr-visea.com/)が開発・販売している美容液導入器です。

「マイクロニードリング法」を採用しているノアグロウは幹細胞培養上清液などの導入美容液を角質層まで浸透させることができ、LED機能で線維芽細胞を刺激しながらEMS機能で微弱電流を発生させ、肌細胞を活性化させます。


育毛メニューや、ハリ・小じわなどのエイジングケア、ニキビ痕や傷痕改善、痩身など、専用美容液との組み合わせによって幅広い集客が可能です。AGA育毛ケアや美肌ケア、痩身などニーズが高い悩みに合わせた専用の導入美容液が用意されているため、メニューごとに高額なマシンを購入する必要がなくコストパフォーマンスに優れたマシンです。

ノアグロウの4つの特徴

1: マイクロニードリング法を採用

美容導入器には、微弱な電流により美容成分を肌に浸透させる「イオン導入」や、電気の力で皮膚の細胞間に隙間を作り出し美容液を浸透させる「ポレーション」などがありますが、ノアグロウ (Noa Grow) は「マイクロニードリング法」を採用している美容導入器です。

マイクロニードリングの原理



画像引用元: [雪月花ビューティークリニック](#)

「マイクロニードリング法」とは、極細針で皮膚表面に目に見えない微細な針穴を開けることで美容液や整肌成分を浸透させる施術です。「ダーマペン」という機器でも採用されている技術です。




画像引用元: [ホットペッパービューティー](#)

ノアグロウ (Noa Grow) は、10分間で皮膚表面に10万～100万個の微細な孔(あな)を作り出し、角質層まで美容導入液を効率良く浸透させることが可能です。

また、開いた針穴を修復しようとする肌の創傷治癒の力によって繊維芽細胞が活発になり、コラーゲンやエラスチンの再生を促進するため、ニキビ跡や毛穴、肌質改善などに効果を発揮します。

2:EMSが同時に出力される



画像引用元: [Dr.Visea](#)

ノアグロウ (Noa Grow) は、「マイクロニードリング」しながら同時にEMSが出力される設計になっています。

EMSの電流によって深層筋肉を刺激し、お肌引き締め効果やシワ・たるみ改善効果が得られます。また、微弱な電流により血流を改善し、老廃物を効率的に排出して肌の新陳代謝UPを促します。EMSの電流は肌の真皮層にも働きかけるため、コラーゲンの生成を促す効果もあります。

【EMSの効果】

- 引き締め効果
- シワ・ほうれい線予防
- たるみの改善
- 血行の促進
- コラーゲンの生成促進
- 美容液の浸透率UP

3: 赤色LED & 青色LEDが同時に出力される



画像引用元: [Dr.Visea](https://www.dr.visea.com/)

ノアグロウ (Noa Grow) は、EMSだけでなく赤色LED & 青色LEDも同時に出力されます。

LEDは光の色によって効果が異なり、赤色LED & 青色LEDの特徴は以下の通りです。

- 赤色LED...繊維芽細胞が活性化されコラーゲンやエラスチンの生成を促進するため、肌の弾力UP・ハリUP・シワ&たるみ防止効果がある。さらに、炎症を抑制する効果もあるため、ニキビや吹き出物の赤みの改善も期待できる。
- 青色LED...殺菌効果や鎮静効果に優れており、過剰に分泌される皮脂を抑え毛穴を縮小させる効果がある。ニキビやニキビ跡の改善、毛穴縮小、肌の殺菌効果、吹き出物改善、肌の再生を促進。

4: マイクロスコープで目に見える変化を実感



画像引用元: [Dr.Visea](#)

別売りのマイクロスコープは、ノアグロウ (Noa Grow) の効果をタブレットやスマートフォンに画像表示して可視化することができます。マイクロスコープ機能は、通常／UV／IRの3つのモード切り替えで肉眼では見えなかった髪内部や肌表面の状態を確認できるため、お客様にノアグロウの効果を訴求しやすくリピート確保やコースメニューへの誘導が期待できます。なお、マイクロスコープの価格は27,500円(税込)です。

専用の導入美容液(セラム)の種類

ノアグロウ (Noa Grow) は、導入美容液によって得られる効果が異なります。販売メーカーである Dr.Visea の化粧品ブランド「[プロノビセア](#)」から販売されているノアグロウ導入美容液は4種類あります。

- 頭皮スカルプ用
- フェイシャル(アンチエイジング)用
- フェイシャル・ボディ(ニキビ痕・傷痕)用
- フェイシャル・ボディ脂肪溶解剤

1:頭皮スカルプ用導入美容液



画像引用元: [Dr.Vissea](#)

頭皮用の脂肪組織由来の幹細胞培養上清液。幹細胞培養上清液は、脂肪由来の幹細胞を培養し幹細胞を取り出して滅菌処理などを行った上澄み液です。

幹細胞培養液は、毛母細胞の活性化や毛髪成長サイクルの正常化に効果的で薄毛治療（AGA治療）にも採用されており、さらに髪を色づける細胞を活性化させる作用もあるため白髪対策にも効果的です。[プロノビセア](#)の頭皮スカルプ用導入美容液には、血管の再生を促す血管新生や発毛・育毛を促すVEGF（血管内皮細胞増殖因子）が含まれています。

【主な効果】

毛髪の成長サイクルの正常化／白髪対策

【品名・価格】

プロノビセア〈スカルプ用〉AD-MSC幹細胞培養上清液／33,880円（税込）

[商品ページはこちら>](#)

2: フェイシャル(アンチエイジング)用導入美容液



画像引用元: [Dr.Visea](https://www.pronovisea.com/)

フェイスのアンチエイジングに特化した幹細胞培養上清液です。上清液には幹細胞が増殖する際に分泌される成長因子、免疫調整因子、エクソソーム、抗炎症因子、神経再生因子など500種類以上のサイトカインが豊富に含まれているといわれ、[プロノビセア](https://www.pronovisea.com/)のフェイス(アンチエイジング)用導入美容液には、ターンオーバーを促進するEGF(上皮細胞増殖因子)が配合されています。

皮膚が引き締まって毛穴が目立たなくなったり、肌の弾力やハリが増すため、シミ・くすみ・小じわ・毛穴の開きなどのアンチエイジングに効果的です。

【主な効果】

肌の弾力UP／シミ改善／くすみ改善／小じわ改善／乾燥改善／毛穴の開き改善

【品名・価格】

プロノビセア〈フェイス用〉AD-MSC幹細胞培養上清液／33,880円(税込)

[商品ページはこちら>](#)

3: フェイシャル・ボディ(ニキビ痕・傷痕)用導入美容液



画像引用元: [Dr.Visea](#)

フェイシャル・ボディのニキビ痕・傷痕に効果的な幹細胞培養上清液です。創傷治療に効果的なFGF(線維芽細胞増殖因子)などがきちんと配合されているため、傷の治りを早めたり傷痕を薄くする効果があります。また、ニキビ痕や傷痕だけでなくアトピー性皮膚炎にも有効です。

【主な効果】

ニキビ痕の改善／傷痕の改善／アトピー性皮膚炎・乾燥などの肌トラブル緩和

【品名・価格】

プロノビセア〈ニキビ跡・傷跡用〉AD-MSC幹細胞培養上清液／33,880円(税込)

[商品ページはこちら>](#)

4: フェイシャル・ボディ脂肪溶解剤



画像引用元: [Dr.Visea](#)

フェイシャル・ボディ脂肪溶解剤「レモンボトル」は、韓国発のダウンタイムの少ない脂肪溶解注射のソリューションです。「レモンボトル」を導入すると、脂肪細胞が破壊され脂肪酸に変化し、脂肪酸が体内で分解・代謝されるため、脂肪細胞自体を除去する効果があります。分解された脂質は体内で代謝され、排尿などにより自然に体から排出されます。また、脂肪細胞の大きさを小さくする効果もあり、除去された脂肪細胞は再生しないためリバウンドもありません。2週間に1回の導入が推奨されており、2～3回の導入で理想の体型に徐々に変化していきます。

【主な効果】

痩身

【品名・価格】

レモンボトル(10ml×5バイアル)(脂肪分解剤)／55,000円(税込)

使用目安は、一部位につき1～2mlです。

[商品ページはこちら>](#)

ノアグロウの施術時間と施術頻度

施術時間

- 頭皮: 5分
- フェイシャル: 5分＋クレンジングやパックなど30分
- 脂肪溶解セラム導入: 5～7分(部位により異なる)

施術頻度

- 頭皮: 1ヶ月に1回
- フェイシャル: 1ヶ月に1回
- 脂肪溶解: 2週間ごと

最短2週間ごとに施術可能となっており、1クール5回の施術が推奨されています。



ノアグロウの効果

ノアグロウ(Noa Grow)は、導入する美容液セラムによって得られる効果が異なります。


[専用の導入美容液\(セラム\)](#)各種を導入した際の主な効果は以下の通りです。

【効果】

毛髪の成長サイクルの正常化／白髪対策／肌の弾力UP／シミ改善／くすみ改善／小じわ改善
／乾燥改善／毛穴の開き改善／ニキビ痕の改善／傷痕の改善／アトピー性皮膚炎・乾燥など
の肌トラブル緩和／痩身



5分✕1回施術



画像引用元: [Dr.Visea](#)



画像引用元: [ホットペッパービューティー](#)

ノアグロウの価格は44万円(税込)

ノアグロウ(Noa Grow)の本体価格は44万円(税込)です。なお、頭皮用の導入美容液が初期セットに含まれている月額44,000円(税込)のレンタルプランもあります。

【ノアグロウのレンタルプラン】



- 初期費用: 12万5,840円(税込)
- 月々: 44,000円(税込)
- 初期セットに含まれるもの: マイクロスコープ／チップ30個／頭皮スカルプ用導入美容液／幹細胞培養上清液ヒアルロン酸 1つ／幹細胞培養上清液専用キャップ10個

ノアグロウのサポート内容

ノアグロウ(Noa Grow)を購入すると、メーカーより無料の導入講習やサポートを受けることができます。

- 3時間の無料導入講習(マイクロスコープ毛髪診断のレッスン含む)
- 症例写真(ビフォー・アフター写真)
- 販促商材の提供
- 営業管理資料各種の提供
- 開業支援(HP作成／補助金・助成金申請／SNS運用サポートなど)
- ホットペッパービューティー集客支援
- MEO対策支援
- ディプロマ発行など

なお、マシン保証は1年間となっています。

まとめ

今回は、LED&EMS機能を搭載した美容導入器ノアグロウ(Noa Grow)の特徴や効果、価格についてご紹介しました。

これまで業務用エステ機器は、メニューごとに高額なマシンを揃えることが一般的でした。しかし、ノアグロウ(Noa Grow)は専用の導入美容液を悩み別で使い分ける事により、たった1台のマシンでAGA育毛・薄毛ケア／美肌ケア／痩身など全身のメニューを展開することができます。また、マシンもコンパクトな設計なので、個人サロンや自宅サロン、移動式サロンでも手軽に導入することができます。

「初期費用を抑えたい」「メニューごとにマシンの買い替えをしたくない」というサロンは一度検討してみても良いかもしれません。

[ノアグロウ\(Noa Grow\)販売メーカーの公式サイトはこちら>](#)

[ノアグロウ\(Noa Grow\)公式サイトはこちら>](#)