

7 SZÍNŰ LED ARC- ÉS NYAKMASZK, FÉNYTERÁPIÁS AKNEKEZELŐ ÉS BŐRFIATALÍTÓ ESZKÖZ



Használati útmutató:

Előkészületek:

- Tisztítsd meg alaposan az arcod, távolítsd el a sminket és a szennyeződések.
- Szárítsd meg a bőröd.
- Szükség esetén alkalmazz hidratáló krémet vagy szérumot a bőrödön.

Maszk felhelyezése:

- Helyezd fel a maszkot az arcodra úgy, hogy kényelmesen illeszkedjen.

- Rögzítsd a mellékelt pántokkal.
- Csatlakoztasd a maszkot a vezérlőegységhez, és az áramforráshoz.

Beállítások:

- Kapcsold be a maszkot a vezérlőegységen található bekapcsoló gombbal.
- Válaszd ki, a kívánt fény színét, a vezérlőegységen.
- Állítsd be, a kezelés időtartamát, (általában 15-30 perc).
- Szükség esetén, állítsd be, a fény intenzitását.

Kezelés:

- Csukd be a szemed, a kezelés ideje alatt.
- Pihenj, és relaxálj a kezelés alatt.
- A kezelés befejezése után, kapcsold ki a maszkot, és távolítsd el az arcodról.

Utókezelés:

- Tisztítsd meg a maszkot egy puha, nedves ruhával.
- Tárold száraz, hűvös helyen.

LED-fények hatásai:

- **Piros fény:** Serkenti a kollagéntermelést, csökkenti a ráncokat, javítja a bőr rugalmasságát.
- **Kék fény:** Csökkenti a gyulladást, segít az akné kezelésében.
- **Zöld fény:** Kiegyensúlyozza a bőr pigmentációját, nyugtatja a bőrt.
- **Sárga fény:** Energiával tölti fel a bőrt, javítja a bőr általános állapotát.
- **Lila fény:** Kombinálja a kék és piros fény hatásait, javítja a mikrokeringést.
- **Világoskék fény:** Javítja az anyagcserét, támogatja a sejtek energiáját.
- **Fehér fény:** Csökkenti a szeplőket, javítja a bőr feszségét.

Használati gyakoriság:

- Ajánlott heti 3-5 alkalommal használni, alkalmanként 15-30 percig. A kívánt eredmények elérése érdekében legalább 12 hétig folytasd a kezeléseket.

Fontos figyelmeztetések:

Ne használd a maszkot, ha terhes vagy szoptatsz.

Kerüld a használatát, ha fényérzékeny vagy bőrbetegséged van.

Ne nézz közvetlenül a LED-fényekbe.

Gyermekek elől elzárva tartandó.

A maszk rendszeres használata segíthet javítani a bőr állapotát, csökkenteni a bőrproblémákat, és elősegítheti a bőr fiatalos megjelenését.