

SonicGlow Elektromos Fogkefe – U-Alakú Szilikon Fej, Gyengéd Tisztítás Érzékeny Fogakra



1. A készülék jellemzői

- U-alakú, orvosi szilikonból készült fej – alkalmazkodik a fogívhez
- Gyengéd vibrációs technológia érzékeny fogakhoz
- Egygombos működés
- Beépített időzítő (általában 45–60 másodperc/program)
- Újratölthető akkumulátor (USB-kábellel)

2. Első használat előtt

- Töltse fel teljesen a készüléket a mellékelt USB kábellel (kb. 1-2 óra)
- Alaposan öblítse le a szilikon fejet langyos vízzel

A szájhyiériai kiegészítők (fogkrém) használata előtt győződjön meg róla, hogy a fej száraz

3. Használati lépések

Tegyen egy kis mennyiségű fogkrémet a szilikon fejre (ajánlott: habzó vagy folyékony típusú)

Helyezze a készüléket a szájába, úgy, hogy a fogak közé illeszkedjen

Nyomja meg a bekapcsoló gombot – a készülék automatikusan elindítja a rezgést

Mozgassa finoman az állkapcsát előre-hátra a hatékony tisztításért

A készülék **automatikusan kikapcsol** a program végén (45–60 másodperc múlva)

Vegye ki a készüléket, öblítse le, és törölje szárazra

4. Tisztítás és karbantartás

Minden használat után **alaposan öblítse le** a szilikon fejet

Hetente 1x ajánlott fertőtlenítő hatású oldattal átöblíteni (pl. szájvíz vagy 1:1 arányú ecet-víz oldat)

Ne merítse teljesen vízbe az elektronikát tartalmazó részt

Tárolja **száraz, jól szellőző helyen**

5. Fontos figyelmeztetések

Ne használja a készüléket 3 év alatti gyermek esetén

Csak rendeltetésszerűen használja: fogmosásra!

Ne használja sérült szilikon fejjel vagy ha az eszköz burkolata repedt

Ne használja töltés közben

6. Műszaki adatok (általános változat)

Töltési idő: kb. 90 perc

Használati idő: akár 1 hét (napi 2x használat mellett)

Anyag: Orvosi szilikon + ABS műanyag

Töltés: USB (5V)

Rezgésszám: kb. 15.000–30.000 rezgés/perc