

SOP ALAT LAB BIOPROSPEKSI PEMANFAATAN SATWA

CARA MENGGUNAKAN OVEN MEMMERT

No.	Tahapan
1.	Hubungkan alat dengan sumber arus.
2.	Geser knob utama (On/Off) untuk mengaktifkan oven.
3.	Setting suhu dan mode operasi.
4.	Buka oven dengan cara menarik knob/tombol yang ada di pintu.
5.	Masukkan bahan yang akan dikeringkan.
6.	Setelah selesai matikan oven dengan menekan tombol utama.
7.	Keluarkan bahan, dan tutup kembali pintu dengan menekan tombol pintu.