Tìm hiểu danh mục thiết bị EBD của DELEO

Tài liệu hướng dẫn sản phẩm thực tiễn dành cho ông Hậu tại HPMED Việt Nam

Tổng quan về DELEO

DELEO cung cấp các thiết bị đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của bệnh nhân. EBD là viết tắt của thiết bị sử dụng năng lượng. Các thiết bị này sử dụng làm lạnh, năng lượng điện từ, nhiệt, ánh sáng hoặc laser để điều trị một vấn đề cụ thể.

Mỗi sản phẩm có một vai trò rõ ràng. Một số thiết bị giúp giảm mỡ khu trú. Những thiết bị khác tác động đến cơ, độ săn chắc của da hoặc tình trạng da sần vỏ cam (cellulite). Các nền tảng khác hỗ trợ phục hồi da, trẻ hóa da hoặc giảm lông.

Ý tưởng kinh doanh cốt lõi rất đơn giản. Một bệnh nhân có thể có nhiều nhu cầu. Phòng khám có thể cung cấp những phương pháp điều trị phù hợp theo thời gian bằng các sản phẩm bổ trợ cho nhau.

Hiểu đơn giản về Body Layering

Body Layering là cách tiếp cận điều trị theo các lớp cấu trúc của cơ thể. Mỡ, cơ và da cần những phương pháp điều trị khác nhau. Tình trạng da sần vỏ cam liên quan đồng thời đến nhiều loại mô trong số này.

Nhu cầu của bệnh nhân	Sản phẩm	Vai trò
Mỡ khu trú	CRISTAL Pro	Giảm khối mỡ khu trú
Độ săn chắc và hình dáng cơ	CRISTAL Fit	Tăng cường sức mạnh và làm săn chắc cơ
Da chùng nhão	CRISTAL Skin	Cải thiện độ săn chắc của da
Da sần vỏ cam	CELLUTION	Tác động đến bề mặt da không đồng đều và chất lượng mô
Phục hồi và chất lượng da	LUMERA	Hỗ trợ phục hồi và tái tạo
Nếp nhăn và kết cấu da	ORIGIN	Kích thích tái cấu trúc da
Lông không mong muốn	SUBLIM	Giảm lông vĩnh viễn

Body Layering là một cách lập kế hoạch điều trị. Điều này không có nghĩa là mọi bệnh nhân đều cần tất cả các thiết bị. Phòng khám lựa chọn phương pháp điều trị theo nhu cầu của bệnh nhân và phác đồ phù hợp.

CRISTAL Pro

Tác động đến lớp mỡ và điều trị đồng thời lên đến bốn vùng.

Công dụng: Giảm các khối mỡ khu trú, hỗ trợ định hình lại những vùng còn tích tụ mỡ không mong muốn.

Nguyên lý hoạt động: Công nghệ làm lạnh có kiểm soát nhắm đến các tế bào mỡ. Sau đó, cơ thể dần loại bỏ những tế bào đã chịu tác động. Phương pháp này được gọi là cryolipolysis, hay giảm mỡ bằng làm lạnh. Theo tài liệu, hệ thống làm lạnh được cấp bằng sáng chế tạo độ lạnh ổn định, đồng đều, kết hợp lực hút chắc nhưng nhẹ nhàng.

Ứng dụng chính: Giảm mỡ khu trú và tạo đường nét cơ thể. Thông tin sản phẩm được cung cấp mô tả mức giảm mỡ khu trú lên đến khoảng 30%.

Giá trị đối với phòng khám: Có thể điều trị đồng thời lên đến bốn vùng, giúp tăng số vùng được xử lý trong một lần hẹn. Hệ thống làm lạnh và hút được thiết kế nhằm hỗ trợ sự thoải mái của bệnh nhân.

Cơ hội kinh doanh: Điều trị nhiều vùng hơn trong một lần hẹn có thể tăng doanh thu trên mỗi khung giờ điều trị. Vật tư tiêu hao thường dùng gồm miếng gel bảo vệ và sản phẩm chăm sóc da Smooth Enhancer. Không sử dụng thẻ điều trị độc quyền của hãng. Các phương pháp điều trị da và da sần vỏ cam có thể mở rộng kế hoạch điều trị của bệnh nhân.

CRISTAL Fit và reVive

Một nền tảng tạo hình cơ với khả năng mở rộng sang chăm sóc sức khỏe vùng chậu.

Công dụng: CRISTAL Fit giúp tăng cường sức mạnh, làm săn chắc và định hình cơ, đặc biệt tại vùng bụng và mông.

Nguyên lý hoạt động: Năng lượng điện từ mạnh kích thích các dây thần kinh điều khiển cơ, tạo ra những cơn co cơ mạnh mà bệnh nhân không cần chủ động gắng sức.

Ứng dụng chính: Làm săn chắc cơ và tạo đường nét cơ thể. Phần bổ sung reVive mở rộng chính nền tảng này sang các phương pháp điều trị vùng chậu và phụ khoa không xâm lấn.

Giá trị đối với phòng khám: CRISTAL Fit bổ trợ cho giảm mỡ bằng cách tác động đến lớp cơ bên dưới. reVive bổ sung một nhóm điều trị khác mà không cần đầu tư thêm một thiết bị hoàn chỉnh.

Cơ hội kinh doanh: Một liệu trình điều trị cơ điển hình gồm tám buổi trong một tháng, thuận lợi cho việc xây dựng gói điều trị và các lần quay lại điều trị. reVive có thể mở rộng nhóm bệnh nhân. Cần xem xét các ứng dụng và phác đồ cụ thể của reVive trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.

CRISTAL Skin

Tác động đến lớp da để cải thiện độ săn chắc cho cả mặt và cơ thể.

Công dụng: Hỗ trợ cải thiện độ săn chắc và tình trạng da chùng nhão. Da chùng nhão là da đã trở nên lỏng lẻo, kém săn chắc.

Nguyên lý hoạt động: Năng lượng sóng tần số vô tuyến (RF) tạo nhiệt có kiểm soát trong mô, hỗ trợ tái cấu trúc collagen. Collagen là protein góp phần tạo nên cấu trúc của da. Hai tần số cho phép điều trị ở lớp sâu hơn hoặc nông hơn.

Ứng dụng chính: Cải thiện độ săn chắc và tình trạng da chùng nhão ở mặt và cơ thể. Ba kích cỡ đầu điều trị giúp thích ứng với từng vùng.

Giá trị đối với phòng khám: CRISTAL Skin có thể được tích hợp vào CRISTAL Pro. Phòng khám có thể cung cấp dịch vụ điều trị mỡ và da trên cùng một nền tảng, đồng thời tiết kiệm diện tích phòng điều trị.

Cơ hội kinh doanh: Khi phù hợp, phòng khám có thể cung cấp dịch vụ làm săn chắc da sau giảm mỡ. Kế hoạch điều trị kết hợp và các lần quay lại điều trị có thể tăng giá trị trong suốt hành trình điều trị của bệnh nhân.

CELLUTION

Kết nối các lớp cấu trúc cơ thể trong điều trị da sần vỏ cam.

Công dụng: Tác động đến tình trạng da sần vỏ cam và chất lượng da. Da sần vỏ cam liên quan đến mỡ, mô xơ, tuần hoàn và ứ dịch, do đó cần cách tiếp cận khác với chỉ giảm mỡ.

Nguyên lý hoạt động: Phương pháp điều trị kết hợp năng lượng ở bước sóng 940 nm để làm nóng mô, massage cơ học, rung được hiệu chỉnh và sản phẩm chăm sóc da Smooth Enhancer. Những tác động này hướng đến mô, sự dẫn lưu và tuần hoàn tại chỗ.

Ứng dụng chính: Tình trạng da sần vỏ cam, bề mặt da không đồng đều và chất lượng mô trong kế hoạch tạo đường nét cơ thể.

Giá trị đối với phòng khám: Bổ sung một phương pháp điều trị cho bệnh nhân quan tâm đến bề mặt da không đồng đều, ngay cả khi đang được điều trị mỡ, cơ hoặc độ săn chắc của da.

Cơ hội kinh doanh: Các liệu trình, lần tái khám và kế hoạch kết hợp có thể kéo dài mối quan hệ với bệnh nhân. Smooth Enhancer là vật tư tiêu hao cần bổ sung định kỳ. Dữ liệu lâm sàng được cung cấp ghi nhận mức cải thiện khoảng 39% về mức độ nặng của da sần vỏ cam và tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân trên 90%. Những số liệu này không phải là cam kết kết quả cho từng bệnh nhân.

LUMERA

Liệu pháp ánh sáng hỗ trợ phục hồi da và mở rộng cơ hội điều trị.

Công dụng: Hỗ trợ phục hồi, tái tạo và cải thiện chất lượng da tổng thể, hầu như không cần thời gian nghỉ dưỡng. Thời gian nghỉ dưỡng là khoảng thời gian cần để hồi phục sau điều trị.

Nguyên lý hoạt động: Ánh sáng LED sử dụng bốn bước sóng, tương ứng với các loại ánh sáng. Ánh sáng xanh lam tác động đến mụn và các khuyết điểm trên da. Ánh sáng vàng hỗ trợ làm dịu tình trạng đỏ da. Ánh sáng đỏ hỗ trợ trẻ hóa và kích thích collagen. Ánh sáng cận hồng ngoại hỗ trợ phục hồi các mô sâu hơn.

Ứng dụng chính: Trẻ hóa da, mụn, sẹo, rạn da, hỗ trợ tình trạng rụng tóc và phục hồi sau các thủ thuật.

Giá trị đối với phòng khám: Có thể sử dụng độc lập hoặc bổ sung sau các thủ thuật như ORIGIN, peel da hoặc các phương pháp điều trị laser khác. Nhờ vậy, thiết bị dễ được đưa vào những dịch vụ hiện có của phòng khám.

Cơ hội kinh doanh: Tạo thêm cơ hội điều trị cho bệnh nhân đang sử dụng dịch vụ tại phòng khám. Thiết bị cũng có thể tạo doanh thu từ dịch vụ điều trị độc lập. Không có vật tư tiêu hao định kỳ bắt buộc.

ORIGIN

Tái cấu trúc da chính xác với trọng tâm là vùng mắt.

Công dụng: Cải thiện kết cấu da và hỗ trợ trẻ hóa da. Thiết bị cũng cung cấp phương pháp điều trị không phẫu thuật cho mí mắt và vùng quanh mắt.

Nguyên lý hoạt động: Laser 1550 nm tạo ra những vùng gia nhiệt rất nhỏ trong da, kích thích collagen mới đồng thời bảo toàn mô xung quanh. Đây là công nghệ không bóc tách, nghĩa là không loại bỏ bề mặt da.

Ứng dụng chính: Trẻ hóa vùng mắt, nếp nhăn, sẹo, các vấn đề sắc tố, nám và kết cấu da tổng thể. Nám là các mảng da sẫm màu hơn. Thông tin sản phẩm mô tả khả năng sử dụng trên mọi nhóm quang loại da, tức các nhóm phân loại theo màu da.

Giá trị đối với phòng khám: Chùm tia mảnh 70 micron hỗ trợ thao tác chính xác. Chế độ liên tục điều trị các vùng rộng hơn. Chế độ từng điểm hỗ trợ thao tác chi tiết quanh mắt hoặc trên sẹo. Các phác đồ tích hợp hướng dẫn thiết lập thông số và bác sĩ có thể điều chỉnh.

Cơ hội kinh doanh: Theo thông tin sản phẩm, điều trị vùng mắt mất khoảng ba phút cho mỗi bên mắt. Điều này có thể giúp sử dụng hiệu quả các khung giờ điều trị. Nền tảng còn đáp ứng những nhu cầu da khác. Thời gian hồi phục phụ thuộc vào phương pháp điều trị và từng bệnh nhân.

SUBLIM

Giảm lông giúp bệnh nhân tham gia liệu trình nhiều buổi.

Công dụng: Giảm lông vĩnh viễn. Thiết bị cũng điều trị chứng rậm lông, tức tình trạng lông phát triển quá mức.

Nguyên lý hoạt động: Laser 785 nm nhắm đến nang lông trong giai đoạn đang tăng trưởng. Có tùy chọn cấu hình 1064 nm. Cần nhiều buổi điều trị vì không phải tất cả các sợi lông đều phát triển cùng lúc.

Ứng dụng chính: Lông không mong muốn và điều trị y khoa đối với tình trạng lông phát triển quá mức.

Giá trị đối với phòng khám: Tốc độ từ một đến tám xung mỗi giây hỗ trợ điều trị nhanh. Nguồn laser nằm bên trong máy, giúp tay cầm nhẹ. Làm mát bằng không khí hỗ trợ sự thoải mái của bệnh nhân. Tuổi thọ diode lên đến 10 triệu xung.

Cơ hội kinh doanh: Một bệnh nhân điển hình cần khoảng năm đến tám buổi, thuận lợi cho việc xây dựng liệu trình và các lần hẹn tiếp theo. Giảm lông có thể là dịch vụ đầu tiên giúp bệnh nhân biết đến những phương pháp điều trị DELEO phù hợp khác.

Một bệnh nhân có thể có nhiều cơ hội điều trị

Bệnh nhân có nhu cầu về cơ thể có thể bắt đầu với CRISTAL Pro để giảm mỡ khu trú. Sau đó, phòng khám có thể cung cấp CRISTAL Fit để làm săn chắc cơ, CRISTAL Skin để cải thiện độ săn chắc của da hoặc CELLUTION cho da sần vỏ cam. Mỗi phương pháp điều trị đáp ứng một vấn đề khác nhau.

Bệnh nhân có nhu cầu về da có thể điều trị bằng ORIGIN để cải thiện kết cấu da và dùng LUMERA để hỗ trợ phục hồi. Bệnh nhân sử dụng SUBLIM có thể tiếp tục quan tâm đến các dịch vụ da hoặc cơ thể. Đây là những cơ hội đánh giá nhu cầu bổ sung, không phải các gói điều trị được áp dụng tự động.

Chuyển cơ hội điều trị thành kế hoạch kinh doanh

ROI là tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư. Khái niệm này xem xét doanh thu điều trị giúp bù đắp chi phí đầu tư thiết bị như thế nào. Danh mục DELEO hỗ trợ điều này thông qua các buổi điều trị lặp lại, kế hoạch điều trị kết hợp và việc sử dụng hiệu quả phòng điều trị.

Tại Việt Nam, cần xây dựng kế hoạch dựa trên giá dịch vụ tại địa phương, nhu cầu của bệnh nhân, số buổi điều trị, thời gian làm việc của nhân sự và chi phí vận hành. Các điều kiện thương mại có thể được trao đổi theo sản lượng dự kiến và kế hoạch kinh doanh mà hai bên cùng thống nhất.

Hỗ trợ đối tác: Bộ vật tư tiêu hao ban đầu, đào tạo liên tục, các cập nhật liên quan và tài liệu marketing hỗ trợ phòng khám triển khai dịch vụ. Có thể đặt thêm vật tư tiêu hao qua website DELEO. Tài liệu marketing có thể được điều chỉnh theo nhu cầu địa phương.

Thông điệp chính: Một bệnh nhân có thể tạo ra nhiều cơ hội điều trị. Mỗi sản phẩm DELEO có một vai trò riêng, và danh mục này giúp phòng khám xây dựng mối quan hệ điều trị lâu dài với phạm vi dịch vụ rộng hơn và những lần điều trị tiếp theo.