

GUÍA BÁSICA

Cuidados de la Prótesis Ocular

Para pacientes y familiares

La prótesis ocular no es solo una pieza estética.

Es parte de tu imagen, de tu comodidad diaria y de tu bienestar emocional.

Con los cuidados adecuados, una prótesis bien adaptada:

Se ve natural

No genera molestias

Acompaña tu día a día con confianza

Esta guía fue pensada para ayudarte a cuidarla correctamente y saber cuándo consultar.

Limpieza básica de la prótesis ocular

¿Cada cuánto limpiarla?

Depende de cada caso, pero en general:

Limpieza externa: según indicación profesional

Limpieza profunda: solo cuando tu especialista lo indique

Qué usar

Agua potable

Jabón neutro (sin perfume ni alcohol)

Manos bien limpias

Multipropósito LC RGP

Cómo hacerlo

Lavá bien tus manos

Retirá la prótesis suavemente

Lávala sin frotar fuerte

Enjuagá bien

Coloca nuevamente con cuidado

Evitar

Alcohol

Productos abrasivos

Paños ásperos

Limpiarla en exceso

Controles profesionales

La prótesis ocular no es para siempre sin controles.

 **Se recomienda:**

Controles periódicos

Pulido profesional cuando corresponde

Evaluar adaptación, color y superficie

Los controles previenen:

Irritación
Secreciones
Desgaste de la prótesis
Cambios estéticos

⚠ Signos de alerta

Consultá con tu especialista si notás:

- Dolor
- Ardor persistente
- Secreción excesiva
- Enrojecimiento
- Cambios en el color o brillo de la prótesis
- Molestias al parpadear

Cualquier consulta no dudes en comunicarte o pedir tu turno al 3764-291061