

18006HOLLISTER

- **Título:** Quita adhesivo médico Adapt - Hollister 7737 x 50ml
- **Descripción:** El spray removedor de adhesivo médico Adapt, con su fórmula a base de silicona y sin alcohol, ofrece una solución eficiente para la eliminación de la barrera cutánea de la ostomía sin el escozor que causa el alcohol.

Características:

- El alcohol no pica
- A base de silicona
- No fabricado con látex de caucho natural

Modo de uso:

1. Pulverice el quita adhesivo por los bordes del adhesivo.
2. Tras unos segundos, desprender cuidadosamente el adhesivo de la piel, usando más quita adhesivo médico si fuera necesario.

Se seca en segundos. Una vez seco, el quita adhesivo médico no afectará a la adhesión de los productos que se apliquen posteriormente.



-
- **Título:** Anillos planos de barrera para ostomía Adapt CeraRing - Hollister 8805 (48mm) x 10 unidades
 - **Descripción:** Los anillos de barrera Adapt CeraRing están enriquecidos con ceramidas. Las ceramidas ayudan a proteger la barrera de humedad natural de la piel para ayudar a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daños y sequedad. Están diseñados para ayudar a mantener una piel saludable y proporcionar un ajuste personalizado para ayudar a prevenir fugas y complicaciones de la piel periestomal.

Características:

- Fórmula de barrera cutánea Flexlend M enriquecida con ceramida
- Cómodo envase individual reciclable tipo concha
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía que ha sido diseñado para evitar que las secreciones pasen por debajo de la lámina. Los anillos de barrera ayudan a que los productos de ostomía se ajusten a la piel.



- **Título:** Anillos planos de barrera para ostomía Adapt CeraRing - Hollister 8815 (48mm) x 10 unidades
- **Descripción:** Los anillos Adapt CeraRings, con tecnología Remois están infundidos con ceramidas. Las ceramidas ayudan a proteger la barrera de humedad natural de la piel y a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daños y sequedad. Están diseñados para ayudar a mantener una piel sana y proporcionar un ajuste personalizado. Ayudan a prevenir fugas y complicaciones de la piel periestomal.

Características:

- Anillos de barrera Flexlend M infundidos con ceramida
- Forma redonda
- Empacados en un práctico envase individual
- No está hecho con látex de goma natural
- **Indicaciones y uso previsto:**

Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía que ha sido diseñado para evitar que las secreciones pasen por debajo de la lámina. Los anillos de barrera ayudan a que los productos de ostomía se ajusten a la piel.




- **Título:** Toallitas dermoprotectoras Adapt - Hollister 7917 (caja x 50 unidades)
- **Descripción:** Fórmula mejorada para favorecer la salud de la piel. La toallita protectora de piel Adapt de última generación que no irrita, está diseñada para ser fácil de aplicar y ayudar a promover la salud de la piel y la comodidad del paciente. No se recomienda su uso con barreras cutáneas de uso prolongado, ya que esto puede reducir el tiempo de uso.

Características:

- Una fórmula sin alcohol mejorada con la adición de aloe vera.
- Protección de la piel periestomal sensible de los efectos de la aplicación y eliminación repetidas de adhesivos.
- Material suave y bien saturado, fácil de usar.
- Comodidad sin el picor asociado con los productos que contienen alcohol
- La comodidad de los paquetes de un solo uso para llevar

Modo de uso:

La piel debe estar limpia y seca antes de aplicar la toallita dermoprotectora Adapt. Aplique una capa fina y uniforme. Deje que se seque. Se forma una capa protectora, que se une a la piel. No es necesario quitar la capa de la piel al cambiar el dispositivo. Si la toallita dermoprotectora Adapt se utiliza en una zona con pliegues de la piel o que esté en contacto la piel con piel, asegúrese de que dichas zonas estén separadas para permitir que la capa se seque completamente antes de volver a la posición normal.



- **Título:** Anillos planos de barrera para ostomía Adapt - Hollister 7806 (98mm) x 10 unidades
- **Descripción:** Los anillos de barrera planos Adapt se pueden utilizar para rellenar o sellar contornos irregulares de la piel cerca del ostoma para crear una superficie más plana y ayudar a evitar que el drenaje de la ostomía se introduzca debajo de la barrera de ostomía. Se pueden cortar, estirar o apilar para ayudar a mejorar el ajuste de un sistema de bolsa.


Características:

- Fórmula de barrera cutánea Flexlend M
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía que ha sido diseñado para evitar que las secreciones pasen por debajo de la lámina. Los anillos de barrera ayudan a que los productos de ostomía se ajusten a la piel.

- **Precio:** \$45.000



- **Título:** Desodorante lubricador para bolsa de ostomía Adapt - Hollister 78500 x 236ml
- **Descripción:** Este lubricante y neutralizador de olores para bolsas ayuda a proporcionar un nivel de confianza y seguridad. La lubricación facilita el vaciado y ayuda a evitar la estática y la adherencia de las bolsas. El desodorante (no es un perfume ni un agente enmascarador) neutraliza el olor. Para usar con bolsas drenables o cerradas. Utilízelo con cada cambio de bolsa o después de vaciarla.

Características:

- Incoloro
- Inodoro
- Disponible en botella o paquete.
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:


Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía diseñado para ayudar a minimizar el olor y facilitar el vaciado de la bolsa.



-
- **Título:** Polvo para ostomía Adapt - Hollister 7906 x 28,3grs
 - **Descripción:** Este polvo se utiliza para absorber la humedad de la piel lastimada alrededor del estoma, lo que permite una mejor adhesión de la barrera para ayudar a proteger la piel.
- Características:**
- Cómoda botella tipo puff
 - Ventana de visualización en el lateral de la botella.
 - No estéril
 - No fabricado con látex de caucho natural.
 - Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía diseñado para absorber el exceso de humedad alrededor del estoma para permitir que la barrera se adhiera a la piel.
- Modo de uso:**
1. Apriete suavemente para aplicar una ligera capa de polvo sobre la piel de alrededor del estoma y elimine el exceso.
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco.
- **Precio:** \$20.664



-
- **Título:** Pasta para ostomía Adapt - Hollister 79300 x 60grs
 - **Descripción:** Se utiliza para rellenar o sellar contornos irregulares de la piel y crear una superficie más plana. Puede ayudar a evitar que el drenaje se introduzca debajo de la barrera cutánea de la ostomía. Puede ayudar a prolongar el tiempo de uso de la barrera cutánea.
- Características:**
- Tubo fácil de exprimir
 - Tapa roja
 - Sirve como un sellador, no como un pegamento o adhesivo
 - Hecho sin látex de hule natural
- Indicaciones y uso previsto:**
- Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía que ha sido diseñado para facilitar el ajuste del producto de ostomía a la piel y evitar que las secreciones pasen por debajo de la lámina.
- **Precio:** \$17.428



- **Título:** Pasta para ostomía Adapt - Hollister 79301 x 14grs
- **Descripción:** Se utiliza para rellenar o sellar contornos irregulares de la piel y crear una superficie más plana. Puede ayudar a evitar que el drenaje se introduzca debajo de la barrera cutánea de la ostomía. Puede ayudar a prolongar el tiempo de uso de la barrera cutánea.

Características:

- ☐ Tubo fácil de exprimir
- ☐ Tapa roja
- ☐ Sirve como un sellador, no como un pegamento o adhesivo
- ☐ Hecho sin látex de hule natural

Indicaciones y uso previsto:

Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía que ha sido diseñado para facilitar el ajuste del producto de ostomía a la piel y evitar que las secreciones pasen por debajo de la lámina.



-
- **Título:** Cinturón para ostomía Mediano Adapt (58-109cm) - Hollister 7300
 - **Descripción:** Cinturón ajustable utilizado con bolsas de ostomía que disponen de hebillas para cinturón. El producto está fabricado con elástico y plásticos poliméricos y copoliméricos.

Características:

- ☐ Color beige
- ☐ Ajustable por tamaño
- ☐ Lavable
- ☐ Reutilizable
- ☐ No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía que ha sido diseñado para facilitar la adhesión, proporcionar una sensación adicional de seguridad o ayudar al grado de convexidad cuando se utiliza con una lámina convexa.



-
- **Título:** Cinturón para ostomía Grande Adapt (86-165cm) - Hollister 7299
 - **Descripción:** Cinturón ajustable utilizado con bolsas de ostomía que disponen de hebillas para cinturón. El producto está fabricado con elástico y plásticos poliméricos y copoliméricos.

Características:

- ☐ Color beige
- ☐ Ajustable por tamaño
- ☐ Lavable
- ☐ Reutilizable
- ☐ No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía que ha sido diseñado para facilitar la adhesión, proporcionar una sensación adicional de seguridad o ayudar al grado de convexidad cuando se utiliza con una lámina convexa.



-
- **Título:** Anillos planos de barrera para ostomía convexa Adapt - Hollister 79520 (20mm) x 10 unidades
 - **Descripción:** Los anillos convexos de barrera Adapt se pueden usar para ayudar a prevenir que el efluente del estoma se filtre debajo de la barrera cutánea. Pueden ser recortados o apilados en conjunto para mejorar el ajuste de un sistema colector. Los anillos convexos Adapt pueden ser usados para crear convexidad redonda, convexidad profunda al aplicarse en barreras cutáneas convexas o convexidad flexible cuando se aplican a barreras cutáneas planas.

Características:

- Anillos de barrera convexos
- Forma redonda
- Barrera cutánea Flexlend (uso extendido), convexa
- Hecho sin látex de hule natural

Indicaciones y uso previsto:

Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía que ha sido diseñado para evitar que las secreciones pasen por debajo de la lámina. Los anillos de barrera ayudan a que los productos de ostomía se ajusten a la piel.



-
- **Título:** Anillos planos de barrera para ostomía convexa ovalada Adapt - Hollister 79601 (22x38mm) x 10 unidades
 - **Descripción:** Los anillos de barrera convexos Adapt se pueden utilizar para ayudar a evitar que el líquido de la ostomía se introduzca debajo del sello de la bolsa. Se pueden cortar o apilar para ayudar a mejorar el ajuste de un sistema de bolsa y están disponibles en formas redondas y ovaladas para adaptarse a una variedad de estomas. Los anillos de barrera convexos Adapt se pueden utilizar para crear una convexidad redonda u ovalada, una convexidad profunda cuando se aplican a una barrera convexa o una convexidad flexible cuando se aplican a una barrera plana.

Características:

- Anillos de barrera convexos
- Forma ovalada
- Barrera cutánea Flexlend (uso extendido), convexa
- Hecho sin látex de hule natural

Indicaciones y uso previsto:

Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía que ha sido diseñado para evitar que las secreciones pasen por debajo de la lámina. Los anillos de barrera ayudan a que los productos de ostomía se ajusten a la piel.



-
- **Título:** Anillos planos de barrera para ostomía convexa ovalada Adapt - Hollister 79602 (30x48mm) x 10 unidades
 - **Descripción:** Los anillos de barrera convexos Adapt se pueden utilizar para ayudar a evitar que el líquido de la ostomía se introduzca debajo del sello de la bolsa. Se pueden cortar o apilar para ayudar a mejorar el ajuste de un sistema de bolsa y están disponibles en formas redondas y ovaladas para adaptarse a una variedad de estomas. Los anillos de barrera convexos Adapt se pueden utilizar para crear una convexidad redonda u ovalada, una convexidad profunda cuando se aplican a una barrera convexa o una convexidad flexible cuando se aplican a una barrera plana.

Características:

- Anillos de barrera convexos
- Forma ovalada
- Barrera cutánea Flexlend (uso extendido), convexa
- Hecho sin látex de hule natural

Indicaciones y uso previsto:

Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía que ha sido diseñado para evitar que las secreciones pasen por debajo de la lámina. Los anillos de barrera ayudan a que los productos de ostomía se ajusten a la piel.



-
- **Título:** Anillos de barrera convexos ovalados Adapt - Hollister 79603 (38x56mm) x 10 unidades
 - **Descripción:** Los anillos de barrera convexos Adapt se pueden utilizar para ayudar a evitar que el líquido de la ostomía se introduzca debajo del sello de la bolsa. Se pueden cortar o apilar para ayudar a mejorar el ajuste de un sistema de bolsa y están disponibles en formas redondas y ovaladas para adaptarse a una variedad de estomas. Los anillos de barrera convexos Adapt se pueden utilizar para crear una convexidad redonda u ovalada, una convexidad profunda cuando se aplican a una barrera convexa o una convexidad flexible cuando se aplican a una barrera plana.

Características:

- Anillos de barrera convexos
- Forma ovalada
- Barrera cutánea Flexlend (uso extendido), convexa
- Hecho sin látex de hule natural

Indicaciones y uso previsto:

Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomía que ha sido diseñado para evitar que las secreciones pasen por debajo de la lámina. Los anillos de barrera ayudan a que los productos de ostomía se ajusten a la piel.



-
- **Título:** Bolsa de ostomía drenable de 2 piezas New Image Beige filtro - Hollister 18182 (44mm) x 10 unidades
 - **Descripción:** Este producto es parte de un sistema de bolsa de dos piezas. La bolsa está diseñada para abrirse por la parte inferior al vaciarse. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o ileostomías. El cierre microsellado Lock 'n Roll integrado utiliza sujetadores entrelazados de plástico para crear un cierre seguro en la parte inferior de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Filtro AF300 integrado
- Cierre con microsello Lock 'n Roll
- Brida de bolsa beige
- Película de bolsa con barrera contra olores
- Diseñado para usarse con cualquier barrera cutánea de dos piezas New Image con el mismo tamaño de brida
- Lengüetas del cinturón
- Paneles de bolsa ComfortWear
- Beige – ambos lados
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



-
- **Título:** Bolsa de ostomía drenable de 2 piezas New Image Beige filtro - Hollister 18183 (57mm) x 10 unidades
 - **Descripción:** Este producto es parte de un sistema de bolsa de dos piezas. La bolsa está diseñada para abrirse por la parte inferior al vaciarse. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o ileostomías. El cierre microsellado Lock 'n Roll integrado utiliza sujetadores entrelazados de plástico para crear un cierre seguro en la parte inferior de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Filtro AF300 integrado
- Cierre con microsello Lock 'n Roll
- Brida de bolsa beige
- Película de bolsa con barrera contra olores
- Diseñado para usarse con cualquier barrera cutánea de dos piezas New Image con el mismo tamaño de brida
- Lengüetas del cinturón
- Paneles de bolsa ComfortWear
- Beige – ambos lados
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



-
- **Título:** Bolsa de ostomía drenable de 2 piezas New Image Beige filtro - Hollister 18184 (70mm) x 10 unidades
 - **Descripción:** Este producto es parte de un sistema de bolsa de dos piezas. La bolsa está diseñada para abrirse por la parte inferior al vaciarse. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o ileostomías. El cierre microsellado Lock 'n Roll integrado utiliza sujetadores entrelazados de plástico para crear un cierre seguro en la parte inferior de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Filtro AF300 integrado
- Cierre con microsello Lock 'n Roll
- Brida de bolsa beige
- Película de bolsa con barrera contra olores
- Diseñado para usarse con cualquier barrera cutánea de dos piezas New Image con el mismo tamaño de brida
- Lengüetas del cinturón
- Paneles de bolsa ComfortWear
- Beige – ambos lados
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



- **Título:** Bolsa de ostomía drenable de 2 piezas New Image Transparente filtro - Hollister 18192 (44mm) x 10 unidades

- **Descripción:** Este producto es parte de un sistema de bolsa de dos piezas. La bolsa está diseñada para abrirse por la parte inferior al vaciarse. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o ileostomías. El cierre microsellado Lock 'n Roll integrado utiliza sujetadores entrelazados de plástico para crear un cierre seguro en la parte inferior de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Filtro AF300 integrado
- Cierre con microsello Lock 'n Roll
- Brida de bolsa beige
- Película de bolsa con barrera contra olores
- Diseñado para usarse con cualquier barrera cutánea de dos piezas New Image con el mismo tamaño de brida
- Lengüetas del cinturón
- Paneles de bolsa ComfortWear
- Transparente - solo el lado del cuerpo
- No fabricado con látex de caucho natural.
- Indicaciones y uso previsto:
- Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



- **Título:** Bolsa de ostomía drenable de 2 piezas New Image Transparente filtro - Hollister 18193 (57mm) x 10 unidades

- **Descripción:** Este producto es parte de un sistema de bolsa de dos piezas. La bolsa está diseñada para abrirse por la parte inferior al vaciarse. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o ileostomías. El cierre microsellado Lock 'n Roll integrado utiliza sujetadores entrelazados de plástico para crear un cierre seguro en la parte inferior de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Filtro AF300 integrado
- Cierre con microsello Lock 'n Roll
- Brida de bolsa beige
- Película de bolsa con barrera contra olores

- Diseñado para usarse con cualquier barrera cutánea de dos piezas New Image con el mismo tamaño de brida
- Lengüetas del cinturón
- Paneles de bolsa ComfortWear
- Transparente - solo el lado del cuerpo
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



- **Título:** Bolsa de ostomía drenable de 2 piezas New Image Transparente filtro - Hollister 18194 (70mm) x 10 unidades

- **Descripción:** Este producto es parte de un sistema de bolsa de dos piezas. La bolsa está diseñada para abrirse por la parte inferior al vaciarse. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o ileostomías. El cierre microsellado Lock 'n Roll integrado utiliza sujetadores entrelazados de plástico para crear un cierre seguro en la parte inferior de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Filtro AF300 integrado
- Cierre con microsello Lock 'n Roll
- Brida de bolsa beige
- Película de bolsa con barrera contra olores
- Diseñado para usarse con cualquier barrera cutánea de dos piezas New Image con el mismo tamaño de brida
- Lengüetas del cinturón
- Paneles de bolsa ComfortWear
- Transparente - solo el lado del cuerpo
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



- **Título:** Bolsa de ostomía cerrada de 2 piezas New Image Beige filtro - Hollister 18372 (44mm) x 30 unidades

- **Descripción:** Este producto forma parte de un sistema de bolsa de dos piezas. La bolsa cerrada está diseñada para retirarse después del uso. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o estomas con una secreción menos frecuente o más predecible. El filtro AF300 permite una liberación lenta y la desodorización del gas de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Filtro AF300 integrado
- Brida de bolsa beige
- Película de bolsa que no produce ruido y que protege contra los olores
- Forma anatómica de la bolsa
- Diseñado para usarse con cualquier barrera cutánea de dos piezas New Image con el mismo tamaño de brida
- No fabricado con látex de caucho natural.
- Paneles de bolsa ComfortWear

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido



-
- **Título:** Bolsa de ostomía cerrada de 2 piezas New Image Beige filtro - Hollister 18373 (57mm) x 30 unidades

- **Descripción:** Este producto forma parte de un sistema de bolsa de dos piezas. La bolsa cerrada está diseñada para retirarse después del uso. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o estomas con una secreción menos frecuente o más predecible. El filtro AF300 permite una liberación lenta y la desodorización del gas de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Filtro AF300 integrado
- Brida de bolsa beige
- Película de bolsa que no produce ruido y que protege contra los olores
- Forma anatómica de la bolsa
- Diseñado para usarse con cualquier barrera cutánea de dos piezas New Image con el mismo tamaño de brida
- No fabricado con látex de caucho natural.
- Paneles de bolsa ComfortWear

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



-
- **Título:** Bolsa de ostomía cerrada de 2 piezas New Image Beige filtro - Hollister 18374 (70mm) x 30 unidades
 - **Descripción:** Este producto forma parte de un sistema de bolsa de dos piezas. La bolsa cerrada está diseñada para retirarse después del uso. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o estomas con una secreción menos frecuente o más predecible. El filtro AF300 permite una liberación lenta y la desodorización del gas de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Filtro AF300 integrado
- Brida de bolsa beige
- Película de bolsa que no produce ruido y que protege contra los olores
- Forma anatómica de la bolsa
- Diseñado para usarse con cualquier barrera cutánea de dos piezas New Image con el mismo tamaño de brida
- No fabricado con látex de caucho natural.
- Paneles de bolsa ComfortWear

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



-
- **Título:** Bolsa de ostomía drenable de 1 pieza SoftFlex Premier beige filtro - Hollister 88300 (15-55mm) x 10 unidades
 - **Descripción:** Un sistema de bolsa drenable de una sola pieza diseñado para abrirse por la parte inferior al vaciarse. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o ileostomías. La barrera SoftFlex es una barrera cutánea de uso estándar que es suave para la piel. El cierre microsellado Lock 'n Roll integrado utiliza sujetadores entrelazados de plástico para crear un cierre seguro en la parte inferior de la bolsa. El filtro AF300 permite una liberación lenta y la desodorización del gas de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
- Sin borde de cinta
- Opciones de barrera cutánea pre-dimensionadas y recortables
- Opciones de películas para bolsas con barrera de olores transparentes y beige
- Paneles de bolsa ComfortWear
- Beige en ambos lados

- Cierre con microsello Lock 'n Roll
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



-
- **Título:** Bolsa de ostomía drenable de 1 pieza SoftFlex Premier transparente filtro - Hollister 88400 (15-55mm) x 10 unidades
 - **Descripción:** Un sistema de bolsa drenable de una sola pieza diseñado para abrirse por la parte inferior al vaciarse. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o ileostomías. La barrera SoftFlex es una barrera cutánea de uso estándar que es suave para la piel. El cierre microsellado Lock 'n Roll integrado utiliza sujetadores entrelazados de plástico para crear un cierre seguro en la parte inferior de la bolsa. El filtro AF300 permite una liberación lenta y la desodorización del gas de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
- Sin borde de cinta
- Opciones de barrera cutánea pre-dimensionadas y recortables
- Opciones de películas para bolsas con barrera de olores transparentes y beige
- Paneles de bolsa ComfortWear
- Cierre con microsello Lock 'n Roll
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



-
- **Título:** Bolsa de ostomía drenable de 1 pieza SoftFlex Premier transparente filtro ovalada - Hollister 88402 (15-65x75mm) x 10 unidades
 - **Descripción:** Un sistema de bolsa drenable de una sola pieza diseñado para abrirse por la parte inferior al vaciarse. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o ileostomías. La barrera SoftFlex es una barrera cutánea de uso estándar que es suave para la piel. El cierre microsellado Lock 'n Roll integrado utiliza sujetadores entrelazados de plástico para crear un cierre seguro en la parte inferior de la bolsa. El filtro AF300 permite una liberación lenta y la desodorización del gas de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
- Sin borde de cinta

- Opciones de barrera cutánea pre-dimensionadas y recortables
- Opciones de películas para bolsas con barrera de olores transparentes y beige
- Paneles de bolsa ComfortWear
- Cierre con microsello Lock 'n Roll
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



- **Título:** Bolsa de ostomía cerrada de 1 pieza SoftFlex Premier beige filtro - Hollister 82300 (15-55mm) x 30 unidades

- **Descripción:** Un sistema de bolsa cerrada de una sola pieza diseñado para retirarse después del uso. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o estomas con una secreción menos frecuente o más predecible. La barrera SoftFlex es una barrera cutánea de uso estándar que es suave con la piel y permite la extracción frecuente de la bolsa. El filtro AF300 permite una liberación lenta y la desodorización del gas de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
- Sin borde de cinta
- Filtro AF300 integrado
- Película de bolsa que no produce ruido y que protege contra los olores
- Paneles de bolsa ComfortWear
- Beige: ambos lados
- Opciones de barrera cutánea pre-dimensionadas y recortables
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



- **Título:** Bolsa de ostomía cerrada de 1 pieza SoftFlex Premier beige filtro ovalada - Hollister 82302 (15-65x75mm) x 30 unidades

- **Descripción:** Un sistema de bolsa cerrada de una sola pieza diseñado para retirarse después del uso. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o estomas con una secreción menos frecuente o más predecible. La barrera SoftFlex es una barrera cutánea de uso estándar que es suave con la piel y permite la extracción frecuente de la bolsa. El filtro AF300 permite una liberación lenta y la

desodorización del gas de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
- Sin borde de cinta
- Filtro AF300 integrado
- Película de bolsa que no produce ruido y que protege contra los olores
- Paneles de bolsa ComfortWear
- Beige: ambos lados
- Opciones de barrera cutánea pre-dimensionadas y recortables
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



-
- **Título:** Bolsa de ostomía cerrada de 1 pieza SoftFlex Premier transparente filtro ovalada - Hollister 82402 (15-65x75mm) x 30 unidades
 - **Descripción:** Un sistema de bolsa cerrada de una sola pieza diseñado para retirarse después del uso. Estas bolsas son las más adecuadas para colostomías o estomas con una secreción menos frecuente o más predecible. La barrera SoftFlex es una barrera cutánea de uso estándar que es suave con la piel y permite la extracción frecuente de la bolsa. El filtro AF300 permite una liberación lenta y la desodorización del gas de la bolsa. Los paneles de la bolsa ComfortWear suaves y beige ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
- Sin borde de cinta
- Filtro AF300 integrado
- Película de bolsa que no produce ruido y que protege contra los olores
- Paneles de bolsa ComfortWear
- Transparente solo del lado del cuerpo
- Opciones de barrera cutánea pre-dimensionadas y recortables
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



- **Título:** Bolsa de ostomía cerrada de 1 pieza clara SoftFlex Compact - Hollister 3460 (13-64mm) x 30 unidades
- **Descripción:** Bolsa cerrada con lámina indicada para cambios frecuentes de bolsa o uso en pieles frágiles. La bolsa está diseñada para retirarla y desecharla después de utilizarse.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.



- **Título:** Bolsa de urostomía de 1 pieza transparente SoftFlex Compact - Hollister 1401 (13-64mm) x 10 unidades
- **Descripción:** Bolsa para urostomía, es un sistema de una pieza, tiene un sistema de drenaje de la parte inferior, permite conectarla a un colector urinario nocturno con el tubo adaptador incluido. La barrera Flextend es una barrera cutánea de uso extendido que es durable y ofrece alta resistencia a la erosión. El sistema antirreflujo minimiza el retorno de orina al ostoma. Los paneles ComfortWear de color beige, son suaves y ayudan a brindar comodidad.

Características:

- Barrera cutánea SoftFlex plana
- Barrera cutánea recortable
- Película antirruido y antiolor
- Con paneles ComfortWear, contruidos con tela hipoalergenica suave, solo del lado del cuerpo
- Valvula de desagote
- Sistema antirreflujo
- No está hecho con látex de goma natural

Indicaciones y uso previsto:

Este producto recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea.

- **Precio:**



- **Título:** Barrera cutánea para ostomía pediátrica de 2 piezas SoftFlex Pouchkins - Hollister 3761 (44mm) x 5 unidades

- **Descripción:** Esta lámina pediátrica está indicada para cambios frecuentes de bolsa o uso de pieles frágiles. Diseñada para utilizarse con una bolsa con el mismo tamaño de anillo. Fabricado con adhesivo cutáneo hidrocoloide y plásticos poliméricos y copoméricos.

Esta barrera cutánea es parte de un sistema colector de dos piezas. La barrera SoftFlex es una barrera cutánea de uso estándar, que tiene un adhesivo gentil y que permite cambios de barrera frecuentes. La barrera cutánea tiene un aro de ensamble flotante integrado que permite colocar los dedos debajo del mismo para ayudar a minimizar la presión sobre el abdomen al ensamblar la bolsa.


Características:

- ☐ Barrera cutánea con aro flotante integrado color beige
- ☐ Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
- ☐ Barrera cutánea recortable sin orificio de inicio
- ☐ Sin Marco Adhesivo
- ☐ Puede ser usada con cualquier bolsa New Image con aro de ensamble de 44mm
- ☐ Hecho sin látex de hule natural

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una barrera cutánea.

- **Precio:**



- **Título:** Bolsa de ostomía SoftFlex Pouchkins - Prematuros transparente - Hollister 3777

- **Descripción:** Este sistema colector está diseñado para recién nacidos de bajo peso (prematuros). La barrera cutánea y la bolsa están inicialmente separadas y requieren ser ensambladas para ser usadas como un sistema colector de una pieza. La barrera SoftFlex es una barrera cutánea de uso estándar que es gentil con la piel. La parte inferior de la bolsa puede ser recortada para posteriormente adherir una cinta suave (incluida) para el cierre.


Características:

- ☐ Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
- ☐ Barrera cutánea sin orificio inicial
- ☐ Sin marco adhesivo
- ☐ Hecho sin látex de hule natural

Instrucciones de uso:

Asegúrese de que la piel alrededor del estoma esté limpia y seca. No utilices aceites, talcos de bebé ni jabones que interfieran con la adhesión de la lámina.

- **Precio:**



- **Título:** Barrera cutánea para ostomía de 2 piezas Flexlend New Image - Hollister 14602 (44mm) x 5 unidades

- **Descripción:** Esta barrera cutánea es parte del sistema colector de dos piezas. La barrera Flexlend es una barrera cutánea de uso extendido que es duradera y ofrece alta resistencia a la erosión. La barrera cutánea tiene un aro de ensamble flotante integrado, que permite colocar los dedos debajo del mismo para ayudar a minimizar la presión sobre el abdomen al momento de ensamblar la bolsa al sistema colector.


Características:

- Barrera cutánea con aro flotante integrado color beige
- Barrera cutánea Flexlend (uso extendido), plana
- Barrera cutánea recortable
- Disponible con marco adhesivo (146xx) o sin marco adhesivo (156xx)
- Diseñada para ser usada con cualquier bolsa drenable, cerrada o de urostomía New Image de acuerdo al diámetro del aro de ensamble
- Hecho sin látex de hule natural

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una barrera cutánea.

- **Precio:**



- **Título:** Barrera cutánea para ostomía de 2 piezas Flexlend New Image - Hollister 14603 (57mm) x 5 unidades

- **Descripción:** Esta barrera cutánea es parte del sistema colector de dos piezas. La barrera Flexlend es una barrera cutánea de uso extendido que es duradera y ofrece alta resistencia a la erosión. La barrera cutánea tiene un aro de ensamble flotante integrado, que permite colocar los dedos debajo del mismo para ayudar a minimizar la presión sobre el abdomen al momento de ensamblar la bolsa al sistema colector.


Características:

- Barrera cutánea con aro flotante integrado color beige
- Barrera cutánea Flexlend (uso extendido), plana
- Barrera cutánea recortable
- Disponible con marco adhesivo (146xx) o sin marco adhesivo (156xx)
- Diseñada para ser usada con cualquier bolsa drenable, cerrada o de urostomía New Image de acuerdo al diámetro del aro de ensamble
- Hecho sin látex de hule natural

Indicaciones y uso previsto:

- Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una barrera cutánea.

- **Precio:**



-
- **Título:** Barrera cutánea para ostomía de 2 piezas Flexextend New Image - Hollister 14604 (70mm) x 5 unidades
 - **Descripción:** Esta barrera cutánea es parte del sistema colector de dos piezas. La barrera Flexextend es una barrera cutánea de uso extendido que es duradera y ofrece alta resistencia a la erosión. La barrera cutánea tiene un aro de ensamble flotante integrado, que permite colocar los dedos debajo del mismo para ayudar a minimizar la presión sobre el abdomen al momento de ensamblar la bolsa al sistema colector.



Características:

- Barrera cutánea con aro flotante integrado color beige
- Barrera cutánea Flexextend (uso extendido), plana
- Barrera cutánea recortable
- Disponible con marco adhesivo (146xx) o sin marco adhesivo (156xx)
- Diseñada para ser usada con cualquier bolsa drenable, cerrada o de urostomía New Image de acuerdo al diámetro del aro de ensamble
- Hecho sin látex de hule natural

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una barrera cutánea.

- **Precio:**



-
- **Título:** Barrera cutánea para ostomía de 2 piezas convexa Flexextend New Image - Hollister 14802 (44mm) x 5 unidades
 - **Descripción:** Esta barrera cutánea es parte del sistema colector de dos piezas. La barrera Flexextend es una barrera cutánea de uso extendido que es duradera y ofrece alta resistencia a la erosión. La barrera cutánea tiene un aro de ensamble flotante integrado, que permite colocar los dedos debajo del mismo para ayudar a minimizar la presión sobre el abdomen al momento de ensamblar la bolsa al sistema colector.

Características:

- Barrera cutánea Flexextend (uso extendido), convexa
- Barrera cutánea con aro flotante integrado color beige
- Barreras cutáneas Recortables o Precortadas

- Disponible con borde adhesivo
- Diseñada para ser usada con cualquier bolsa drenabe, cerrada o de urostomía New Image de acuerdo al diámetro del aro de ensamble
- Hecho sin látex de hule natural

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una barrera cutánea.

Precio:



Título: Barrera cutánea para ostomía de 2 piezas convexa Flexend New Image - Hollister 14803 (57mm) x 5 unidades

- Descripción:** Esta barrera cutánea es parte del sistema colector de dos piezas. La barrera Flexend es una barrera cutánea de uso extendido que es duradera y ofrece alta resistencia a la erosión. La barrera cutánea tiene un aro de ensamble flotante integrado, que permite colocar los dedos debajo del mismo para ayudar a minimizar la presión sobre el abdomen al momento de ensamblar la bolsa al sistema colector.

Características:

- Barrera cutánea Flexend (uso extendido), convexa
- Barrera cutánea con aro flotante integrado color beige
- Barreras cutáneas Recortables o Precortadas
- Disponible con borde adhesivo
- Diseñada para ser usada con cualquier bolsa drenabe, cerrada o de urostomía New Image de acuerdo al diámetro del aro de ensamble
- Hecho sin látex de hule natural

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una barrera cutánea.

Precio:



Título: Barrera cutánea para ostomía de 2 piezas convexa Flexend New Image - Hollister 14804 (70mm) x 5 unidades

- Descripción:** Esta barrera cutánea es parte del sistema colector de dos piezas. La barrera Flexend es una barrera cutánea de uso extendido que es duradera y ofrece alta resistencia a la erosión. La

barrera cutánea tiene un aro de ensamble flotante integrado, que permite colocar los dedos debajo del mismo para ayudar a minimizar la presión sobre el abdomen al momento de ensamblar la bolsa al sistema colector.


Características:

- Barrera cutánea Flextend (uso extendido), convexa
- Barrera cutánea con aro flotante integrado color beige
- Barreras cutáneas Recortables o Precortadas
- Disponible con borde adhesivo
- Diseñada para ser usada con cualquier bolsa drenabe, cerrada o de urostomía New Image de acuerdo al diámetro del aro de ensamble
- Hecho sin látex de hule natural

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una barrera cutánea.

- Precio:



-
- Título: Barrera cutánea para ostomía de 2 piezas CeraPlus New Image - Hollister 11202 (44mm) x 5 unidades
 - Descripción: La barrera cutánea CeraPlus con tecnología Remois contiene ceramida. La ceramida es un componente natural de la piel humana que ayuda a disminuir la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) de la piel dañada o erosionada. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas y cuenta con una fórmula diseñada para ayudar a proteger la barrera de humedad natural de la piel y ayudar a mantener una buena salud de la piel periestomal. Utilice la barrera cutánea CeraPlus con las bolsas New Image, incluidas las opciones drenables, de alto rendimiento, cerradas y para urostomía.

Características:

- Barrera cutánea CeraPlus, plana
- Borde de cinta
- Barreras cutáneas pre-dimensionadas y recortables
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una barrera cutánea.

- Precio:



- **Título:** Barrera cutánea para ostomía de 2 piezas CeraPlus New Image - Hollister 11203 (57mm) x 5 unidades

- **Descripción:** La barrera cutánea CeraPlus con tecnología Remois contiene ceramida. La ceramida es un componente natural de la piel humana que ayuda a disminuir la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) de la piel dañada o erosionada. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas y cuenta con una fórmula diseñada para ayudar a proteger la barrera de humedad natural de la piel y ayudar a mantener una buena salud de la piel periestomal. Utilice la barrera cutánea CeraPlus con las bolsas New Image, incluidas las opciones drenables, de alto rendimiento, cerradas y para urostomía.

Características:

- Barrera cutánea CeraPlus, plana
- Borde de cinta
- Barreras cutáneas pre-dimensionadas y recortables
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una barrera cutánea.

- **Precio:**



- **Título:** Barrera cutánea para ostomía de 2 piezas CeraPlus New Image - Hollister 11204 (70mm) x 5 unidades

- **Descripción:** La barrera cutánea CeraPlus con tecnología Remois contiene ceramida. La ceramida es un componente natural de la piel humana que ayuda a disminuir la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) de la piel dañada o erosionada. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas y cuenta con una fórmula diseñada para ayudar a proteger la barrera de humedad natural de la piel y ayudar a mantener una buena salud de la piel periestomal. Utilice la barrera cutánea CeraPlus con las bolsas New Image, incluidas las opciones drenables, de alto rendimiento, cerradas y para urostomía.

Características:

- Barrera cutánea CeraPlus, plana
- Borde de cinta
- Barreras cutáneas pre-dimensionadas y recortables
- No fabricado con látex de caucho natural.

Indicaciones y uso previsto:

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una barrera cutánea.

- **Precio:**



-
- **Título:** Barrera cutánea para ostomía de 2 piezas convexa CeraPlus New Image - Hollister 11402 (44mm) x 5 unidades
 - **Descripción:** La barrera cutánea CeraPlus con tecnología Remois contiene ceramida. La ceramida es un componente natural de la piel humana que ayuda a disminuir la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) de la piel dañada o erosionada. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas y cuenta con una fórmula diseñada para ayudar a proteger la barrera de humedad natural de la piel y ayudar a mantener una buena salud de la piel periestomal. Utilice la barrera cutánea CeraPlus con las bolsas New Image, incluidas las opciones drenables, de alto rendimiento, cerradas y para urostomía.
 - **Características:**
 - Barrera cutánea CeraPlus, convexa
 - Borde de cinta
 - Barreras cutáneas pre-dimensionadas y recortables
 - No fabricado con látex de caucho natural.
 - **Indicaciones y uso previsto:**
Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una barrera cutánea.
 - **Precio:**



-
- **Título:** Barrera cutánea para ostomía de 2 piezas convexa - Hollister 11404 (70mm) x 5 unidades
 - **Descripción:** La barrera cutánea CeraPlus con tecnología Remois contiene ceramida. La ceramida es un componente natural de la piel humana que ayuda a disminuir la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) de la piel dañada o erosionada. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas y cuenta con una fórmula diseñada para ayudar a proteger la barrera de humedad natural de la piel y ayudar a mantener una buena salud de la piel periestomal. Utilice la barrera cutánea CeraPlus con las bolsas New Image, incluidas las opciones drenables, de alto rendimiento, cerradas y para urostomía.
 - **Características:**
 - Barrera cutánea CeraPlus, convexa
 - Borde de cinta
 - Barreras cutáneas pre-dimensionadas y recortables
 - No fabricado con látex de caucho natural.
 - **Indicaciones y uso previsto:**

Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma o una barrera cutánea.

- **Precio:**



- **Título:** Bolsa de orina de pierna Hollister mediano estéril - Hollister 9814 (540ml) x 10 unidades

- **Descripción:** Las bolsas para pierna Hollister mantienen un perfil bajo ya que se ajustan discretamente a la pierna con bordes suaves y plegables, se sostienen cómodamente en su lugar con sujetadores elásticos ajustables.

Características:

- La válvula antirreflujo ayuda a prevenir el regreso de la orina dentro del tubo
- Drenaje conveniente con una válvula de drenaje fácil de manejar
- Los botones de perfil bajo en las bolsas ayudan a disminuir el riesgo de puntos de presión mientras que aseguran la bolsa
- No está hecho con látex de goma natural, contiene componentes estériles

Indicaciones y uso previsto:

Una bolsa de orina de pierna recoge y contiene orina. El tubo extensor desvía la orina a las bolsas de recogida de orina. Las ligas sujetan la bolsa de orina a la pierna. Estos productos están destinados a las personas con incontinencia urinaria o un estoma urinario.

- **Precio:**



- **Título:** Bolsa de orina de pierna Hollister grande estéril - Hollister 9805 (900ml) x 10 unidades

- **Descripción:** Las bolsas para pierna Hollister mantienen un perfil bajo ya que se ajustan discretamente a la pierna con bordes suaves y plegables, se sostienen cómodamente en su lugar con sujetadores elásticos ajustables.

Características:

- La válvula antirreflujo ayuda a prevenir el regreso de la orina dentro del tubo
- Drenaje conveniente con una válvula de drenaje fácil de manejar
- Los botones de perfil bajo en las bolsas ayudan a disminuir el riesgo de puntos de presión mientras que aseguran la bolsa
- No está hecho con látex de goma natural, contiene componentes estériles

Indicaciones y uso previsto:

Una bolsa de orina de pierna recoge y contiene orina. El tubo extensor desvía la orina a las bolsas de recogida de orina. Las ligas sujetan la bolsa de orina a la pierna. Estos productos están destinados a las personas con incontinencia urinaria o un estoma urinario.

- **Precio:**



- **Título:** Mecha apósito de Alginato de Calcio estéril Restore CalciCare - Hollister 9940 (30,5cm) x 5 unidades

- **Descripción:** Los apósitos de alginato de calcio Restore CalciCare son apósitos de alginato de calcio/sodio estériles, no tejidos, suaves, sumamente absorbentes, cómodos y de rápida gelificación.

Características:

- Apósitos de alginato de calcio.
- Altamente absorbentes
- Forma y mantiene una interfase húmeda en la herida. Crea un gel protector cuando entra en contacto con el exudado.
- Permanece íntegro y puede ser retirado en una sola pieza
- Promueve el desbrindamiento autolítico, facilitando la cicatrización de la herida
- Indicada para heridas infectadas, profundas, de alto exudado y/o tunelizadas.
- No utilizar en heridas secas o de bajo exudado

- **Precio:**



- **Título:** Apósito de Alginato de Calcio estéril Restore CalciCare - Hollister 9937 x 10 unidades

- **Descripción:** Los apósitos de alginato de calcio Restore CalciCare son apósitos de alginato de calcio/sodio estériles, no tejidos, suaves, sumamente absorbentes, cómodos y de rápida gelificación

Características:

- Apósitos de alginato de calcio.
- Altamente absorbentes
- Forma y mantiene una interfase húmeda en la herida. Crea un gel protector cuando entra en contacto con el exudado.
- Permanece íntegro y puede ser retirado en una sola pieza
- Promueve el desbrindamiento autolítico, facilitando la cicatrización de la herida
- Indicada para heridas infectadas, profundas, de alto exudado y/o tunelizadas.
- No utilizar en heridas secas o de bajo exudado


- **Precio:**



-
- **Título:** Anillos de barrera semicirculares CeraPlus - Hollister 79402 x 30 unidades
 - **Descripción:** Los extensores de barrera CeraPlus ayudan a prevenir fugas al mantener la barrera cutánea en su lugar y reducir el levantamiento de los bordes de la barrera. Se adaptan fácilmente a los pliegues y movimientos naturales del cuerpo, lo que ayuda a aumentar el tiempo de uso de la barrera y brinda un impulso adicional de confianza durante todo el día.
 - **Características:**
 - Infundido con ceramida
 - Adhesivo hidrocoloide fino y flexible.
 - Configuración de tres piezas
 - Diseño amplio para un manejo y aplicación más sencillos
 - No fabricado con látex de caucho natural.
 - **Precio:**



-
- **Título:** Apósito hidrocoloide extra delgado Restore - Hollister 9921 (10x10cm) x 5 unidades
 - **Descripción:**
 - **Características:**
 - Apósito semi-oclusivo con capa exterior flexible
 - Mantiene un ambiente húmedo en la herida
 - Protege la piel de las lesiones por fricción
 - Incluye regla de acetato para medir la herida
 - Indicado para heridas superficiales con exudado leve
 - **Precio:**



-
- **Título:** Apósito hidrocoloide con borde biselado Restore Plus - Hollister 9965 (170,1cm²) x 5 unidades
 - **Descripción:** Apósitos de hidrocoloide semi oclusivo con capa exterior flexible.
Características:
 - Apósito adaptable con capa externa flexible
 - Facilita la adaptación a los contornos anatómicos
 - Maneja un exudado mínimo a moderado en heridas de espesor parcial a profundo
 - La capa interior autoadhesiva mantiene un ambiente húmedo en la herida
 - Innovadora aplicación sin contacto
 - Bordes biselados
 - Presentación con diseño especial para la región sacro-coccígea
 - Incluye una guía de medición de heridas desechables
 - **Precio:**



-
- **Título:** Apósito hidrocoloide extra delgado Restore - Hollister 9925 (20x20cm) x 3 unidades
 - **Descripción:** Apósito semioclusivo y delgado con una capa exterior flexible que ayuda a aislar la herida contra contaminantes bacterianos y virales y otros contaminantes externos como la orina y las heces mientras que el apósito se mantiene intacto sin fugas. La capa interna autoadhesiva mantiene un ambiente húmedo de la herida mientras que absorbe el exudado en exceso de esta para evitar la acumulación de líquido.
Características:
 - Apósito delgado con dorso flexible
 - Ayuda a mantener un ambiente de herida húmeda
 - Ayuda a proteger la piel de heridas por fricción
 - Permite la inspección visual de la herida
 - La capa externa proporciona una barrera contra virus y bacterias
 - Ayuda a mantener el exudado mínimo en heridas poco profundas
 - Incluye una guía de medición de heridas desechable
 - **Precio:**



-
- **Título:** Apósito hidrocoloide Restore Cx - Hollister 9936 (20x20cm) x 3 unidades
 - **Descripción:** Apositos de hidrocoloide oclusivos.
 - **Características:**
 - Apósitos oclusivos
 - Para áreas de baja fricción con exudado moderado
 - Incluye una guía de medición de heridas desechable
 - **Precio:**



-
- **Título:** Bolsa de ostomía drenable pediátrica de 1 pieza ultra clara SoftFlex Pouchkins - Hollister 3795
 - **Descripción:** La bolsa para ostomía, sistema de una pieza, está diseñada para ser abierta en su extremo inferior al drenarla. Estas bolsas son ideales para colostomías o ileostomías. La barrera SoftFlex es una barrera cutánea de uso estándar que es gentil con la piel. El cierre integrado Lock 'n Roll microseal usa sujetadores plásticos interconectados para crear un cierre seguro en la parte inferior de la bolsa. El filtro AF300 permite la liberación lenta y deodorización del gas dentro de la bolsa.
 - **Características:**
 - Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
 - Barrera cutánea sin orificio inicial
 - Disponible con o sin filtro
 - Cierre integrado Lock 'n Roll™ Microseal
 - Película anti-olor
 - Barrera cutánea recortable
 - Con paneles ComfortWear - solo del lado del cuerpo
 - Hecho sin látex de hule natural
 - **Indicaciones y uso previsto:**

Este producto recoge el contenido de un estoma o una abertura cutánea
 - **Precio:**



- **Título:** Catéter intermitente pre-lubricado pediátrico InstantCath (8Fr – 2.7mm x 20cm de longitud) – Hollister 9678 (caja x 25 unidades)
- **Descripción:** El catéter intermitente prelubricado InstantCath ayuda a mejorar la convivencia y comodidad del usuario durante su inserción y extracción.
- Sujetador ergonómico antideslizante: permite sujetar el catéter de forma segura, evitando tocarlo durante la inserción. Ayuda a dirigir el catéter con mayor precisión favoreciendo la comodidad y distribuyendo el gel de forma uniforme.
- Funda de protección especialmente diseñada para no tocar el catéter: solo debe abrirse por las puntas de manera de liberar el conector y el sujetador antideslizante. La funda cuenta con muescas para una apertura fácil, incluso para personas con movilidad reducida. No se debe sacar el catéter de la funda para evitar tocarlo.
- Gel lubricante: es un gel viscoso, transparente y soluble en agua. Facilita la inserción y retiro del catéter de forma suave, evitando traumatismos en el epitelio uretral.
- Catéter: hecho de PVC siliconado, no contiene látex de goma natural. Punta Nelaton ahusada cuenta con orificios biselados y termopulidos: favorece la inserción y retiro, incluso ante estrechamientos o irregularidades uretrales, evitando daños en el epitelio uretral.
- Conector: drenaje de orina. Puede conectarse a una bolsa de orina, favoreciendo la independencia y calidad de vida del usuario.
- **Precio:**



- **Título:** Catéter intermitente uretral pre-lubricado femenino InstantCath (14Fr – 4.7mm x 20cm de longitud) – Hollister 9676 (caja x 25 unidades)
- **Descripción:** El catéter intermitente prelubricado InstantCath ayuda a mejorar la convivencia y comodidad del usuario durante su inserción y extracción.
- Sujetador ergonómico antideslizante: permite sujetar el catéter de forma segura, evitando tocarlo durante la inserción. Ayuda a dirigir el catéter con mayor precisión favoreciendo la comodidad y distribuyendo el gel de forma uniforme.
- Funda de protección especialmente diseñada para no tocar el catéter: solo debe abrirse por las puntas de manera de liberar el conector y el sujetador antideslizante. La funda cuenta con muescas para una apertura fácil, incluso para personas con movilidad reducida. No se debe sacar el catéter de la funda para evitar tocarlo.
- Gel lubricante: es un gel viscoso, transparente y soluble en agua. Facilita la inserción y retiro del catéter de forma suave, evitando traumatismos en el epitelio uretral.

- Catéter: hecho de PVC siliconado, no contiene látex de goma natural. Punta Nelaton ahusada cuenta con orificios biselados y termopulidos: favorece la inserción y retiro, incluso ante estrechamientos o irregularidades uretrales, evitando daños en el epitelio uretral.
- Conector: drenaje de orina. Puede conectarse a una bolsa de orina, favoreciendo la independencia y calidad de vida del usuario.
- **Precio:**



-
- **Título:** Catéter intermitente uretral pre-lubricado femenino InstantCath (12Fr – 4.0mm x 20cm de longitud) – Hollister 9675 (caja x 25 unidades)
 - **Descripción:** El catéter intermitente prelubricado InstantCath ayuda a mejorar la convivencia y comodidad del usuario durante su inserción y extracción.
 - Sujetador ergonómico antideslizante: permite sujetar el catéter de forma segura, evitando tocarlo durante la inserción. Ayuda a dirigir el catéter con mayor precisión favoreciendo la comodidad y distribuyendo el gel de forma uniforme.
 - Funda de protección especialmente diseñada para no tocar el catéter: solo debe abrirse por las puntas de manera de liberar el conector y el sujetador antideslizante. La funda cuenta con muescas para una apertura fácil, incluso para personas con movilidad reducida. No se debe sacar el catéter de la funda para evitar tocarlo.
 - Gel lubricante: es un gel viscoso, transparente y soluble en agua. Facilita la inserción y retiro del catéter de forma suave, evitando traumatismos en el epitelio uretral.
 - Catéter: hecho de PVC siliconado, no contiene látex de goma natural. Punta Nelaton ahusada cuenta con orificios biselados y termopulidos: favorece la inserción y retiro, incluso ante estrechamientos o irregularidades uretrales, evitando daños en el epitelio uretral.
 - Conector: drenaje de orina. Puede conectarse a una bolsa de orina, favoreciendo la independencia y calidad de vida del usuario.
 - **Precio:**



-
- **Título:** Catéter intermitente uretral pre-lubricado femenino InstantCath (10Fr – 3.3mm x 20cm de longitud) – Hollister 9674 (caja x 25 unidades)
 - **Descripción:** El catéter intermitente prelubricado InstantCath ayuda a mejorar la convivencia y comodidad del usuario durante su inserción y extracción.
 - Sujetador ergonómico antideslizante: permite sujetar el catéter de forma segura, evitando tocarlo durante la inserción. Ayuda a dirigir el catéter con mayor precisión favoreciendo la comodidad y distribuyendo el gel de forma uniforme.
 - Funda de protección especialmente diseñada para no tocar el catéter: solo debe abrirse por las puntas de manera de liberar el conector y el sujetador antideslizante.

La funda cuenta con muescas para una apertura fácil, incluso para personas con movilidad reducida. No se debe sacar el catéter de la funda para evitar tocarlo.

- Gel lubricante: es un gel viscoso, transparente y soluble en agua. Facilita la inserción y retiro del catéter de forma suave, evitando traumatismos en el epitelio uretral.
- Catéter: hecho de PVC siliconado, no contiene látex de goma natural. Punta Nelaton ahusada cuenta con orificios biselados y termopulidos: favorece la inserción y retiro, incluso ante estrechamientos o irregularidades uretrales, evitando daños en el epitelio uretral.
- Conector: drenaje de orina. Puede conectarse a una bolsa de orina, favoreciendo la independencia y calidad de vida del usuario.
- **Precio:**



-
- **Título:** Catéter intermitente pre-lubricado masculino InstantCath (16Fr – 5.3mm x 40cm de longitud) – Hollister 9673 (caja x 25 unidades)
 - **Descripción:** El catéter intermitente prelubricado InstantCath ayuda a mejorar la convivencia y comodidad del usuario durante su inserción y extracción.
 - Sujetador ergonómico antideslizante: permite sujetar el catéter de forma segura, evitando tocarlo durante la inserción. Ayuda a dirigir el catéter con mayor precisión favoreciendo la comodidad y distribuyendo el gel de forma uniforme.
 - Funda de protección especialmente diseñada para no tocar el catéter: solo debe abrirse por las puntas de manera de liberar el conector y el sujetador antideslizante.
La funda cuenta con muescas para una apertura fácil, incluso para personas con movilidad reducida. No se debe sacar el catéter de la funda para evitar tocarlo.
 - Gel lubricante: es un gel viscoso, transparente y soluble en agua. Facilita la inserción y retiro del catéter de forma suave, evitando traumatismos en el epitelio uretral.
 - Catéter: hecho de PVC siliconado, no contiene látex de goma natural. Punta Nelaton ahusada cuenta con orificios biselados y termopulidos: favorece la inserción y retiro, incluso ante estrechamientos o irregularidades uretrales, evitando daños en el epitelio uretral.
 - Conector: drenaje de orina. Puede conectarse a una bolsa de orina, favoreciendo la independencia y calidad de vida del usuario.
 - **Precio:**



-
- **Título:** Catéter intermitente uretral pre-lubricado masculino InstantCath (14Fr – 4.7mm x 40cm de longitud) – Hollister 9672 (caja x 25 unidades)
 - **Descripción:** El catéter intermitente prelubricado InstantCath ayuda a mejorar la convivencia y comodidad del usuario durante su inserción y extracción.

- Sujetador ergonómico antideslizante: permite sujetar el catéter de forma segura, evitando tocarlo durante la inserción. Ayuda a dirigir el catéter con mayor precisión favoreciendo la comodidad y distribuyendo el gel de forma uniforme.
- Funda de protección especialmente diseñada para no tocar el catéter: solo debe abrirse por las puntas de manera de liberar el conector y el sujetador antideslizante.
La funda cuenta con muescas para una apertura fácil, incluso para personas con movilidad reducida. No se debe sacar el catéter de la funda para evitar tocarlo.
- Gel lubricante: es un gel viscoso, transparente y soluble en agua. Facilita la inserción y retiro del catéter de forma suave, evitando traumatismos en el epitelio uretral.
- Catéter: hecho de PVC siliconado, no contiene látex de goma natural. Punta Nelaton ahusada cuenta con orificios biselados y termopulidos: favorece la inserción y retiro, incluso ante estrechamientos o irregularidades uretrales, evitando daños en el epitelio uretral.
- Conector: drenaje de orina. Puede conectarse a una bolsa de orina, favoreciendo la independencia y calidad de vida del usuario.
- **Precio:**



-
- **Título:** Catéter intermitente uretral pre-lubricado masculino InstantCath (12Fr – 4.0mm x 40cm de longitud) – Hollister 9671 (caja x 25 unidades)
 - **Descripción:** El catéter intermitente prelubricado InstantCath ayuda a mejorar la convivencia y comodidad del usuario durante su inserción y extracción.
 - Sujetador ergonómico antideslizante: permite sujetar el catéter de forma segura, evitando tocarlo durante la inserción. Ayuda a dirigir el catéter con mayor precisión favoreciendo la comodidad y distribuyendo el gel de forma uniforme.
 - Funda de protección especialmente diseñada para no tocar el catéter: solo debe abrirse por las puntas de manera de liberar el conector y el sujetador antideslizante.
La funda cuenta con muescas para una apertura fácil, incluso para personas con movilidad reducida. No se debe sacar el catéter de la funda para evitar tocarlo.
 - Gel lubricante: es un gel viscoso, transparente y soluble en agua. Facilita la inserción y retiro del catéter de forma suave, evitando traumatismos en el epitelio uretral.
 - Catéter: hecho de PVC siliconado, no contiene látex de goma natural. Punta Nelaton ahusada cuenta con orificios biselados y termopulidos: favorece la inserción y retiro, incluso ante estrechamientos o irregularidades uretrales, evitando daños en el epitelio uretral.
 - Conector: drenaje de orina. Puede conectarse a una bolsa de orina, favoreciendo la independencia y calidad de vida del usuario.
 - **Precio:**



- **Título:** Catéter intermitente uretral pre-lubricado masculino InstantCath (10Fr – 3.3mm x 40cm de longitud) – Hollister 9670 (caja x 25 unidades)
- **Descripción:** El catéter intermitente prelubricado InstantCath ayuda a mejorar la convivencia y comodidad del usuario durante su inserción y extracción.
- Sujetador ergonómico antideslizante: permite sujetar el catéter de forma segura, evitando tocarlo durante la inserción. Ayuda a dirigir el catéter con mayor precisión favoreciendo la comodidad y distribuyendo el gel de forma uniforme.
- Funda de protección especialmente diseñada para no tocar el catéter: solo debe abrirse por las puntas de manera de liberar el conector y el sujetador antideslizante.
La funda cuenta con muescas para una apertura fácil, incluso para personas con movilidad reducida. No se debe sacar el catéter de la funda para evitar tocarlo.
- Gel lubricante: es un gel viscoso, transparente y soluble en agua. Facilita la inserción y retiro del catéter de forma suave, evitando traumatismos en el epitelio uretral.
- Catéter: hecho de PVC siliconado, no contiene látex de goma natural. Punta Nelaton ahusada cuenta con orificios biselados y termopulidos: favorece la inserción y retiro, incluso ante estrechamientos o irregularidades uretrales, evitando daños en el epitelio uretral.
- Conector: drenaje de orina. Puede conectarse a una bolsa de orina, favoreciendo la independencia y calidad de vida del usuario.
- **Precio:**

