

NOVOLIZER: TÉCNICA DE INHALACIÓN



1. Destapar el dispositivo.



2. Cargar la dosis presionando el botón de color: el contador de dosis se activa y cambia de color rojo a color verde.



3. Espirar fuera del dispositivo: sacar el aire de los pulmones.



4. Poner el inhalador en la boca: entreabrir los dientes y con los labios alrededor de la boquilla. Inspirar profundamente el fármaco.



5. Sacar el dispositivo de la boca i hacer apnea de 5-10 segundos.
Si la inhalación es correcta el color cambia de verde a rojo .



6. Espirar lentamente, preferentemente por la nariz.



7. Secar la boquilla del dispositivo con un papel o trapo seco y taparlo.



8. Enjuagar la boca con agua.

