

**Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський центр
радіаційного захисту населення міста Києва від наслідків
Чорнобильської катастрофи»**

Обґрунтування технічних та якісних характеристик,
очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

Номер закупівлі: UA-2023-01-09-005147-a

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Інформація про закупівлю:

Очікувана вартість закупівлі: 133 000,00 грн. з ПДВ

Кількість: 55 од.

Обґрунтування доцільності закупівлі: У зв'язку з необхідністю забезпечення роботи лабораторії.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Виникла потреба у придбанні реактивів, для покращення надання медичної допомоги хворим.

Технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений для застосування та введений в обіг на території України відповідно до законодавства.

На підтвердження надати засвідчену учасником копію Декларації про відповідність виробу вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів.

2. Товар, запропонований учасником, повинен відповідати наступним вимогам:

- кожна партія товару, під час поставки, має супроводжуватись документами, що підтверджують його якість із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України;
- на упаковці повинна бути зазначена дата виробництва та термін придатності;
- товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час. Упаковка не повинна бути деформована або пошкоджена;
- учасник повинен за власний рахунок забезпечити доставку запропонованого товару за місцем його використання.

На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі.

3. Термін придатності товару на момент поставки повинен бути не менше 70% від загального терміну зберігання встановленого виробником.

На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі.

4. Поставка товарів здійснюється дрібними партіями, відповідно до потреб закладу, без обмежень мінімального об'єму кількості товару в межах однієї поставки (одного замовлення) товарів, в обсягах та у строк визначений замовленням (заявкою) Замовника.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника.

На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист (сканований з оригіналу) від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, з необхідними термінами придатності та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. Гарантійний лист повинен включати в себе: назву учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Учасник повинен надати інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля, у вигляді довідки у довільній формі.

№	Код за НК 024:2019	Назва	Найменування товару (заповнюється учасником відповідно до тендерної пропозиції)	Медико-технічні вимоги	К-с ть	Од. виміру
1.	61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД	Лізуючий реагент CN вільний		Лізуючий агент для вимірювання гемоглобіну, підрахунку та диференціювання білих кров'яних тілець. Використовуючи в комбінації з розчинником, цей реагент лізує еритроцити та захищає стан лейкоцитів, дозволяючи диференціацію в трьох популяціях (лімфоцити, моноцити, гранулоцити). Склад повинен відповідати: солі четвертинного амонію 2.47%, сульфат натрію, хлорид калію. Фасування: 1 л.	3	набір
2.	46623 Розріджувач крові	Ділюент		Розчинник призначений для розбавлення цільної крові перед підрахунком і визначення розмірів еритроцитів/лейкоцитів/тромбоцитів. Він підтримує стабільність еритроцитів/тромбоцитів під час підрахунку. Склад повинен відповідати: хлорид натрію, буфер, стабілізатори 0.27%, хелатор іонів металів, консерванти. Фасування: 20 л.	10	набір
3.	63377 Засіб очищення приладу/аналізато ра ІВД	Очищуючий розчин		Очищуючий розчин призначений для видалення протеїнових забруднень з вимірювальної системи аналізатора після кожного аналізу зразків крові. Склад повинен відповідати: консерванти 0.076%, сульфат натрію, хлорид калію, гідроксид натрію, детергенти. Фасування 1л.	6	шт
4.	63377 Засіб очищення приладу/аналізато ра ІВД	Промивний розчин		Промивний розчин - це сильно лужний очисний реагент на основі гіпохлориту, який використовується для видалення залишків біологічного матеріалу та реагентів,	3	набір

				що залишаються на елементах вимірювальної системи аналізатора. Реагент призначений для періодичного регулярного очищення. Склад повинен відповідати: активний хлор 3.5%, гідроксид натрію 0.2%, стабілізатори 0.5%, хлорид натрію. Фасування: 500 мл.		
5.	55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал	Контроль гематологічний 12 норма		Кров контрольна, яка призначена для контролю якості вимірювань, що проводяться на автоматичних та напіваавтоматичних гематологічних аналізаторах та за допомогою ручного методу. Контрольна кров є сумішшю людських еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів тваринного походження, що містяться у рідині, склад якої схожий на плазму з додаванням консервантів. Після відкриття пробірки термін стабільності контрольного матеріалу при дотриманні умов зберігання 2-8°C повинен становити не менше 2-х тижнів. Фасування: 2,5 мл.	3	флак
6.	59238 Іоноселективний електрод референтний розчин ІВД, реагент	DS-Ref Референтний заповнюючий розчин для GE300 (10 мл)		Застосовується як розчин для заповнення референтного електрода. Основні компоненти: насичений розчин KCl і консервант.	4	пляш
7.	52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти IVD, реагент	DS-ISE Заповнюючий розчин для GE300 (10 мл)		Застосовується як розчин для заповнення іонних електродів (K^+ , Na^+ , Cl^- , Ca^{2+} , Li^+ , pH). Основні компоненти: KCl - 0,04%, NaCl - 0,6%, $CaCl_2$ - 0,033%, регулятор pH, консервант.	4	пляш
8.	52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/	ПВХ активуючий розчин для GE300 (50 мл)		Використовується для активації нових електродів.	4	пляш

	електроліти IVD, реагент					
9.	52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал	Розчин КЯ для GE300 (рівень 1: 10 мл*1, рівень 2: 10 мл*1, рівень 3: 10 мл*1)		Повинен бути стабільний протягом 2 років при зберіганні при 2-30°C в тіні. При зберіганні при 15-30°C стабільність відкритого реагенту повинна становити не менше як 30 днів.	1	пляш
10.	52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти IVD, реагент	DS-I (NO.3) Стандарт А Стандарт В для GE300 (390/160 мл)		Стандарт А: K ⁺ : 1,1%, Na ⁺ : 57,0%, Cl ⁻ : 40,5%, Ca ²⁺ : 0,5%, Li ⁺ : 0,4%, Mg ²⁺ : 0,5%. Стандарт В: K ⁺ : 4,0%, Na ⁺ : 57,5%, Cl ⁻ : 36,5%, Ca ²⁺ : 1,3%, Li ⁺ : 0,3%, Mg ²⁺ : 0,4%. Термін придатності: не менше як 24 місяці та не менше як 1 місяць після відкриття.	12	пляш
11.	63377 Засіб очищення приладу/аналізато ра ІВД	Депротейнізую чий розчин (50 мл)		Застосовується для очищення та обслуговування трубок та електродів аналізатора електролітів. Основні компоненти: NaClO: ~1.0% Cl ₂ .	5	пляш

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: Відповідно до медико-технічних вимог.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі: Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно середньоринкових показників.