

Toma muestras de sangre

Tubos de vacío para analítica



CODIGO de COLOR	ADITIVO	MUESTRA	ANALISIS
 Rojo	Sin Aditivo	Suero	Química Serología
 Rojo/Gris	Gel/Sin Aditivo	Suero	Química Serología
 Celeste	Citrato	Plasma	Coagulación
 Lila	EDTA	Plasma	Hematología
 Verde	Heparina	Plasma	Química Serología
 Negro	Citrato	Plasma	V.H.S.
 Gris	Fluoruro	Plasma	Glucosa


- o Los tubos están predeterminados para llenarse con un determinado volumen de sangre por vacío. El tapón de caucho está codificado por color, de acuerdo a su uso o sus aditivos.
- o



TUBO CON TAPÓN ROJO

USO: Química, Inmunología, Banco de sangre

ADITIVO: Ninguno



TUBO CON TAPÓN ROJO

USO: Química

ADITIVO: Gel - Separador



TUBO CON TAPÓN MORADO

USO: Hematología

ADITIVO: Anticoagulante EDTA



TUBO CON TAPÓN CELESTE

USO: Pruebas de Coagulación


ADITIVO: Anticoagulante Citrato de sodio

Frasco de hemocultivos aerobio y anaerobio



Palomilla de extracción

extracción a vacío



Campana o adaptador para extracción Vacutainer



Compresor



Jeringa para gasometría arterial (con autollenado para muestras arteriales con heparina sólida).



Contenedor de residuos



Lanceta





Capilar heparinizado



Frascos para recogida de muestras de heces



Bote estéril de recogida de muestras



Tubo recogida de LCR



Abbocatt



Hisopo



Figura 8.8. Hisopo para muestra de heces.

Recipiente recolector de esputos



Figura 8.7. Sistema recolector de esputos en pacientes inconscientes.

Depresor lingual



Recipientes recogida orina



