

## AEROSOL + CÀMERA + MASCARETA: TÈCNICA D'INHALACIÓ



1. Destapar el dispositiu i agitar-lo.



2. Connectar-lo a la càmera en posició vertical.



3. Posar la mascareta al voltant de la boca i el nas del nen, evitant la possibilitat de fugues.



4. Prémer un cop el pulsador amb la càmera horitzontal. Mantenir la posició de la mascareta sense fugues mentre el nen respira unes 3-5 respiracions.



5. Retirar la mascareta i repetir el procediment per cada dosi amb intervals de descans de 30 segons.



6. Treure l'inhalador, tancar-lo i netejar la mascareta.



7. Netejar amb aigua la boca del nen.



