

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

ДК 021:2015: Лікарські засоби різні (код ДК 021:2015 33690000-3) - Лабораторні реактиви для дослідження гемостазу

Номер закупівлі: UA-2021-09-27-002183-с

Процедура закупівлі: Відкриті торги

Інформація про закупівлю:

Очікувана вартість закупівлі: 35 400,00 грн. з ПДВ

Кількість: 5найменувань

Обґрунтування доцільності закупівлі: У зв'язку з необхідністю забезпечення роботи лабораторії.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Виникла потреба у придбанні реактивів, для покращення надання медичної допомоги хворим.

№	Назва предмету закупівлі або еквівалент	одиниця виміру	кількість	Медико-технічні вимоги
1	Тестові кювети Chrom, 500 шт/уп	шт	2	вимоги до використання: до коагулометра "CoagChrom -3003" Bio-ksel, Польща. Упаковка 500 шт. тестові кювети Chrom, виготовлені методом лиття та призначені для діагностичних досліджень - 1 уп(500 шт.). Торгівельна марка: Bio Ksel, країна виробництва: PL, Виробник: Bio Ksel Sp. z o. o.. Розмір 9*28 мм, висота 28 мм, діаметр 9 мм
2	Активованний частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)	шт	2	вимоги до використання: до коагулометра "CoagChrom - 3003" Bio-ksel, Польща (5 фл.×9 мл.) для визначення активованого часткового тромбінового часу: Реагент Bio-Ksel System APTTs це рідка суспензія, що містить колоїдний кремній з синтетичними фосфоліпідами, буферний розчин і консервант. Комплект містить хлорид кальцію (0,025 моль/л) Стабільність. Після відкриття - реагент і хлорид – 30 днів при темп. 2-8 0С. Не заморожувати! Слід провести центрифугування плазми впродовж 30 хв. від моменту взяття крові і зберігати її у холодильнику (макс. 3 год.). Реагент транспортується при температурі оточуючого середовища.
3	Контроль норма систем	шт	1	вимоги до використання: до коагулометра "Coag Chrom -3003" Bio-ksel, Польща (10x1мл);

				Реагент виготовлено з людської цитратної плазми, взятої у здорових донорів і ліофілізованої. Містить буферний розчин, стабілізатор і консервант. Стабільність: Для вказаних у таблиці параметрів: 4 дні при темп. (-)20 °C лише для РТ, АРТТ і фібриногену, Не заморожувати повторно! 24 години при темп. 15 ÷ 25 °C (без факторів і білка S) 24 години при темп. 2 ÷ 8 °C (без факторів, з білком S) 8 годин при темп. 2 ÷ 8 °C (для факторів) Реагент транспортується при температурі оточуючого середовища.
4	Контроль патології низька (L) систем	шт	1	вимоги до використання: до коагулометра "Coag Chrom -3003" Bio-ksel, Польща (10x1мл);
5	Біо-Ксель Калібратор систем	шт	1	Реактив виконується з людської цитриніанової плазми, отриманої від більш, як 100 донорів й підданої процесу ліофілізації. Включає буфер та консервуючий засіб для застосування в діагностиці «in vitro» Калібрація: «РТ», «АРТТ», «ТТ». Тк = Тр х р *При цьому: «Тк»- калібраційний час, введений в прилад; «Тр» - вимірений калібраційний час; «р» — корегуючий коефіцієнт Тривалість в оригінальній ампулі: 4 години - в темп. 15-т25°C; 24 години - в темп. 2 ч- 8 °C, без факторів згортання крові; 8 години - в темп. 2-г 8 °C, з факторами згортання крові; 24 години - в темп. (- 20) °C, лише для «РТ» і «АРТТ» Упаковка 10 x 1 мл

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: Відповідно до медико-технічних вимог.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі: Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно середньоринкових показників.