



VALENCIA FAMILY
Dentistry & Orthodontics



Tu nuevo protector nocturno está impreso en 3D.

¡Felicidades por tu nuevo protector nocturno!

¿Sabías que tu dentista utilizó tecnología de impresión 3D de última generación para fabricarlo directamente en su consultorio? generación para fabricarlo directamente en su consultorio?

Ahora que ya tienes tu protector nocturno, asegúrate de saber cómo cuidarlo adecuadamente para que pueda seguir protegiendo tu sonrisa por el mayor tiempo posible.



ALMACENAMIENTO DE TU PROTECTOR NOCTURNO

Guarda tu protector nocturno en su estuche cuando no lo estés usando. Nos encantan los perros, pero a los perros les encanta masticar protectores, así que mantenlo fuera de su alcance. No lo dejes al sol ni dentro de un auto caliente. No recomendamos guardarlo en el baño debido al vapor y al calor de la regadera.



LIMPIEZA PROFUNDA PERIODICA

De vez en cuando, tu protector necesita una buena desinfección. Recomendamos usar productos de limpieza de uso común para aparatos bucales. Las tabletas para dentaduras funcionan muy bien, aunque también puedes usar enjuague bucal o una solución diluida de peróxido (agua oxigenada). Déjalo en la solución entre 30 y 60 minutos, pero no más tiempo.



No dejes tu protector en remojo por más de 60 minutos.



LIMPIA TU PROTECTOR TODOS LOS DÍAS

Al despertar, retira tu protector nocturno y límpialo con un cepillo de dientes y un poco de jabón para trastes. Después, guárdalo en su estuche. Una vez a la semana, enjuaga bien el estuche con agua jabonosa para eliminar bacterias.

¡No uses pasta dental para limpiarlo! Es abrasiva y reduce la vida útil del protector.



LAS COSAS CAMBIAN — TU PROTECTOR ES FLEXIBLE

Nuestros dientes y la mordida pueden cambiar con el tiempo. Lleva tu protector nocturno a todas tus citas dentales para que el dentista revise el ajuste y lo modifique si es necesario. Como siempre, si tienes preguntas, contacta a tu proveedor de atención dental.

No lo sumerjas en líquidos a más de 115 °F (46 °C).