

PETAL

Programa d'Educació per al control Total de l'Asma infantil a Lleida



Mantenimiento y limpieza de los dispositivos de inhalación.

INHALADORES DE CARTUCHO PRESURIZADO

1. Cuando esté sucio, sacar el cartucho y limpiar la carcasa de plástico con agua y detergente suave, aclarándola y secándola después.
2. Es importante que en el orificio de salida no queden depósitos de fármacos, ni restos de agua.
3. Colocar nuevamente el cartucho en la carcasa. Guardar el inhalador tapado y en un lugar seco.



INHALADORES DE POLVO SECO

1. Limpiar la boquilla con un papel o trapo seco.
2. Tapar el dispositivo para evitar la entrada de humedad y suciedad.

