

Formulário para entrega de amostras:

Suas informações															
Nome:															
Telefone:															
e-mail:															
Primeira experiência com a ACTGene (clientes novos): () Sim () Não *Caso afirmativo, sequenciaremos inicialmente apenas 2 reações															
Pesquisador responsável:															
Amostras															
Número de amostras:															
Selecione o(s) serviço(s) desejado(s): () Sequenciamento () Purificação () Quantificação Se purificação e quantificação, lembre-se de informar: Quais os nomes das amostras e primers para facilitar a identificação? Qual a concentração dos primers e quais primers correspondem a cada amostra ? Em qual volume devemos ressuspender o DNA molde e os primers, caso as amostras e primers sejam enviados secos? Qual o tamanho do fragmento esperado no sequenciamento?															
Amostras secas: () Sim () Não															
Deseja que nós adicionemos um de nossos <i>primers</i> ? () Sim () Não Caso afirmativo, marque abaixo o(s) <i>primer(s)</i> que deseja adicionar: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>() T7 Promotor AAT ACG ACT CAC TAT AGG</td> <td>() ITS1 TCC GTA GGT GAA CCT GCG G</td> </tr> <tr> <td>() T7 Terminator GCT AGT TAT TGC TCA GCG G</td> <td>() ITS4 TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC</td> </tr> <tr> <td>() T3 ATT AAC CCT CAC TAA AGG</td> <td>() ITS5 GGA AGT AAA AGT CGT AAC AAG G</td> </tr> <tr> <td>() SP6 GAT TTA GGT GAC ACT ATA G</td> <td>() 16S-F27 AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG</td> </tr> <tr> <td>() M13F (-21) TGT AAA ACG ACG GCC AGT</td> <td>() 16S-R1492 TAC GGY TAC CTT GTT ACG ACT T</td> </tr> <tr> <td>() M13F (-40) GTT TTC CCA GTC ACG AC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>() M13R Reverse CAG GAA ACA GCT ATG ACC</td> <td></td> </tr> </table>		() T7 Promotor AAT ACG ACT CAC TAT AGG	() ITS1 TCC GTA GGT GAA CCT GCG G	() T7 Terminator GCT AGT TAT TGC TCA GCG G	() ITS4 TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC	() T3 ATT AAC CCT CAC TAA AGG	() ITS5 GGA AGT AAA AGT CGT AAC AAG G	() SP6 GAT TTA GGT GAC ACT ATA G	() 16S-F27 AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG	() M13F (-21) TGT AAA ACG ACG GCC AGT	() 16S-R1492 TAC GGY TAC CTT GTT ACG ACT T	() M13F (-40) GTT TTC CCA GTC ACG AC		() M13R Reverse CAG GAA ACA GCT ATG ACC	
() T7 Promotor AAT ACG ACT CAC TAT AGG	() ITS1 TCC GTA GGT GAA CCT GCG G														
() T7 Terminator GCT AGT TAT TGC TCA GCG G	() ITS4 TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC														
() T3 ATT AAC CCT CAC TAA AGG	() ITS5 GGA AGT AAA AGT CGT AAC AAG G														
() SP6 GAT TTA GGT GAC ACT ATA G	() 16S-F27 AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG														
() M13F (-21) TGT AAA ACG ACG GCC AGT	() 16S-R1492 TAC GGY TAC CTT GTT ACG ACT T														
() M13F (-40) GTT TTC CCA GTC ACG AC															
() M13R Reverse CAG GAA ACA GCT ATG ACC															
Dados do contato para pagamento:															
Nome:															
Telefone:															
e-mail:															
Observações:															

Os serviços de sequenciamento e seus resultados deverão ser destinados exclusivamente à pesquisa. Qualquer uso dos mesmos para outros fins é de inteira responsabilidade do cliente solicitante. A ACTGene Análises Moleculares Ltda. ou quaisquer de seus técnicos não se responsabilizam pelo uso dos resultados do serviço de sequenciamento para quaisquer fins que não a pesquisa.

Opções de envio das amostras:

1) Envio das amostras por SEDEX:

ACTGene Análises Moleculares Ltda
CNPJ: 10.579.265/0001-40
Rua Gustavo Valente, 69 - Bairro Bela Vista
CEP 94810-250 - Alvorada, RS
Fone/Whatsapp: (51) 99116-6600

2) Entrega das amostras e formulário pessoalmente:

Campus do Vale da UFRGS
Centro de Biotecnologia (Prédio 43.421)
Andar inferior – A/C Virgínia- Lab. 106
Horário para entrega de amostras: segunda a sexta,
das 9:30- 12h e das 13h - 16h.