



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK
LABORATORIUM BIOPROSES

Alamat: Kawasan Agrotechnopark Jubung, Jubung, Sukorambi, Jember 68151
Telp. (0331) 330224, Fax. (0331) 330224

SOP TIMBANGAN DUDUK

- 1) Pastikan timbangan dalam keadaan nol atau tara.
- 2) Tempatkan bahan yang akan di timbang tersusun secara rata di atas permukaan timbangan.
- 3) Selama proses pengukuran, hindari adanya etaran atau guncangan yang dapat memengaruhi akurasi timbangan.
- 4) Catat hasil pengukuran dengan teliti.