



Preparación previa a crío-preservación en mascotas.

Autor:

Fecha: 19/06/2019

Visión general y objetivos

Procedimiento previo a la crío-preservación de una mascota. Los pasos se agrupan en cuatro casos, de peor a mejor oportunidad de calidad de preservación criogénica. Se titulan y describen por pasos numerados para máxima claridad.

Se recomienda tener por objetivo ideal todo preparado, planeado y hablado con un veterinario, embalsamador y empresa de transportes fiables, cuya eficacia haya sido avalada o verificada. Así usted podrá maximizar el éxito.

Fallecimiento repentino en casa.

1. Si estando en casa o justo al llegar a casa se encuentra fallecida o falleciendo a su mascota...

2. Vacíe el congelador de la nevera lo más rápidamente posible.
3. Raspe rápido pero con cuidado el hielo generado en la misma.
4. Esté al lado de su mascota hasta su fallecimiento. Escuche su pecho, si no hay pulso...
5. Coja el cuerpo si es de pequeño a mediano tamaño y...
6. Metalo en el congelador lo más encogido posible y con la cabeza pegada a la zona más fría del mismo.
7. Cierre rápidamente el congelador.
8. Después baje a una tienda de venta de congelados de ultramarinos y compre una caja de porexpan de máximo tamaño para transporte de pescado en hielo seco.
9. Compre por teléfono o por Internet hielo seco, al menos cinco kilos y máximo veinte kilos si es un animal grande.
 - En caso de no dar tiempo al hielo seco, compre en tiendas de bebidas u otros locales de alimentación hielo normal.
10. Llame a su veterinario de confianza y explique lo que pasa, que es necesario enviarlo al congelador de la veterinaria, sea en taxi o coche propio.
11. Una vez almacenado en la veterinaria, pida todo el historial y documentación de que el animal no murió de una enfermedad infecciosa.
12. Póngase en contacto con una empresa de envío refrigerado para enviar el cadáver a su instalación criónica más próxima.
13. Una vez iniciado el envío solo queda almacenar.

Fallecimiento en clínica sin criopreservación.

1. Si el animal está terminal...
2. El veterinario aplicará eutanasia.
3. Meter el cuerpo en bolsa de plástico. (Acelera la congelación)

4. Meter el cuerpo en el congelador veterinario, en la zona más fría y cubierto por otros cuerpos congelados.
5. Contactar con empresa de criónica, realizar los pagos.
6. Una vez almacenado en la veterinaria, pida todo el historial y documentación de que el animal no murió de una enfermedad infecciosa.
7. Póngase en contacto con una empresa de envío refrigerado para enviar el cadáver a su instalación criónica más próxima.
8. Una vez iniciado el envío solo queda almacenar.

Fallecimiento en veterinaria con perfusión veterinaria.

1. Si el animal está terminal...
2. Traer previo una caja de porexpan grande cargada de hielo, ambos productos se compran en pescadería.
3. Preparar la fórmula CI-VM-1 en casa. [Enlace](#)
4. Comprar una botella de perfusión de suero salino.
5. Practicar un agujero en la parte superior y vaciar.
6. Preparar las vías para perfundir por la carótida o por el cayado aórtico con las arterias de bajada bloqueadas. Y para el drenaje desde las yugulares.
7. Aplicar eutanasia.
8. Aplicar conexiones con el dispositivo de perfusión improvisado.
9. Cubrir el cuerpo con hielo en cama de hielo.
10. Si hay aire acondicionado, ponerlo al máximo.
11. Una vez finalizado el proceso, grapar y suturar heridas. Vendar.

12. Meter el cuerpo en bolsa de plástico. (Acelera la congelación)
13. Meter el cuerpo en el congelador veterinario, en la zona más fría y cubierto por otros cuerpos congelados.
14. Contactar con empresa de criónica, realizar los pagos.
15. Una vez almacenado en la veterinaria, pida todo el historial y documentación de que el animal no murió de una enfermedad infecciosa.
16. Póngase en contacto con una empresa de envío refrigerado para enviar el cadáver a su instalación criónica más próxima.
17. Una vez iniciado el envío solo queda almacenar.

Fallecimiento en veterinaria con un especialista.

1. Si el animal está terminal...
2. Traer previo una caja de porexpan grande cargada de hielo, ambos productos se compran en pescadería.
3. Preparar la fórmula CI-VM-1 en casa.[Enlace](#).
4. Ponerse previo en contacto con un embalsamador experto en perfusiones delicadas.
5. Cubrir el cuerpo con hielo en cama de hielo.
6. Si hay aire acondicionado, ponerlo al máximo.
7. Mediante máquina de perfusión manual con regulador de presión, el embalsamador aplicará el CI-VM-1 por el acceso al cayado aórtico.
8. Una vez finalizado el proceso, grapar y suturar heridas. Vendar.
9. Meter el cuerpo en bolsa de plástico. (Acelera la congelación)
10. Meter el cuerpo en el congelador veterinario, en la zona más fría y cubierto por otros cuerpos congelados.
11. Contactar con empresa de criónica, realizar los pagos.

-
12. Una vez almacenado en la veterinaria, pida todo el historial y documentación de que el animal no murió de una enfermedad infecciosa.
 13. Póngase en contacto con una empresa de envío refrigerado para enviar el cadáver a su instalación criónica más próxima.
 14. Una vez iniciado el envío solo queda almacenar.

