

UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR CURSO DE ODONTOLOGIA UNIDADE CASCAVEL

ITENS INDIVIDUAIS - 2025

2° ao 7° períodos Integral e Noturno

- TODO EPI (Equipamento de proteção individual) Roupa branca: calça branca sem rasgos, ou adornos, que cubra o calacanhar de tecido resistente e não transparente, camiseta branca que cubra barriga e colo (proibido cropped), calçado branco de material resistente, que cubra todo o peito de pé e calcanhar, antiderrapante e facil higienização.
- Jaleco branco padrão unipar com nome bordado.
- Gorro/touca descartável, máscara tripla descartável, óculos de proteção, e luvas de procedimentos ou cirurgicas do tamanho adequado a sua mão.
- A roupa branca pode ser substituida pelo pijama cirúrgico (scrubs) padrão UNIPAR, na cor marsala, com bordado unipar odontologia e nome. (verificar coordenação de clínica o modelo correto).

Roupagem

| Quantidade | Descrição | |
|---|---|--|
| 06 | Toalhas branca pequena (tamanho 30 x 50cm). | |
| deverão ser entregues na triagem do Curso de Odontologia. | | |
| (Prazo máximo até dia <mark>14/03/2025</mark>). | | |

| Quantidade | Descrição | |
|--|--|--|
| Conforme demanda (serão orientados pelas disciplinas) | Kit Cirúrgico Descartável (sugestão Kit cirurgico n°1). Kit fica sob responsabilidade do acadêmico, Não precisa ser entregue na triagem. Uso em clínicas durante procedimentos. | |
| | Coforme orientação e solicitação dos professores. Protetor refletor com sistema adesivo (não elástico) | |

COMPOSIÇÃO DO KIT:

| Avental Cirúrgico Manga Longa 1,20x1,40cm - 02 unidades |
|---|
| Campo de Mesa 0,70x0,90cm = 01 unidade; |
| Campo de Mesa Impermeável 0,70x0,90cm - 01 unidade; |
| Campo Fenestrado 1,20x0,70cm - 01 unidade: |
| Capa de Mangueira 1,00x0,08cm - 02 unidades; |
| Capa de Refletor 0,25x0,10cm - 02 unidades; |
| Toalha Absorvente 0.35x0.40cm - 02 unidades. |

MATERIAL: 100% Polipropileno (PP).

| Quantidade | Descrição |
|------------|--|
| 01 | CAIXA DE EPI PARA LIMPEZA DE MATERIAIS |

- Para uso pós atendimento nas clínicas, obrigatório uso.
- Guarda e conservação fica sob responsabilidade de cada acadêmico para com a sua caixa.
- Ao início das atividades acadêmicas/clínicas todos os acadêmicos serão orientados sobre a caixa de limpeza/lavagem de materiais.
- Itens: caixa plástica, transparente, sem desenhos, sem furos, com tampas e travas laterais 5, 6, ou 7 littos.
- Detergente enzimático pronto uso, spray (sugestão RIOZYME)
- Luvas de borrachas grossas com cano de braço longo.
- Avental longo, mangas compridas com punho, e fechamento nas costas, impermeavel e lavavel.
- Óculos de acrílico de proteção.

* NÃO COMPRAR ANTES DE SEREM ORIENTADOS E APRESENTADOS A ESTES MATERIAIS.

OBS: 01 caixa de limpeza por acadêmico.

Acadêmico que já tiver a caixa, não precisa preparar uma nova a cada ano, somente caso algum dos itens citados estiver danificado, faltando ou vencido.