

BẢNG KIỂM
KỸ NĂNG CHUẨN BỊ XE TIÊM TRUYỀN DUNG DỊCH

TT	Nội dung	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1	- Sao phiếu thuốc kiểm tra thuốc			
2	- Mang khẩu trang rửa tay			
3	- Trải khăn vô khuẩn lên mâm sạch			
4	- Soạn dụng cụ vô khuẩn - Gạc che kim hoặc băng keo cá nhân - Bông cotton - Bình kèm sát trùng da			
5	- Gắn lồng treo vào chai (nếu cần)			
6	- Khui và sát trùng nắp chai dịch truyền			
7	- Gắn bộ dây truyền, khóa dây lại, quấn gọn vào chai			
8	- Soạn dụng cụ sạch - Dây garrot - Bồn hạt đậu - Gối kê tay - Máy đo huyết áp - Găng tay sạch - Băng keo (ít nhất 3 miếng dán lên dây truyền) - Trụ treo - Đồng hồ có kim dây - Hộp thuốc chống shock			