

Професійна стельова платформа нервово-м'язової стимуляції та відновлення
ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та
фізичної терапії
НК 024:2023: 63311 — Система реабілітації вібраційних пропріоцепторів

№ з/п	Характеристики	Вимоги	Відповідність (з обов'язковим зазначенням найменування файлу та № сторінки файлу тендерної пропозиції, на якій міститься інформація про відповідність вимозі)
1.	Завдання комплексу та основні принципи	Підсилює динамічну стабільність суглобів, спільну активацію м'язів і м'язову синергію. У додаванні, характер вправи з підвішуванням забезпечує нестійкість і необхідність управління рухом в трьох вимірах, що в подальшому задіє нейром'язову систему і рухові програми.	
		Вправи з підвішуванням спрямовані на оптимізацію нейром'язового контролю. Це найбільш ефективно досягається з відносно високим зусиллям і малою кількістю повторень за підхід.	
2.	Цілі комплексу	- Оптимізувати нейром'язовий контроль - Усунути або зменшити біль - Відновити нормальний обсяг рухів - Дозволити пацієнтові справлятися з вправами і регулювати фізичну активність	
3.	Стельова конструкція з апаратами:	1 x Sliding Suspension System для стелі, настінного або підлогового монтажу з 3 траверсами	
		3x Trainer з ремнями	
		1x AXIS з ремнями	
		2x Широких слінгів	
		2x Вузьких слінгів	
		1x Роздвоєний слінг	
		1 пара ручок Powergrip	
		1 пара Еластичний трос 30 см (чорний з малим опором)	
		1 пара Еластичний трос 60 см (чорний з малим опором)	
		1 пара Еластичний трос 30 см (червоний з великим опором)	
		1 пара Еластичний трос 60 см (червоний з великим опором)	
		1 пара трос 30 см	
		1 пара трос 60 см	
		Трос 5 м з гачком	
		1x Валик 15x50 см	
		2x Подушка	
		Замок для AXIS	

		Стельовий підвіс для AXIS з шурупами та трьома карабінами	
		1х стельовий підвіс із шурупами	
		2 настінні кріплення для тросів та слінгів	

допускається відхилення від визначених показників +/- 10%