

ПРАВИЛА ОТБОРА СЫВОРОТКИ КРОВИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ

► КОГДА СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ЭТОТ ТЕСТ?

Как правило, многие заболевания печени диагностируются уже очень поздно, при тяжёлом поражении паренхимы печени. Рутинные биохимические исследования могут не сопровождаться изменениями основных показателей, отвечающих за работу печени, даже при имеющемся заболевании данного органа,

► ТЕСТ ПРОВОДИТСЯ:

- У щенков миниатюрных пород с отставанием в росте и развитии, как метод диагностики врождённых портосистемных шунтов
- При подозрения на скрытые заболевания печени у животных
- При обнаружении в моче кристаллов урата аммония (за исключением собак пород далматин и английский бульдог)
- У животных с неврологическими расстройствами
- Для мониторинга у пациентов с установленным заболеванием печени

► КАК ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ СЫВОРОТКИ КРОВИ НА ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ?

1. Проводится исследование парных проб крови – **это условие является обязательным!!!!**
2. Первая проба отбирается у животного строго натощак (не менее 12-ти часов голодания). В этот период животному запрещается давать лакомства и даже грызть игрушки. Вторая проба спустя 2 часа после еды
3. Кровь отбирается в специальную биохимическую пробирку в объёме 0,5-1 мл
4. В течение суток образцы должны быть доставлены в лабораторию
5. У лошадей и птиц исследование проводится однократно натощак!

- Животному предлагают его обычный рацион или консервированный **корм с умеренным или даже высоким уровнем жира и белка.**

Варианты готовых рационов:

- Hill's a/d
- Rual Canin Convalescent: или Recovery
- Purina CN



- Животным с массой менее 5 кг дают около 2-х чайных ложек корма
- Крупным, более 5 кг, животным дают 1/4 часть от обычной порции для избежания послеобеденной липемии, **важно не перекормить животное** (в противном случае, это приведёт к ложнозавышенному результату).
- При обнаружении выраженного отклонения от нормы уровня желчных кислот рекомендуется проведение биопсии печени или компьютерной томографии.