

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AULA PRÁTICA

Informações Gerais

Após o preenchimento deste formulário, o mesmo deve ser salvo no formato .pdf e enviado à SELIB através do Sistema de Chamados (glpi-selib.dv.utfpr.edu.br), utilizando o campo “anexo”, com pelo menos **72 horas úteis** de antecedência da atividade.

ATENÇÃO:

- Incluir na programação da aula o tempo necessário para que o aluno lave o material utilizado. As vidrarias devem ser deixadas para secagem em área designada;
- As bancadas devem ficar totalmente livres após a conclusão das aulas, pois outra turma poderá utilizar na sequência;
- É expressamente proibido retirar ou adicionar material das áreas que possuem itens com identificação de reserva;
- Orientar os alunos para que o descarte ao final da atividade seja feito no recipiente identificado, conforme solicitação do campo 5;
- Verificar as quantidades para não haver desperdício/sobra de reagentes, meios de cultura etc.;
- Eventuais sobras de material serão remanejadas pelos laboratoristas para outras aulas práticas.

1. Identificação da Atividade

Título da Prática:			
Disciplina:			
Curso:			
Data da aula:		Número total de kits para o dia:	
Turma 1:	Horário início:		Horário fim:
Turma 2:	Horário início:		Horário fim:

2. Vidrarias / Insumos / Materiais / E.P.I.s (Informar quantidade total para o dia)

Discriminar material / vidraria / E.P.I. (Insira mais linhas, caso necessário)	Quantidade	Observações
Ex. Béquers 100mL	04	Autoclavados
Ex. Ponteiras 20-200µL	40	Autoclavadas, distribuídas em 4 frascos.
Ex. Fósforos	02 caixas	Para a turma toda.
Ex. Caneta permanente	02	Para a turma toda.

Comentários:

Ex. Os béquers solicitados serão utilizados para descarte das ponteiras contaminadas.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
Campus Dois Vizinhos

3. Reagentes / Soluções / Meios de Cultura / Corantes <u>(Informar quantidade total para o dia)</u>		
Discriminar Reagentes, Soluções, Meios de Cultura, Corantes. (Insira mais linhas, caso necessário)	Quantidade	Observações
Ex. Placas de Petri com Ágar Nutriente	8	Prontas para inoculação.
Ex. Ágar Nutriente	200mL	Pronto para inoculação, em erlenmeyer, estado líquido. Para a turma toda.
Ex. Lugol 2%	100mL	Para a turma toda.
Ex. HCl 0,1M	1000mL	Dividir em 2 frascos.
Comentários:		

4. Equipamentos <u>(Informar quantidade total para o dia)</u>	
Discriminar Equipamentos (Insira mais linhas, caso necessário)	Observações
Ex. Banho maria	Para a turma toda.
Ex. Micropipeta automática 20-200µL	04
Ex. Estufa	Será usada do dia XX/XX ao dia XX/XX.
Comentários:	
Ex. Regular a estufa para 37°C.	

5. Resíduos		
☐ Ácido	☐ Base	☐ Corantes
☐ Solvente orgânico halogenado	☐ Metais Pesados	☐ Perfurocortantes
☐ Solvente orgânico não halogenado	☐ Material biológico: carcaças	☐ Material biológico: meios de cultura
☐ Brometo de Etídio	☐ Formaldeído	
Comentários:		
Ex. As ponteiros devem ser tratadas como material biológico e, assim, passarem por esterilização prévia ao descarte, pois estarão contaminadas.		