

BẢNG KIỂM KỸ NĂNG TIÊM TRUYỀN DUNG DỊCH

TT	Nội dung	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1	Đối chiếu đúng người bệnh, báo và giải thích			
2	Đo huyết áp, đếm mạch, cho người bệnh tiêu tiểu (nếu được)			
3	Cắt băng dính, kiểm tra dịch truyền, sát khuẩn nút chai, pha thuốc nếu có y lệnh			
3	Khóa dây truyền dịch, cắm dây truyền dịch vào chai			
4	Treo chai lên trụ treo, cho dịch vào 2/3 bầu đếm giọt			
5	Đuổi khí vào bồn hạt đậu, khóa lại, để kim an toàn			
6	Bộc lộ vùng truyền, chọn tĩnh mạch, kê gối kê tay(nếu cần)			
7	Mang găng tay			
8	Buộc garrot cách nơi tiêm 10 – 15 cm			
9	Sát khuẩn vùng theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài 10 cm tối thiểu 2 lần			
10	Sát khuẩn tay lại			
11	Tay căng da, tay cầm kim mặt vát lên trên kim chệch một góc 30^0 so với mặt da, đâm xuyên qua da hướng kim theo chiều tĩnh mạch			
12	Bóp dây truyền kiểm tra có máu tháo garrot			
13	Mở khóa cho dịch chảy tốc độ chậm			
14	Cố định đốc kim, che kim bằng gạc vô khuẩn			
15	Cố định dây truyền			
16	Tháo găng tay bỏ vào thùng đựng chất thải lây nhiễm, vệ sinh tay			
17	Điều chỉnh giọt theo y lệnh			

18	Dặn dò người bệnh những điều cần thiết			
19	Báo người bệnh biết việc đã xong, để người bệnh tiện nghỉ			
20	Thu dọn dụng cụ, rửa tay, ghi phiếu truyền dịch, và phiếu chăm sóc			